

HARTMANN



Na bezpečnú a účinnú liečbu, starostlivosť a prevenciu

Katalóg výrobkov

Elektronická verzia aktualizovaná k dátumu 28.3.2024



O nás

Spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s r.o. vznikla roku 1993 ako pobočka českej firmy HARTMANN – RICO a. s., ktorá nadväzuje na úspešnú tradíciu výrobcu vaty, obväzového materiálu a hygienických potrieb Rico (založené ako Richter&Compagnon roku 1891 v Chomutove) a popredného svetového výrobcu zdravotníckych a hygienických výrobkov, firme PAUL HARTMANN (založenej roku 1818 v Heidenheime). Týmto krokom sa spoločnosť zároveň stala súčasťou silnej medzinárodnej skupiny HARTMANN.

Firma sa špecializuje na niekoľko produktových oblastí. V rámci sortimentu ponúka na prevenciu infekcií vysokokvalitné operačné súpravy, oblečenie a dezinfekčné prostriedky, ktoré efektívne zvyšujú bezpečnosť nemocničného personálu i pacientov. K výrazne rýchlejšej a pohodlnejšej liečbe a hojeniu rán prispievajú prostriedky ako hydrokoloidné krytie, krytie s masťou na ošetrovanie traumatických ran, podtlaková terapia či Hydroterapia. Na každodennú domácu starostlivosť o zdravie, prevenciu a hygienu ponúkame systém diagnostických prístrojov a testov, náplasti na širokú škálu drobných poranení, prírodnú kozmetiku a doplnky stravy, produkty dámskej hygieny alebo rad produktov na odličovanie či starostlivosť o bábätko. Posledným a zároveň kľúčovým segmentom sú prostriedky na riešenie inkontinencie vrátane špeciálnej kozmetiky na zrelú a namáhanú pokožku.

Vďaka našej profesionalite, partnerskému prístupu a nadšeniu pre prácu, ktorú robíme, máme na Slovensku dlhodobú pozíciu popredného distribútora zdravotníckych prostriedkov a hygienických výrobkov.

Posúvame hranice starostlivosti o zdravie. Úspešne. Už viac ako 200 rokov.

Ludwig von Hartmann



1818

Spoločnosť založená ako radiareň.



Victor von Bruns



Joseph Lister

70. roky 19. st.

Vedecké prielomy našartovali výrobu antiseptického krytia a chirurgických rúšok.



1938

Prvýkrát logo v podobe modrého oválu.



Prvé masné tyly na bezbolestnú výmenu obväzov.

70. roky 20. st.

Zameriavame sa na problematiku inkontinencie.

Jednorazové chirurgické rúška Folioplast ďalej znižujú riziká na operačných sálach.



1991

Vznik HARTMANN-RICO spol. s r.o.



1843

Spoločnosť preberá Paul Hartmann.



1919

Začína výroba náplastí a masťí.



1965

Nový stupeň bezpečnosti na operačných sálach vďaka x-ray detekovateľným vláknam.



1993–1994

Uvedenie produktových radov MoliCare a Menalind ako riešenie starostlivosti o inkontinentných pacientov.



„Aj napriek dopytu po lacnom obväzovom materiáli, vlastnosti ktorého sa zriedka spájajú s kvalitou a spoľahlivosťou, mojím dlhodobým záujmom zostáva dodávať len to najlepšie.“ Paul Hartmann, 1885

1997

Predstavenie produktov vlhkého krytia rán vrátane unikátneho produktu TenderWet.



2009

Uvedenie nových jednorazových kovových chirurgických nástrojov Peha-Instruments.



2014

Nový branding značky HARTMANN na čele s novým sloganom O krok ďalej pre zdravie – slogan sa mení po 75 rokoch!



2016

Predstavujeme úplne novú kategóriu produktov, domáce testy Veroyal, a umožňujeme tak presunúť viac starostlivosti o zdravie do pohodlia a pokoja vlastného domova.



2008

Rozšírenie portfólia HARTMANN o produkty na dezinfekciu.



Kneipp sa stáva 100 % dcérskou spoločnosťou PAUL HARTMANN AG.

2011

HARTMANN vstupuje na trh s novým systémom na podtlakovú terapiu VIVANO.



Predstavenie systému Hydroterapie znamená výrazne jednoduchšiu a efektívnejšiu liečbu rán.



Významné uľahčenie práce opatrovateľom vďaka inovácii plienkových nohavičiek MolliCare Elastic.

2017

Skupina HARTMANN dokončila akvizíciu spoločnosti Lindor, poprednej značky pre inkontinenčné prostriedky v Španielsku a Portugalsku.



Uvádzame rad inteligentných prístrojov Veroval osobnej diagnostiky s platformou Veroval medi.connect.

2018

Uvedenie nového radu produktov pre športovcov Cosmos Active.



2019

Uvedenie ďalších novínok v produktovom portfóliu. Jednorazové oblečenie na operačné sály Foliadress Suit Comfort.

HARTMANN



2023

HARTMANN ako expert na hojenie rán uvádza nový rad produktov na ošetrovanie všetkých typov rán od drobných poranení až po veľké chronické rany.

A ideme ďalej...



Anatomicky tvarované diskrétné nohavičky na stredný a ťažký únik moču vyvinuté špeciálne pre ženy a mužov MoliCare Lady a Men Pants.

HARTMANN



Náš spoločný cieľ:
**Znížiť riziko
infekcie na
minimum**

Každý deň, každú minútu, kdekoľvek

missionprevention.sk



Náš spoločný cieľ:

Misia: Prevencia infekcií

1

Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou významne komplikujú proces liečby a môžu vyústiť i do život ohrozujúceho stavu pacienta.

2

Infekciou sa napríklad v nemocniciach nakazí až 8 % hospitalizovaných pacientov.

3

Vďaka účinným riešeniam prevencie infekcií v oblastiach hojenia rán, prevencie rizík a dezinfekcie výrazne zvyšujeme bezpečnosť a efektivitu zdravotnej starostlivosti ako pre zdravotníkov, tak aj pre pacientov.

Kompletný prehľad výrobkov
spoločnosti HARTMANN-RICO spol. s r.o.

Ošetrovanie rán

Moderné ošetrovanie rán

Antiseptické krytie – Atrauman Ag.....	21
Čistiace krytie – HydroClean advance, Hydro Clean advance Cavity.....	22
Algináty – Sorbalgon Classic.....	23
Hydrogély – HydroTac Transparent, HydroTac Transparent Comfort.....	24
Hydrogély – Hydrosorb Gel.....	25
Hydrokoloidy – Hydrocoll.....	26
Polyuretány – HydroTac.....	27
Neadhezívne kontaktné krytie – Atrauman.....	28
Neadhezívne kontaktné krytie – Grassolind neutral.....	29
Silikónové krytie – Atrauman Silicone.....	30
Podtlaková terapia – VivanoTec.....	31
Podtlaková terapia – VivanoMed.....	32
Superabsorpčné krytie – Zetuvit Plus.....	33
Superabsorpčné krytie – Zetuvit Plus Silicone.....	34

Tradičné ošetrovanie rán

Kompresy – Sterilux ES.....	35
Kompresy – Medicomp.....	36
Kompresy – Zetuvit.....	37
Kompresy – Eycopad.....	38
Tampóny – Pagasling.....	39
Obväzová gáza.....	40
Hotové obvazy.....	41
Tampóny – Soft-Zellin.....	42
Tampóny – Pur-Zellin.....	43
Fixačné ovínadlá – Peha-fix.....	44
Fixačné ovínadlá – Ovínadlá hydrofilné.....	45
Fixačné ovínadlá – Ovínadlo hydrofilné elastické sterilné.....	46
Fixačné ovínadlá – Peha-haft.....	47
Hadicové obvazy – Stülpa.....	48
Hadicové obvazy – Pruban.....	49
Hadicové obvazy – Coverflex fast.....	50
Hadicové obvazy – Coverflex grip.....	51
Podporné obvazy – Verba.....	52
Krátkočasné ovínadlá – Idealflex.....	53

Krátkočasné ovínadlá – Idealast-haft latex free.....	54
Krátkočasné ovínadlá – Idealast-haft Color latex free.....	55
Krátkočasné ovínadlá – Pütter-Verband.....	56
Dlhočasné ovínadlá – Idealtex.....	57
Zinkoglejové ovínadlá – Varolast.....	58
Kompletný systém – Rolta.....	59
Imobilizácia – Klasické sadrové obvazy – Safix plus.....	60

Náplasti

Fixačné náplasti – Omniplast.....	61
Fixačné náplasti – Omnipor.....	62
Fixačné náplasti – Omnifilm.....	63
Fixačné náplasti – Omnisilk.....	64
Fixačné náplasti – Omnifix Elastic.....	65
Fixačné náplasti – Omnistrip.....	66
Tejpovacie náplasti – Omnitape.....	67
Pooperačné náplasti – Cosmopor E.....	68
Pooperačné náplasti – Cosmopor I.V.....	69
Pooperačné náplasti – Hydrofilm.....	70
Pooperačné náplasti – Hydrofilm Plus, Cosmopor Transparent.....	71
Hrejivá náplast – Cosmos.....	72

Expert na hojenie rán

Antiseptické čistenie rán – Cosmos wound spray.....	74
Krytie rán – Medicomp.....	75
Fixácia krytia a oviniadiel – Peha-haft Easy, Peha-haft Color, Cosmos cievkové náplasti, Omnifix elastic.....	76
Sterilné náplasti – Cosmopor silicone.....	77
Odreniny, pľuzgiere, popáleniny – Cosmos.....	78
Drobné poranenia – Cosmos.....	79–80
Detské náplasti – Cosmos.....	81
Ekologické výrobky – Nature Care.....	82
Ekonomické náplasti na rany – Cosmos.....	83
Náplasti na lekársku prax – DermaPlast.....	84–85

Prvá pomoc pre svaly a kĺby

Tejpovacie pásky – Cosmos Active.....	86
Chladivé a gélove vankúšiky – Cosmos Active.....	87

Vata	
Vata Pehazell.....	88

Prevenca rizík

Jednorazové operačné krytie – Foliodrape	93
Jednorazové operačné krytie – Foliodrape Protect.....	94
CombiSet.....	95
PREVENTIA Surgical Irrigation.....	96
Pulzná laváž	97
Operačné plášte – Foliodress gown Comfort	98
Operačné plášte – Foliodress gown Protect.....	99
Jednorazové operačné oblečenie – Foliodress Suit.....	100
Jednorazové operačné oblečenie – Foliodress Suit Comfort.....	101–102
Operačné čiapky – Foliodress Cap Comfort	103–104
Operačné masky – Foliodress Mask Comfort	105
Operačné masky – Foliodress Mask Protect	106
Ochranné okuliare – Foliodress ochranné okuliare	107
Operačné rukavice – Základné operačné rukavice.....	108
Operačné rukavice – Štandardné operačné rukavice.....	109
Operačné rukavice – Špeciálne operačné rukavice.....	110–112
Obväzové materiály, kompresy a tampóny.....	113–115
Jednorazové chirurgické nástroje – Peha-instrument.....	116–119
MediSet.....	120–125
Hygiena pacientov a personálu – Vyšetrovacie rukavice.....	126–127
Hygiena pacientov a personálu – Ochranné rukavice	128
Hygiena pacientov a personálu – Jednorazové návleky, jednorazový plášť... ..	129

Dezinfekcia

Dezinfekcia rúk na domáce využitie	133
Dezinfekcia rúk.....	134
Umývanie, ochrana a starostlivosť o pokožku	135
Dezinfekcia kože a tela	136
Dezinfekcia nástrojov	137
Rýchla dezinfekcia plôch a povrchov.....	138–139
Dezinfekcia plôch a povrchov	140
Čistenie plôch a povrchov	141
Dávkovanie	142–145
Špeciálny tovar.....	146

Inkontinencia

Inkontinencia – MoliCare Premium Lady	151
Inkontinencia – MoliCare Premium Men.....	152
Inkontinencia – MoliCare Pad.....	153
Inkontinencia – MoliCare Premium Lady a Men Pants	154
Inkontinencia – MoliCare Mobile.....	155
Inkontinencia – MoliCare Premium Elastic.....	156
Inkontinencia – MoliCare Premium	157
Inkontinencia – MoliCare Premium Fixpants.....	158
Inkontinencia – MoliCare Premium Form	159
Inkontinencia – MoliCare Bed Mat	160–162
Inkontinencia – Samu.....	163
Starostlivosť o pokožku – MoliCare Skin	164–166
Hygiena pacientov a personálu – ValaClean	167
Hygiena pacientov a personálu – ValaFit.....	168
Hygiena pacientov a personálu – ValaProtect.....	169
Hygiena pacientov a personálu – ValaComfort.....	170
Hygiena pacientov a personálu – Drevené lyžičky, Pagavit, Peha-fresh, SicSac	171

Krása a zdravie

Detská hygiena Fixies	175
Detská hygiena Bel baby.....	176
Dámska hygiena Ria	177–178
Vata a vatové výrobky Bel.....	179–180

Ostatné

Domáca diagnostika – Veroval.....	185–191
Domáca diagnostika – Therموال.....	192–193
Domáca diagnostika – testy Veroval.....	194–195
Stomické pomôcky Dansac – Kolostomické pomôcky.....	198–199
Stomické pomôcky Dansac – Ileostomické pomôcky	200–201
Stomické pomôcky Dansac – Urostomické pomôcky.....	202
Stomické pomôcky Dansac – Podložky	203
Stomické pomôcky Dansac – Príslušenstvo.....	204

Abecedný register výrobkov

A

Atrauman.....	28
Atrauman Ag.....	21
Atrauman Silicone.....	30

B

Bacillol 30 Sensitive Foam.....	138
Bacillol 30 Sensitive Tissues.....	138
Bacillol AF.....	138
Bacillol Tissues.....	138
Baktolan balm.....	135
Baktolan lotion.....	135
Baktolan protect+ pure.....	135
Baktolin pure.....	135
Bambusová náplasť.....	82
Bavlnená gáza.....	82
Bavlnená páska.....	82
Bavlnený obvaz.....	82
Bel baby prsné vložky.....	176
Bel baby vatové tyčinky.....	176
Bel cosmetic odličovacie tampóny.....	180
Bel cosmetic vatové tyčinky.....	180
Bel nature odličovacie tampóny.....	180
Bel nature vatové tyčinky.....	180
Bel premium odličovacie tampóny.....	180
Bel premium vatové tyčinky.....	180
Bel premium vlhké kozmetické obrúsky.....	179
Bel premium vlhké odličovacie tampóny.....	179
Bodedex forte.....	137
BODE X-Wipes.....	139
BODE X-Wipes Safety Pack.....	139
Bomix plus.....	137

C

CombiSet.....	95
Cosmopor E.....	68
Cosmopor I.V.....	69

Cosmopor I.V. transparent.....	69
Cosmopor silicone – Expert na hojení ran.....	77
Cosmopor Transparent.....	71
Cosmos Mr. Wonderful 2.0 – Stay Happy.....	81
Cosmos PJ Masks.....	81
Cosmos Active Kineziologická tejpovacia páska.....	86
Cosmos Active Opakovane použiteľný gélový vankúšik.....	87
Cosmos Aqua – Expert na hojení ran.....	79
Cosmos Aqua Fun – Expert na hojení ran.....	79
Cosmos cievková netkaná náplasť – Expert na hojenie rán.....	76
Cosmos cievková textilná náplasť – Expert na hojenie rán.....	76
Cosmos Classic – Expert na hojení ran.....	80
Cosmos cover spray.....	80
Cosmos Flexible – Expert na hojení ran.....	79
Cosmos Hrejivá náplasť s kapsaicínom JEMNÁ.....	72
Cosmos Kids – Expert na hojení ran.....	79
Cosmos Klasická textilná.....	83
Cosmos Klasická vodoodolná.....	83
Cosmos Klasická z netkanej textilie.....	83
Cosmos Na odreniny – Expert na hojenie rán.....	78
Cosmos Na pľuzgiere mix – Expert na hojenie rán.....	78
Cosmos Na pľuzgiere na päte – Expert na hojenie rán.....	78
Cosmos Na pľuzgiere XL – Expert na hojenie rán.....	78
Cosmos Na popáleniny – Expert na hojenie rán.....	78
Cosmos Pevná.....	83
Cosmos Soft – Expert na hojení ran.....	80
Cosmos Soft Silicone – Expert na hojení ran.....	80
Cosmos Sport – Expert na hojení ran.....	80
Cosmos Universal – Expert na hojení ran.....	79
Cosmos wound spray – Expert na hojenie rán.....	74
Coverflex fast.....	50
Coverflex grip.....	51
Cutasept F.....	136
Cutasept G.....	136

Č

Čiapka so šampónom a kondicionérom.....	164
---	---------------------

D	
Dansac Nodor S	204
Dansac odstraňovač náplastí v spreji	204
Dansac ochranný krém	204
Dansac pasta	204
Dansac telová voda	204
Dansac telová voda v rúškach	204
Dansac TRE krúžok	204
Dávkovacia nádoba	145
Dávkovacia pumpa na kanister	145
Dávkovací stojan	143-144
Derma LiteCheck box	146
Dermalux Checkbox	146
DermaPlast classic	85
DermaPlast soft	84
DermaPlast soft injection	84
DermaPlast soft spots	84
Dezinfekčná vaňa	145
Dismofix G	141
Dismozon plus	140
Držiak na fľaše na stenu	142
Držiak plagátu s kovovým rámkom	144
Držiak vreckových fliaš 100 ml	146
Duo Soft Drenážne vrecko	202
E	
Eurospender 1 plus	142
Eurospender 1 plus červený	142
Eurospender 1 plus Touchless	142
Eurospender 3	142
Eurospender 3 flex	142
Eurospender RX5 Touchless	142
Eurospender Safety plus	142
Eycopad	38
F	
Fixies – Junior	175
Fixies – Maxi	175
Foliodrape	93
Foliodrape Protect	94
Foliodress Cap Comfort Apart	104
Foliodress Cap Comfort Astro	104
Foliodress Cap Comfort Astro Plus	104
Foliodress Cap Comfort Bandana	104
Foliodress Cap Comfort Form	103
Foliodress Cap Comfort Form Plus	103
Foliodress Cap Comfort Rondo	103
Foliodress Cap Comfort Rondo Plus	103
Foliodress Cap Comfort Universal	103
Foliodress gown Comfort Extra Reinforced	98
Foliodress gown Comfort Peel & Go Basic	98
Foliodress gown Comfort Peel & Go Extra Reinforced	98
Foliodress gown Comfort Peel & Go Standard	98
Foliodress gown Comfort Reinforced	98
Foliodress gown Comfort Standard	98
Foliodress gown Comfort Urology Ultra Reinforced	98
Foliodress gown Protect Basic	99
Foliodress gown Protect Reinforced	99
Foliodress gown Protect Standard	99
Foliodress hygienické ponožky	102
Foliodress jacket Comfort	102
Foliodress Mask Comfort Anti Fogging	105
Foliodress Mask Comfort Anti Splash	105
Foliodress Mask Comfort Anti Splash Vizor	105
Foliodress Mask Comfort Loop	105
Foliodress Mask Comfort Perfect	105
Foliodress Mask Comfort Senso	105
Foliodress Mask Comfort Special	105
Foliodress Mask Protect Perfect	106
Foliodress Mask Protect Senso	106
Foliodress nákrčník	102
Foliodress ochranné okuliare	107
Foliodress S	129
Foliodress Suit	100

Foliodress Suit Comfort.....	102	Lyžičky ústne drevené.....	171
G		M	
Gáza obväzová.....	40	Medicomp.....	36
GlowCheck.....	146	Medicomp Drain.....	36
Grassolind neutral.....	29	Medicomp – Expert na hojenie rán.....	75
H		MediSet na anestéziu I.....	122
HARTMANN odličovacie tampóny.....	180	MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu.....	121
Hodinky pre zdravotné sestry.....	146	MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu – Basic.....	121
HydroClean advance.....	22	MediSet na jednorazovú močovú katetrizáciu.....	120
HydroClean advance Cavity.....	22	MediSet na malé chirurgické výkony.....	123
Hydrocoll.....	26	MediSet na močovú katetrizáciu.....	120
Hydrocoll sacral.....	26	MediSet na močovú katetrizáciu Permanent.....	120
Hydrocoll thin.....	26	MediSet na odstránenie stehov.....	123
Hydrofilm.....	70	MediSet na odstránenie svoriek.....	123
Hydrofilm Plus.....	71	Mediset na periférnu žilovú katetrizáciu.....	121
Hydrosorb Gel.....	25	MediSet na prípravu hrudnej punkcie.....	124
HydroTac.....	27	MediSet na suchý preväz rany.....	123
HydroTac border multisite.....	27	MediSet na zašívanie rán.....	123
HydroTac comfort.....	27	MediSet pre ARO (epidurálne).....	122
HydroTac concave.....	27	MediSet – Sterilné doplnky.....	125
HydroTac sacral.....	27	Mikrobac forte.....	140
HydroTac Transparent.....	24	Mikrobac plus.....	140
HydroTac Transparent Comfort.....	24	Mikrobac Virucidal Tissues.....	140
I		MoliCare Bed Mat Eco 5 kvapiék.....	162
Idealast-haft Color latex free.....	55	MoliCare Bed Mat Eco 9 kvapiék.....	162
Idealast-haft latex free.....	54	MoliCare Fixpants.....	158
Idealflex.....	53	MoliCare Mobile 5 kvapiék.....	155
Idealflex Universal.....	53	MoliCare Mobile 6 kvapiék.....	155
Idealtex.....	57	MoliCare Mobile 8 kvapiék.....	155
J		MoliCare Mobile 10 kvapiék.....	155
Jednorazová pumpička (dlhá).....	144	MoliCare Pad.....	153
K		MoliCare Premium Bed Mat 5 kvapiék.....	160
Kamera na Dermalux Checkbox.....	146	MoliCare Premium Bed Mat 7 kvapiék.....	160
Kohrsolin FF.....	140	MoliCare Premium Bed Mat 8 kvapiék.....	160
L		MoliCare Premium Bed Mat 9 kvapiék.....	160
Lievik na kanistre.....	145	MoliCare Premium Bed Mat tex 7 kvapiék.....	161

MoliCare Premium Elastic 6 kvapiek	156	Nova 2.....	198
MoliCare Premium Elastic 8 kvapiek	156	Nova 2 Convex podložky	203
MoliCare Premium Elastic 9 kvapiek	156	Nova 2 podložky	203
MoliCare Premium Fixpants.....	158	Nova 2 urostomický.....	202
MoliCare Premium Form 5 kvapiek.....	159	NovaLife 1	198
MoliCare Premium Form 8 kvapiek.....	159	NovaLife 1 Open.....	200
MoliCare Premium Lady	151	NovaLife 2	198
MoliCare Premium Lady Pants 5 kvapiek.....	154	NovaLife 2 Open.....	200
MoliCare Premium Lady Pants 7 kvapiek.....	154	NovaLife 2 podložky	203
MoliCare Premium Men.....	152	NovaLife TRE™ 1 Closed.....	198
MoliCare Premium Men Pants 5 kvapiek	154	NovaLife TRE™ 1 Open.....	200
MoliCare Premium Men Pants 7 kvapiek	154	O	
MoliCare Skin Čistiaca pena	164	Obväz hotový.....	41
MoliCare Skin Krém na ruky	165	Odkvapkováca miska pre Eurodržiak na Sterillium.....	142
MoliCare Skin Masážny gél	165	Odkvapkováca miska pre RX5 TouchLess	142
MoliCare Skin Navlhčené umývacie špongie	164	Odkvapkávač k Eurospenderu 1 plus.....	143
MoliCare Skin Ochranná pena na pokožku.....	166	Odmerka	145
MoliCare Skin Ochranný krém so zinkom.....	166	Omnifilm	63
MoliCare Skin Ochranný olej v spreji.....	166	Omnifix E	65
MoliCare Skin Ošetrojúca prírasda do kúpeľa.....	164	Omnifix Elastic	65
MoliCare Skin Ošetrojúci olej	165	Omnifix elastic – Expert na hojenie rán.....	76
MoliCare Skin Šampón	164	Omniplast	61
MoliCare Skin Telové mlieko	165	Omnipor	62
MoliCare Skin Umývacia emulzia.....	164	Omnisilk.....	64
MoliCare Skin Vlhké ošetrojúce utierky	164	Omnistrip	66
MoliCare Slip extra plus	157	Omnitape	67
MoliCare Slip maxi – nepriedušné.....	157	Otvárač na kanistre	145
MoliCare Slip super.....	157	Ovínadlo hydrofilné.....	45
MoliCare Slip super plus.....	157	Ovínadlo hydrofilné elastické	46
N		P	
Náhradná pumpička k Eurospenderu 1 plus	143	Pagasling.....	39
Náhradná pumpička k Eurospenderu RX5 Touchless	143	Pagavit.....	171
Náhradná pumpička pre RX5 TouchLess	142	Pás stomický pridržný Dansac.....	204
Nova 1	198	Peha-basic.....	110
Nova 1 Fold Up.....	200	Peha-fix.....	44
Nova 1 X3 urostomický.....	202	Peha-foľ.....	128

Peha-fresh	171	R	
Peha-haft	47	Ria Classic	177
Peha-haft Color	47	Ria Slip	178
Peha-haft Color – Expert na hojenie rán	76	Ria tampóny	178
Peha-haft Easy	76	Ria tampóny Organic	178
Peha-instrument – doplnky	119	Ria tampóny Sport	178
Peha-instrument – držiaky na ihly	119	Ria Ultra	177
Peha-instrument – chirurgické nožnice	116	Rolta-soft	59
Peha-instrument – pinzety	118	S	
Peha-instrument – svorky	117	Safix plus	60
Peha-isoprene	111	Safix plus Longety	60
Peha-micron	111	Samu Sterilné – vložky pôrodnické	163
Peha-neon	111	Samu – vložky pôrodnice	163
Peha-profile	109	SicSac	171
Peha-shield	112	Soft-Zellin-C	42
Peha-soft nitrile	126	Sorbalgon Classic	23
Peha-soft nitrile Blue	126	Sorbalgon T Classic	23
Peha-soft nitrile fino	126	Stellisept med	136
Peha-soft nitrile guard	126	Sterillium	134
Peha-soft nitrile sterile	126	Sterillium Gel pure	134
Peha-soft nitrile white	126	Sterillium med	134
Peha-soft powderfree	127	Sterillium Protect & Care	133
Peha-soft syntex powderfree	127	Sterilux ES	35
Peha-taft	109	Stojan na dávkovač kovový	144
Peha-taft Classic pf	108	Stůlpa	48
Peha-tex	128	T	
Peha-underglove LATEX	110	Telacomp E sterilný	114
Peha-underglove LATEXFREE	110	Telacomp nesterilný	114
Pehazell Clean	88	Telacomp sterilný	114
Predĺžená dávkovacia pumpička	143	Telaprep nesterilný	115
PREVENTIA Surgical Irrigation	96	Telaprep sterilný	115
Pruban	49	Telasling nesterilný	115
Pulzná laváž v kolekciách CombiSet®	97	Telasling sterilný	115
Pumpička na fľaše	143	Telasorb	113
Pur-Zellin	43	Telasorb E sterilný	113
Pütter-Verband	56	Telasorb sterilný	113

Thermoval kids.....	192
Thermoval kids flex.....	192
Thermoval rapid.....	193
Thermoval standard.....	193
Tyčinky vatové.....	171
U	
Univerzálny pištoľový rozprašovač.....	145
V	
ValaClean.....	167
ValaClean box.....	167
ValaComfort.....	170
ValaFit.....	168
Valachauss S.....	129
ValaProtect.....	169
Varolast Plus.....	58
Vata obväzová skladaná.....	180
Veko na dezinfekčnú vaňu.....	145
Verba.....	52
Veroval – Pomôžu vám pri liečení antibiotiká?.....	194
Veroval baby červený.....	191
Veroval baby modrý.....	191
Veroval baby strieborný.....	191
Veroval compact.....	189
Veroval compact + connect ramenný tlakomer.....	187
Veroval compact + connect ramenný tlakomer s adaptérom.....	187
Veroval compact + connect zápäsný tlakomer.....	187
Veroval duo control.....	186
Veroval – Chlamýdie.....	195
Veroval infračervený dotykový teplomer.....	190
Veroval – Mužská plodnosť.....	195
Veroval – Nedostatok železa.....	194
Veroval – Neznášanlivosť lepku.....	195
Veroval – Prevencia žalúdočných ochorení.....	195
Veroval súprava ochranných krytov.....	190
Veroval tlakomer s EKG.....	185
Veroval – Zápal močových ciest.....	194
Veroval zápäsný tlakomer.....	188

Visirub 10 ml.....	146
VivanoMed.....	32
VivanoTec Port.....	31
VivanoTec Pro.....	31
VivanoTec Y spojka.....	31
VivanoTec zberná nádoba.....	31
Vlhčené obrúsky 3v1.....	164
Vložky pôrodnice.....	163
Z	
Zetuvit.....	37
Zetuvit E.....	37
Zetuvit Plus.....	33
Zetuvit Plus Silicone.....	34
Zetuvit Plus Silicone Border.....	34

Ošetrovanie rán



Ošetrovanie rán

Každá rana je potenciálnou **vstupnou bránou pre infekciu**. Účinnou **prevenciou infekcie** je udržanie rany v priebehu procesu hojenia **vo vlhkom prostredí**.

Systém **HydroTerapie®** je jednoduchým a efektívnym riešením vhodným **pre väčšinu akútnych i chronických rán**, ktoré **urýchľuje hojenie** a zároveň **zvyšuje komfort pacienta** vďaka bezbolestnosti a nižšiu frekvenciu preväzov.

Viac z ponuky vlhkého krytia rán na str. 15 – 25 alebo na **www.hojenieran.sk**.

Náš spoločný cieľ:

**INFEKCIA NESMIE MAŤ
ANI NAJMENŠIU ŠANCU**

missionprevention.sk



Moderné ošetrovanie rán

Antiseptické krytie – Atrauman Ag

Atrauman Ag®

Neadherentné bariérové krytie obsahujúce striebro na atraumatickú liečbu rany

Charakteristika

- Bariérové krytie obsahujúce striebro.
- Tenké, ľahké krytie, prispôsobí sa každej rane – možno ho strihať.
- Zaisťuje tesný kontakt s celou spodinou rany.
- Podporuje nerušený proces hojenia rany.
- Pomáha predchádzať macerácii – chráni okolitú pokožku.
- Atraumatická výmena krytia vďaka minimálnej adhézii k rane.
- Jednoduchá kombinácia so všetkými absorpčnými krytiami.
- Vhodné na kombináciu so systémom podtlakovej terapie Vivano.
- Šetrí čas vďaka jednoduchým manipuláciám.
- Cenovo výhodný, môže sa kombinovať aj s tradičným sekundárnym krytím na rany.
- Sterilné.

Indikácie

Fáza čistenia.

Typy rany

Chronické rany, ako napr. ulcus cruris, diabetický vred nohy a dekubity; akútne popáleniny až do 2. stupňa. Krytie Atrauman Ag je vhodné na liečbu ľudskej pokožky profesionálnymi používateľmi.

Výmena obväzu

Doba použitia jedného krytia nesmie presiahnuť sedem dní.

Sekundárne krytie

- Absorpčné alebo superabsorpčné krytie, penové krytie alebo gáza, napr. Zetuvit Plus, Zetuvit Plus Silicone, Hydrotac.

Kontraindikácie:

Nepoužívajte krytie Atrauman Ag u pacientov s alergiou na niektorú z jeho zložiek. Nepoužívajte na suché rany.

Upozornenia

Krytie Atrauman Ag nepoužívajte v kombinácii s krytím alebo masťami obsahujúcimi jód alebo parafín.



mastný tyl, zatavený jednotlivý	veľkosť	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Atrauman Ag	5 × 5 cm	499 570	A69445	bal. à 3 ks	12 bal.
		499 571		bal. à 10 ks	12 bal.
	10 × 10 cm	499 572	A69447	bal. à 3 ks	12 bal.
		499 573		bal. à 10 ks	12 bal.
	10 × 20 cm	499 574	A69449	bal. à 3 ks	6 bal.
		499 575		bal. à 10 ks	6 bal.

HydroClean® advance, HydroClean® advance Cavity

Čistiace krytie – HydroClean advance, HydroClean advance Cavity

Krytie na rany na interaktívnu terapiu v mokrom prostredí

Charakteristika

- Vankúšik s jadrom zo superabsorbčného polyakrylátu sa aktivuje Ringerovým roztokom, ktorý sa priebežne uvoľňuje do rany a jadro krytia súčasne absorbuje zvyšok odumretých buniek, choroboplodných zárodkov a toxínov, ktoré už nepustí späť do rany. HydroClean advance výrazne podporuje aj tvorbu granulačného tkaniva.
- Rýchle a efektívne vyčistenie rany vďaka vyplachovaciemu účinku, odlučuje nekrózu.
- Podpora granulačného tkaniva – aktívnym čistiacim procesom sa aktivujú organizmu vlastné mechanizmy: do oblasti rany migrujú bunky, regenerujú sa v nej cievy.
- Zastavuje sekréciu.
- Vysoká schopnosť absorpcie aj pri súbežnej kompresívnej terapii.
- Sterilná verzia.

Indikácie

Fáza čistenia, fáza granulácie.

Typ rany

Chronická, infikovaná i neinfikovaná, suchá, secernujúca, s povlakom, nekrotická, zápachajúca, hlboká, komplikované rany.

Cieľ liečby

- Rýchle aktívne čistenie rany.
- Podpora proliferácie buniek.
- Podpora granulácie.

Sekundárne krytie

- Kompres s vysokou absorpčnou schopnosťou (Zetuvit).
- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
- Transparentná fólia (napr. Hydrofilm).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).

Typy produktu

HydroClean advance – aktivovaný Ringerovým roztokom, na priame použitie.

HydroClean advance Cavity – aktivovaný Ringerovým roztokom, na priame použitie.



predaktívovaný superabsorbčný kompres na vlhkú terapiu	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
HydroClean advance	Ø 4 cm	609 762	A92465	bal. à 10 ks	6 bal.
	Ø 5,5 cm	609 766	A92466	bal. à 10 ks	6 bal.
	4 x 8 cm	609 764	A92467	bal. à 10 ks	6 bal.
	7,5 x 7,5 cm	609 768	A92468	bal. à 10 ks	6 bal.
	10 x 10 cm	609 772	A92469	bal. à 10 ks	6 bal.
HydroClean advance Cavity	Ø 4 cm	609 162	A92470	bal. à 10 ks	6 bal.
	Ø 5,5 cm	609 166	A92471	bal. à 10 ks	6 bal.
	4 x 8 cm	609 164	A92472	bal. à 10 ks	6 bal.
	7,5 x 7,5 cm	609 168	A92473	bal. à 10 ks	6 bal.
	10 x 10 cm	609 172	A92474	bal. à 10 ks	6 bal.

Sorbalgon® Classic

Alginátové krytie

Charakteristika

- Alginátové krytie vyrobené z morských rias, ktoré sú bohaté na algináty (polyméry s obsahom organických kyselín).
- Výborný čistiaci efekt – vlákna alginátu sa sekrétom rany zmenia na gél s vlastnosťami vlhkého krytia; súčasne so sekrétom rany algináty nasávajú zvyšky odumretých buniek, baktérií, hnisu a uzavierajú ho do vznikajúceho gélu.
- Riešenie na hlboké, ťažko dostupné rany.
- Premenu na gél vytvára vlhké krytie.
- Výborný na kombináciu s ďalším krytím (Zetuvit Plus, Zetuvit Plus Silicone).
- Sterilná verzia.

Indikácie

Fáza čistenia, fáza granulácie.

Typ rany

Akútna i chronická, infikovaná i neinfikovaná, hlboká, podmiňovaná, rozoklaná, so silnou až miernou sekréciou alebo krvácaním.

Cieľ liečby

- Rýchle čistenie rany.
- Zabránenie vysychaniu, udržanie elasticity plochy a okrajov rany.
- Podpora granulácie a epitelizácie.

Výmena obväzu

Po úplnej premene vlákien na gélovitú hmotu.

Sekundárne krytie

- Kompres s vysokou absorpčnou schopnosťou (Zetuvit).
- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
- Transparentný film (napr. Hydrofilm).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).

Typy produktu

Sorbalgon Classic

Sorbalgon T Classic – tamponádové pásiky určené špeciálne na úzke fistulové chodby.



sterilné kalciumalginátové kompresy, zatavené jednotlivo	veľkosť	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Sorbalgon Classic kompresy	5 x 5 cm	999 011	A4489A	bal. à 10 ks	20 bal.
	10 x 10 cm	999 013	A4491A	bal. à 10 ks	10 bal.
Sorbalgon T Classic tamponádové pásiky	2 g / 30 cm	999 017	A4495A	bal. à 5 ks	10 bal.

HydroTac® Transparent, HydroTac® Transparent Comfort

Transparentné hydrogélové krytie

Charakteristika

- Hydrogélové krytie z hydratačného polyuretánu.
- Umožňuje rovnomernú hydratáciu rany po dobu až 7 dní.
- Monitorovanie rany vďaka transparentnej fólii.
- Vhodné na ošetrovanie rán v granulačnej a epitelizačnej fáze so žiadnou až malou sekréciou.
- Krytie bez lepiacich okrajov a môže byť strihaním prispôsobené na požadovaný rozmer rany. Krytie má na začiatku liečby samolepiaci efekt, avšak na jeho fixáciu na rane je vhodné použiť sekundárne krytie (napr. adhezívne pásky alebo ovínadlo).

Indikácie

Fáza granulácie a epitelizácie.

Typ rany

Vhodné na liečbu suchých alebo mierne exsudujúcich rán a na ošetrovanie popálenín až do 2. stupňa.

Cieľ liečby

- Okamžité vytvorenie vlhkého prostredia v rane.
- Ochrana, urýchľovanie a podpora granulácie a epitelizácie.
- Zabránenie zrastom a traumatizácii rany.

Výmena obväzu

Na rane možno ponechať 7 dní.

Typy produktu

HydroTac Transparent

HydroTac Transparent Comfort



	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
HydroTac Transparent	5 x 7,5 cm	685 905	A0504A	bal. à 10 ks	12 bal.
	10 x 10 cm	685 906	A0505A	bal. à 10 ks	12 bal.
	10 x 20 cm	685 907	A0506A	bal. à 10 ks	6 bal.
	20 x 20 cm	685 908	A0507A	bal. à 10 ks	3 bal.
HydroTac Transparent Comfort	6,5 x 10 cm	685 928	A0511A	bal. à 10 ks	8 bal.
	12,5 x 12,5 cm	685 926	A0509A	bal. à 10 ks	4 bal.
	10 x 20 cm	685 927	A0510A	bal. à 10 ks	4 bal.

Hydrosorb® Gel

Amorfný gél na vodnej báze

Charakteristika

- Amorfný gél na vodnej báze, ktorý sa používa na liečbu suchých chronických rán. Priehľadný gél podporuje odstránenie nekrózy priebežným uvoľňovaním do rany.
- Umožňuje rýchle čistenie rany vďaka svojmu hydroaktívnemu účinku.
- Objem rany a množstvo gélu, ktorý zostáva, sa dá určiť presne pomocou dvoch stupníc.
- Dá sa kombinovať so všetkými druhmi krytia rany.
- Gél obsahuje Ringerov roztok, ktorý rehydratuje a dodáva do rany dôležité ióny.
- Na infikovanú ranu ho možno použiť iba pod dohľadom lekára.

Indikácie

Fáza čistenia, fáza granulácie.

Typ rany

Chronická, akútna, infikovaná aj neinfikovaná, suchá, nekrotická, hlboká.

Výmena obväzu

Na rane môže byť až 3 dni.

Sekundárna fixácia

Transparentná fólia (napr. Hydrofilm).



sterilné hydrogélové krytie	hmotnosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Hydrosorb Gel	15 g	900 832	A76422	bal. à 10 ks	10 bal.

Hydrocoll®

Hydrokoloidné krytie

Charakteristika

- Priľnavý absorpčný hydrokoloidný obväz so semipermeabilnou vrstvou z polyuretánu.
- Pri absorpcii exsudátu z rany sa tvorí gél, ktorý vytvára vlhké prostredie v rane.
- Neprepúšťa chorobopodné zárodky vďaka polyuretánovej vrstve.
- Podporuje granuláciu a epitelizáciu vytváraním vlhkého prostredia vďaka premene exsudátu na gél.
- Viazže sekrét z rany a bezpečne ho do seba uzatvára.
- Možnosť sprchovania.
- Sterilná verzia.

Indikácie

Fáza čistenia, fáza granulácie.

Typ rany

- Akútna i chronická; neinfikovaná; nehojaca sa; menej secernujúca.
- Dlhotrvajúca výstavba granulačného tkaniva; minimum povlakov.

Cieľ liečby

- Dočistenie rany.
- Podpora granulácie a epitelizácie, podpora aktivácie buniek.
- Udržiavanie elasticity a vlhkosti rany.

Výmena obväzu

Na rane možno ponechať 7 dní; indikáciou na výmenu je vytvorenie pľuzgiera a viditeľné zafarbenie obväzu.

Typy produktu

Hydrocoll thin – tenšia verzia vhodná na menej secernujúce rany, môže sa strihať; vhodná pod kompresívne pančuchy.

Hydrocoll sacral – špeciálny tvar na ošetrenie v sakrálnej oblasti.



sterilný hydrokoloidný obväz	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Hydrocoll	5 × 5 cm	900 740	A59449	bal. à 10 ks	20 bal.
	10 × 10 cm	900 744	A21640	bal. à 10 ks	20 bal.
	15 × 15 cm	900 748	A21641	bal. à 5 ks	16 bal.
	20 × 20 cm	900 749		bal. à 5 ks	16 bal.
Hydrocoll thin	7,5 × 7,5 cm	900 757	A59457	bal. à 10 ks	20 bal.
	10 × 10 cm	900 758	A36911	bal. à 10 ks	20 bal.
	15 × 15 cm	900 760	A36913	bal. à 5 ks	16 bal.
Hydrocoll sacral	12 × 18 cm	900 755	A36917	bal. à 5 ks	16 bal.

HydroTac®

Polyuretánové krytie s hydrogélom

Charakteristika

- Spojenie polyuretánového krytia a hydrogélu.
- Hydrogél (obsahuje až 60 % vody) s technológiou AquaClear ranu aktívne hydratuje.
- Polyuretánová pena účinne absorbuje exsudát a uzamyká ho vnútri materiálu – bráni tak vzniku macerácií a podporuje proces granulácie.
- Dvojaký účinok – absorpcia a hydratácia – efektívne podporuje prirodzené procesy hojenia.
- Povrch krytia tvorí tenký polyuretánový film, ktorý bráni vzniku sekundárnej infekcie, ale je permeabilný pre kyslík a vodné pary.
- Vďaka vysokej absorpcii a retencii exsudátu je účinný aj pri použití kompresívnej terapie.
- Jednoduchá fixácia s Initial tack – krytie po prifnutí sa nezošmykuje a nelepi.
- Absorpčnú kapacitu je možné kontrolovať vizuálne bez odstránenia krytia.
- Sterilná verzia.

Fázy hojenia rany

Granulačná a epitelizačná fáza.

Typ rany

- Na suché a mierne alebo stredne secerujúce rany.
- Neinfikované a povrchové rany.

Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic, Omnipor).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).

Typy produktu

HydroTac – bez samolepiaceho okraja.

HydroTac comfort – so samolepiacim okrajom.

HydroTac sacral

HydroTac concave

HydroTac border multisite



penový polyuretánový obvaz	vnútorný rozmer	vonkajší rozmer	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
HydroTac bez samolepiaceho okraja		Ø 6 cm	685 849	A85824	bal. à 10 ks	4 bal.
		10 × 10 cm	685 832	A85816	bal. à 10 ks	4 bal.
		10 × 20 cm	685 833	A85817	bal. à 3 ks	12 bal.
		12,5 × 12,5 cm	685 837	A85819	bal. à 10 ks	6 bal.
		15 × 20 cm	685 843	A85821	bal. à 10 ks	6 bal.
		20 × 20 cm	685 844	A85822	bal. à 3 ks	6 bal.
HydroTac comfort so samolepiacim okrajom	3,5 × 3,5 cm	8 × 8 cm	685 810	A85825	bal. à 10 ks	6 bal.
	7,5 × 7,5 cm	12,5 × 12,5 cm	685 815	A85827	bal. à 10 ks	6 bal.
	9 × 9 cm	15 × 15 cm	685 817	A85828	bal. à 3 ks	12 bal.
	9 × 14 cm	15 × 20 cm	685 821	A85830	bal. à 10 ks	6 bal.
	14 × 14 cm	20 × 20 cm	685 822	A85831	bal. à 3 ks	12 bal.
	3 × 10 cm	8 × 15 cm	685 807	A95805	bal. à 10 ks	6 bal.
		10 × 30 cm	685 830	A95806	bal. à 10 ks	6 bal.
HydroTac sacral		22 × 22 cm	685 828	A85836	bal. à 3 ks	12 bal.
HydroTac concave		18,5 × 18 cm	685 825	A85833	bal. à 10 ks	6 bal.
HydroTac border multisite		13 × 16 cm	685 829	A1743A	bal. à 10 ks	6 bal.
		11,5 cm	685 823	A1742A	bal. à 10 ks	12 bal.

Atrauman®

Krytie s masťou na atraumatické ošetrovanie rán

Charakteristika

- Sterilný mäkký hydrofóbny polyesterový tyl s drobnými okami, so základom masti bez účinných látok (zloženie masti: zmes esterov prírodných rastlinných masných kyselín s glycerínom a diglycerínom).
- Hladká povrchová štruktúra zamedzuje zlepeniu so spodinou rany.
- Okraje rán a plochy udržiava elastické a chráni ranu pred vysušením.
- Netraumatizuje ranu vďaka masti.
- Permeabilný pre plyny a sekréty – dobre sa kombinuje s absorpčnými materiálmi (Zetuvit Plus, Zetuvit Plus Silicone).
- Sterilná verzia.

Indikácie

Fáza granulácie a epitelizácie.

Typ rany

Odreňiny, tržné rany, pomliaždeniny, vred predkolenia, dekubity, popáleniny, obareniny, poleptanie, poškodenie po ožiarení, abscesy, prekrytie plôch pri transplantácii kože atď.

Výmena obväzu

Na rane môže byť až 3 dni.

Sekundárne krytie

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).
- Fixačné ovínadlo (Peha-crepp).



krytie s masťou, zatažené jednotlivé	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Atrauman	5 × 5 cm	499 510	A17415	bal. à 10 ks	40 bal.
		499 550		bal. à 50 ks	16 bal.
	7,5 × 10 cm	499 513	A17416	bal. à 10 ks	20 bal.
		499 553		bal. à 50 ks	8 bal.
	10 × 20 cm	499 536		bal. à 30 ks	5 bal.

Grassolind® neutral

Krytie s neutrálnou masťou

Charakteristika

- Masťný sieťový tyl z bavlneného základu s veľkými okami, ktorý je impregnovaný masťou: biela vazelína, diglycerolester mono- a dikarbónových masťných kyselín, syntetický vosk.
- Vďaka veľkým okám je umožnený prístup kyslíka – dobrá ventilácia, odtok sekréty.
- Okraje a plochu rany udržiava elastické a chráni ranu pred vysušením, netraumatizuje ranu.
- Výborný v kombinácii s absorpčnými materiálmi.
- Sterilná verzia.

Indikácie

Fáza granulácie a epitelizácie.

Typ rany

Odreteniny, tržné rany, pomliaždeniny, vred predkolenia, dekubity, popáleniny, obareniny, poleptanie, poškodenie po ožiarení, abscesy, prekrytie plôch pri transplantácii kože a pod.

Výmena obväzu

Na rane môže byť až 3 dni.

Sekundárne krytie

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

Sekundárna fixácia

- Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic).
- Kohézne ovínadlo (napr. Peha-haft).
- Fixačné ovínadlo (Peha-crepp).



sterilný masťný tyl s neutrálnou masťou, zatavený jednotlivo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Grassolind neutral	7,5 × 10 cm	499 313	A17418	bal. à 10 ks	12 bal.
	7,5 × 10 cm	499 353		bal. à 50 ks	10 bal.
	10 × 10 cm	499 314	A38870	bal. à 10 ks	20 bal.
	10 × 20 cm	499 336		bal. à 30 ks	10 bal.

Atrauman® Silicone

Silikónové krytie

Charakteristika

- Kontaktná vrstva na ranu pokrytá na obidvoch stranách silikónovým gélom.
- Optimálna ochrana jemných štruktúr a novovytvoreného tkaniva.
- Sieťová štruktúra je dobre priepustná pre exsudát.

Použitie

- Na atraumatické ošetrenie rany, kedy jemne a pevne prilne na suché, ale nie na vlhké povrchy, a predchádza tak prilepeniu na ranu.

Typ rany

- Chronická, akútna, neinfikovaná.

Fáza hojenia rany

Epitelizačná fáza.



sterilné, zatavené jednotlivo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Atrauman Silicone	10 × 20 cm	499 563		bal. à 5 ks	8 bal.
	20 × 30 cm	499 565		bal. à 5 ks	4 bal.

Podtlaková terapia

Podtlaková terapia pomocou systému Vivano® je neinvazívna procedúra, ktorá podporuje a urýchľuje hojenie rán. Špeciálne prístroje vytvoria na mieste rany subatmosférický podtlak aplikovaný moderným ultratenkým portom VivanoTec. Ten spôsobuje dekompresiu penového obväzu. Jednorazové krytia z polyuretánovej peny VivanoMed pomáhajú stimulovať tvorbu granulácie.

Technológia Vivano®

Prístroj VivanoTec Pro s moderným ultratenkým portom umožňuje kontrolovaný, kontinuálny a bezpečný priebeh podtlakovej terapie:

- bezpečnostným signálom pri upchatí hadičky alebo znížení tlaku,
- precíznym nastavením a monitorovaním požadovaného podtlaku v rane,
- dokonalým prilnutím tenkej silikónovej vrstvy na akúkoľvek časť tela,
- možnosťou inteligentného modu citlivej regulácie tlaku.

Port obsahuje senzory tlaku priamo v rane, zaisťujúce stálu a bezpečnú terapiu. V prípade upchatia hadičky (a zníženia tlaku) sa spustí bezpečnostný signál. VivanoTec Pro možno použiť pri stacionárnej i mobilnej terapii, lebo udržuje stály podtlak v rane bez ohľadu na pohyb či polohu ošetrovaného.

Indikácie

Urýchlenie hojenia chronických, subakútnych a akútnych rán s nevyhnutnosťou odvádzať exsudát (preležaniny stupňa 2 – 4, syndróm diabetickej nohy, nezatvárajúce sa rany, traumatické rany, sekundárne sa hojace rany, komplikovane sa hojace chirurgické rany, transplantácie kožných lalokov a tkanív, popáleniny a kožné transplantácie).

Zvláštne opatrenia

Pri aktívnom krvácaní, koagulopatii alebo u pacientov s antikoagulačnou liečbou treba dbať na bezpečnostné opatrenia. Postupujte podľa oddielu Zvláštne univerzálne opatrenia. Ak je krytie VivanoMed umiestnené v blízkosti krvných ciev alebo orgánov, treba zaistiť ich primeranú ochranu obväzom alebo inou bariérou. Zvláštnu starostlivosť treba venovať oslabeným, ožiareným alebo zošitým cievam a orgánom. Úlomky kostí či ostré hrany môžu preniknúť bariérami, cievmi alebo orgánmi. Rany s cievnou anastomózou vyžadujú pri podtlakovej terapii špeciálne ochranné opatrenia.



	veľkosť	číslo výrobu	kód MZ SR	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
VivanoTec Pro		409 508			bal. à 1 ks	1 bal.
VivanoTec Port		409 553			bal. à 3 ks	1 bal.
VivanoTec Y spojka		409 557			bal. à 3 ks	40 bal.
VivanoTec zberná nádoba	800 ml	409 520	X03655	P94519	bal. à 3 ks	1 bal.
	300 ml	409 523	X03654	P94520	bal. à 3 ks	1 bal.

VivanoMed®

Kompletné sterilné súpravy na podtlakovú terapiu

- Krytie je vždy pripravené na okamžité použitie v jednom sterilnom balení.
- Pena VivanoMed podporuje procesy hojenia rán, a urýchľuje tak ich liečbu.
- Inovovaný ultratenký port VivanoTec príčne na akúkoľvek časť tela.
- Väčšie pohodlie pre ošetrojúci personál i pre pacienta.



názov	číslo výrobku	kód MZ SR	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
VivanoMed Foam krytia na rany S					
1x pena 10 × 7,5 × 3,3 cm	409 728	X00513	A86757	bal. à 1 súpr.	3 súpr.
1x port s hadičkou	409 728		A88650		
2x Hydrofilm 15 × 20 cm	409 728		A88123		
VivanoMed Foam krytia na rany M					
1x pena 18 × 12,5 × 3,3 cm	409 725	X00512	A86756	bal. à 1 súpr.	3 súpr.
1x port s hadičkou	409 725		A88650		
2x Hydrofilm 20 × 30 cm	409 725		A88123		
VivanoMed Foam krytia na rany L					
1x pena 26 × 15 × 3,3 cm	409 722	X00509	A86755	bal. à 1 súpr.	3 súpr.
1x port s hadičkou	409 722		A88650		
2x Hydrofilm 20 × 30 cm	409 722		A88123		
VivanoMed Foam krytia na rany XL					
1x pena 60 × 30 × 1,6 cm	409 731	X00507	A88138	bal. à 1 súpr.	3 súpr.
1x port s hadičkou	409 731		A88650		
6x Hydrofilm 20 × 30 cm	409 731		A88123		
VivanoMed Foam Abdominal 38 × 25 × 1,6 cm					
2x pena	409 720	X00488	P89337	bal. à 1 súpr.	1 súpr.
1x port s hadičkou	409 720		A88650		
6x Hydrofilm 20 × 30 cm, 1x PE film 65 cm	409 720		A88123		
VivanoMed biela pena S					
7,5 × 10 cm	409 760		P92874	á 10 ks	4 bal.
VivanoMed biela pena L					
10 × 15 cm	409 761		P92877	á 10 ks	6 bal.

Zetuvit® Plus

Superabsorbent s maximálnou absorpciou

Charakteristika

- Extrémne vysoká absorpcia vďaka kombinácii buničiny a celulózy.
- Hydrofóbná vrstva chrániaca pred kontamináciou rany a prilepením.
- Menej častá výmena vďaka superabsorbčným schopnostiam.
- Ideálne na kombináciu s kompresívnou terapiou.

Zloženie

- Vonkajší obal – dvojvrstvový netkaný textil z hydrofóbných polyamidových vlákien.
- Vnútorňa strana – tenká vrstva priedušnej netkanej textílie.
- Jadro – viskózová triešť doplnená superabsorbčným polymérom.

Indikácia

- Kompres Zetuvit Plus je určený na ošetrovanie silne a veľmi silne secernujúcich rán, ako sú pooperačné rany, vredy predkolenia, dekubity a exulcerujúce tumory.
- Zetuvit Plus je určený predovšetkým na povrchové rany.

Mechanizmus účinku

Zetuvit Plus dokáže absorbovať až dvojnásobné množstvo exsudátu oproti bežným gázovým kompresom, preto je vhodný na silne secernujúce rany. Jadro absorbuje exsudát, zároveň ho uzaviera v sebe a postupne zväčšuje svoj objem, vďaka tomu sa dá Zetuvit Plus používať aj pri kompresívnej terapii.



absorbčné kompresy	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Zetuvit Plus	10 x 10 cm	413 710	A89896	bal. à 10 ks	6 bal.
	10 x 20 cm	413 711	A89897	bal. à 10 ks	6 bal.
	15 x 20 cm	413 712	A89898	bal. à 10 ks	6 bal.
	20 x 25 cm	413 713	A89899	bal. à 10 ks	6 bal.

Zetuvit® Plus Silicone

Superabsorbent so silikónovou vrstvou

Charakteristika

Krytie na liečbu akútnych a chronických rán so strednou až vysokou hladinou exsudátu.

Silikónová kontaktná vrstva na rany umožňuje jednoduchú aplikáciu a bezbolestné, atraumatické odstránenie. Absorbčná podložka absorbuje a zadržuje exsudát. Redukuje aktivitu MMP viacerými mechanizmami, čím redukuje obsah inhibítorov hojenia v rane.

- Vysoká absorpčná a retenčná kapacita aj pod kompresiou.
- Vynikajúce odvádzanie tekutiny bez vystavenia pokožky macerácii.
- Lhká aplikácia a atraumatické odstraňovanie vďaka šetrne prilnavej silikónovej vrstve.
- Udržiava optimálnu mikroklimu rán.
- Poskytuje mechanickú ochranu.
- Bezbolestná výmena krytia.
- Príjemné a komfortné nosenie vďaka mäkkým materiálom a vysokej flexibilitě.
- Uzamyká zápach.

Indikácie

Fáza granulácie.

Typy rán

Zetuvit® Plus Silicone je vhodný na liečbu akútnych rán (traumatických rán, popálenín, pooperačných rán) a chronických rán (vredov, dekubitov, nádorových rán, diabetickej nohy) so strednou až vysokou hladinou exsudátu.

Sekundárne krytie

- Samolepiaca náplasť (napr. Omnifix Elastic, Hydrofilm).

Sekundárna fixácia

V kombinácii s HydroClean advance ako sekundárne krytie.

Typy produktov

Zetuvit Plus Silicone

Zetuvit Plus Silicone border



absorbčné kompresy	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Zetuvit Plus Silicone	8 × 8 cm	413 810	A99487	bal. à 10 ks	12 bal.
	12,5 × 12,5 cm	413 820	A99488	bal. à 10 ks	6 bal.
	10 × 20 cm	413 830	A99489	bal. à 10 ks	6 bal.
	20 × 25 cm	413 850	A99491	bal. à 10 ks	6 bal.
Zetuvit Plus Silicone Border sterilný	10 × 10 cm	413 910	A1139A	bal. à 10 ks	8 bal.
	12,5 × 12,5 cm	413 920	A1140A	bal. à 10 ks	6 bal.
	15 × 25 cm	413 940	A1142A	bal. à 10 ks	6 bal.
	17,5 × 17,5 cm	413 930	A1141A	bal. à 10 ks	6 bal.
	20 × 25 cm	413 950	A1143A	bal. à 10 ks	6 bal.

Sterilux® ES

Klasický gázový kompres so založenými okrajmi

Charakteristika

- Klasický gázový kompres so založenými okrajmi, vďaka ktorým sa môže použiť pri viacnásobnom rozložení aj vo väčšom rozmere bez vytvorenia nežiaducich rozstrapkaných okrajov.
- Dobrá absorpčná schopnosť, priedušnosť, mäkkosť, hebkosť.
- Hospodárne využitie vďaka možnej úprave veľkosti a voľbe počtu kusov v balení.
- Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie

Na všestranné ošetrenie rán, najmä pri prvom ošetrení znečistených, infikovaných a silno secernujúcich rán; vo forme tampónov pri malých operačných zákrokoch v ambulancii a v nemocnici.

Technická špecifikácia

Hydrofilná gáza (13 vlákien, 17 vlákien), 100 % bavlna.

gázové kompresy	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Sterilux ES sterilný, zatavený po 2 kusoch, 17 vlákien, 8 vrstiev	5 x 5 cm	418 551	A21930	bal. 25x 2 ks	60 bal.
	7,5 x 7,5 cm	418 554	A21931	bal. 25x 2 ks	36 bal.
	10 x 10 cm	418 557	A21932	bal. 25x 2 ks	24 bal.
	10 x 20 cm	418 559		bal. 25x 2 ks	15 bal.
Sterilux ES sterilný, zatavený po 5 kusoch, 17 vlákien, 8 vrstiev	5 x 5 cm	232 002		bal. à 5 ks	200 bal.
	7,5 x 7,5 cm	232 007		bal. à 5 ks	240 bal.
	10 x 10 cm	232 012		bal. à 5 ks	240 bal.
Sterilux ES sterilný, zatavený po 10 kusoch, 17 vlákien, 8 vrstiev	10 x 10 cm	232 013		bal. à 10 ks	100 bal.

Tradičné ošetrovanie rán

[Späť na Obsah](#)

Kompresy – Sterilux ES



gázové kompresy	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Sterilux ES nesterilný, 13 vlákien, 8 vrstiev	7,5 x 7,5 cm	416 802		bal. à 100 ks	10 bal.
	10 x 10 cm	416 804		bal. à 100 ks	10 bal.
	5 x 5 cm	416 800		bal. à 100 ks	30 bal.
Sterilux ES nesterilný, sterilizovateľné papierové vrecká, 17 vlákien, 8 vrstiev	5 x 5 cm	418 800	A21938	bal. à 100 ks	30 bal.
	7,5 x 7,5 cm	418 802	A21939	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 x 10 cm	418 804	A21940	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 x 20 cm	418 805		bal. à 100 ks	10 bal.

Medicomp®

Kompres z netkaného textilu

Charakteristika

- Dobrá absorpčná schopnosť, mäkkosť, priedušnosť.
- Na hospodárne použitie sú kompresy k dispozícii s rôznym počtom vrstiev v rozdielnych rozmeroch.
- Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie

- Na všeobecné ošetrenie rán.
- Ako krytie alebo tampón pri drobných operačných zákrokoch a preväzoch.

Technická špecifikácia

Netkaný textil s otvorenou štruktúrou je stabilizovaný čisto mechanicky bez spojív a je vyrobený bez optických bieliacich látok.

Typy produktu

Medicomp

Medicomp Drain

- Špeciálne na ošetrenie rán s drenážou, pri tracheostómiách a extenziách.
- Pri aplikácii kanýl a sond.



kompresy z netkaného textilu	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Medicomp sterilný, 4 vrstvy, zatavený po 2 kusoch	5 × 5 cm	411 074	A20704	bal. à 25× 2 ks	50 bal.
	7,5 × 7,5 cm	411 072	A35741	bal. à 25× 2 ks	40 bal.
	10 × 10 cm	411 064	A35742	bal. à 25× 2 ks	40 bal.
	10 × 20 cm	411 075		bal. à 25× 2 ks	15 bal.
Medicomp nesterilný, 4 vrstvy, sterilizovateľné papierové vrecká	5 × 5 cm	421 821	A35744	bal. à 100 ks	24 bal.
	7,5 × 7,5 cm	421 823	A35745	bal. à 100 ks	12 bal.
	10 × 10 cm	421 825	A35746	bal. à 100 ks	12 bal.
	10 × 20 cm	421 827		bal. à 100 ks	6 bal.
Medicomp Drain sterilný, 6 vrstiev, zatavený po 2 kusoch	7,5 × 7,5 cm	421 533	A20706	bal. à 25× 2 ks	12 bal.
	10 × 10 cm	421 535	A35748	bal. à 25× 2 ks	8 bal.
Medicomp* sterilný	7,5 × 7,5 cm	411 029		bal. a 5× 2 ks	60 bal.

*Tento produkt nájdete aj na strane 69 v rámci rady Expert na hojenie rán.

Zetuvit®

Kompres s vysokou absorpčnou kapacitou

Charakteristika

- Nedráždivý štvorvrstvový kompres s veľkou absorpčnou kapacitou.
- Priedušná hydrofóbná vrstva z polypropylénu zabraňuje presakovaniu sekrétov a zároveň chráni pred kontamináciou.
- Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie

Na ošetrovanie silne secerujúcich rán.

Technická špecifikácia

Vonkajší obal – nelepí sa na ranu, je zhotovený z dvojvrstvového netkaného textilu.

Náplň – absorpčné jadro z mäkkých vločiek z buničiny, celulózová vložka na dokonalé rozptýlenie sekrétu a ochranná vrstva z polypropylénového flísu.



absorpčné kompresy	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Zetuvit sterilný, zatavený jednotlivito	10 × 10 cm	413 701	A23340	bal. à 25 ks	9 bal.
	10 × 20 cm	413 702		bal. à 25 ks	9 bal.
	20 × 20 cm	413 703		bal. à 15 ks	7 bal.
	20 × 40 cm	413 704		bal. à 5 ks	8 bal.
Zetuvit nesterilný	10 × 10 cm	413 801	A23341	bal. à 30 ks	18 bal.
	10 × 20 cm	413 802	A36939	bal. à 30 ks	4 bal.
	13,5 × 25 cm	413 805		bal. à 30 ks	6 bal.
	20 × 20 cm	413 803		bal. à 30 ks	4 bal.
	20 × 40 cm	413 804		bal. à 30 ks	4 bal.

Kompresy – Zetuvit

absorpčné kompresy	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Zetuvit E sterilný, zatavený jednotlivito	10 × 10 cm	413 770		bal. à 25 ks	10 bal.
	10 × 20 cm	413 771		bal. à 25 ks	10 bal.
	15 × 20 cm	413 772		bal. à 25 ks	6 bal.
	15 × 25 cm	413 773		bal. à 10 ks	10 bal.
	20 × 20 cm	413 774		bal. à 15 ks	9 bal.
	20 × 40 cm	413 876		bal. à 10 ks	6 bal.
Zetuvit E nesterilný, v škatuli	10 × 10 cm	413 860		bal. à 50 ks	20 bal.
	10 × 20 cm	413 861		bal. à 50 ks	12 bal.
	15 × 20 cm	413 862		bal. à 50 ks	8 bal.
	15 × 25 cm	413 863		bal. à 50 ks	6 bal.
	20 × 20 cm	413 864		bal. à 50 ks	6 bal.
	20 × 25 cm	413 865		bal. à 50 ks	4 bal.
20 × 40 cm	413 866		bal. à 30 ks	4 bal.	

Eycopad®

Očný kompres s protektívnym účinkom

Charakteristika

- Na užších stranách kompresu je obal uzavretý, čo zlepšuje jeho súdržnosť.
- Neuvolňuje vlákna a má trvalo dobré protektívne účinky.
- Mimoriadne mäkký a absorpčný.
- Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie

Na očné obväzy.

Technická špecifikácia

Vata DIN 61640-A, Ph Eur. v gázovom obale z čistej bavlny.



očný kompres	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Eycopad sterilný	56 × 70 mm	415 540	A23211	bal. à 25 ks	12 bal.
	70 × 85 mm	417 540		bal. à 25 ks	12 bal.
Eycopad nesterilný	56 × 70 mm	415 650	A23213	bal. à 50 ks	15 bal.
	70 × 85 mm	417 650		bal. à 50 ks	15 bal.

Pagasling®

Tampóny z gázy

Charakteristika

- Hydrofilná gáza stočená do guľôčky, bez gumičky a RTG nite.
- Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie

Na odsávanie krvi a sekrétov a pri dezinfekcii kože.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka	
Pagasling nesterilný	veľkosť lieskového orecha	č. 1	481 290	bal. 1 000 ks	6 bal.
	veľkosť vlašského orecha	č. 2	481 293	bal. 1 000 ks	6 bal.
	veľkosť slivky	č. 3	481 294	bal. 2x 500 ks	1 bal.
	veľkosť vajca	č. 4	481 299	bal. 4x 250 ks	1 bal.
	mimoriadne veľký	č. 5	400 131	bal. 4x 250 ks	1 bal.
Pagasling sterilný	veľkosť slivky	č. 3	481 274	bal. 20x 4 ks	8 bal.
	veľkosť slivky	č. 3	481 284	bal. 20x 5 ks	8 bal.
	veľkosť vajca	č. 4	481 409	bal. 18x 10 ks	3 bal.

Obväzová gáza

Skladaná

Obväzová gáza

Technická špecifikácia: 100 % bavlna v osnove zo 17 vlákien.

Gáza je skladaná. Vďaka tomu sa z nej dajú zhotoviť individuálne krycie obvazy na všetky typy rán.



	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Gáza obväzová skladaná	17 vlákien	100 cm	206 112	bal. à 50 m	6 bal.

Hotové obvazy

Sterilné

Jednoduché a rýchle použitie pri prvej predlekárskej pomoci.

Obväz hotový č. 2

Sterilný obväz zložený z hydrofilného ovínadla a 1 pevne pripevneného absorpčného kompresu (Zetuvit E).

Obväz hotový č. 3

Sterilný obväz z hydrofilného ovínadla a 2 pevne pripevnených absorpčných kompresov (Zetuvit E).



	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Obväz hotový, sterilný			
č. 2 – ovínadlo a 1 kompres	700 032	bal. à 1 ks	230 ks
č. 3 – ovínadlo a 2 kompresy	700 033	bal. à 1 ks	170 ks

Soft-Zellin-C®

Nesterilný tampón s alkoholom na dôkladnú dezinfekciu

Charakteristika

- Vďaka vhodne upravenému povrchu a spevnenej netkanej vložke dobre zadržiava dezinfekčný roztok.
- Zatažený jednotlivito – 3 × 3 cm, 2 vrstvy.
- Nesterilný.

Použitie

Na očistenie kože pred injekciou.

Technická špecifikácia

Netkaný textil nasýtený 0,5 ml izopropylénalkoholu (70 % V/V).



nesterilné tampóny impregnované alkoholom, zatažené jednotlivito	veľkosť	číslo výroby	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Soft-Zellin-C	60 × 30 mm	288 887	bal. à 100 ks	20 bal.

Pur-Zellin®

Hotový buničitý vankúšik v kotúči

Charakteristika

- Okraje tampónov sú razením zhotúnené, tampóny majú tvar vankúšika a dobrú súdržnosť.
- Neprašné, majú stály tvar, mechanicky odolné.
- Nesterilný.

Použitie

- Na očistenie pokožky pred injekciami a infúziami.
- Ako absorpčný vankúšik pri malých zraneniach.
- Na lokálnu dezinfekciu pred menšími chirurgickými zákrokmi.
- Pri laboratórnych prácach.

Technická špecifikácia

Vysokobieleňá obväzová buničina.



vata buničitá delená, kotúč à 500 ks	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Pur-Zellin	40 x 50 mm	143 223	A87104	bal. à 1 kotúč	16 bal.

Peha-fix®

Superelastické fixačné ovínadlo z mäkkej tkaniny

Charakteristika

- Možno aplikovať bez opakovaného obtočenia, rýchlo a jednoducho na všetky časti tela.
- Zachováva si elasticitu aj pri dlhšom používaní.
- Spoľahlivo sedí, nesťahuje, nenarúša krvný obeh a nebráni v pohybe kĺbov.
- Vďaka voľnej štruktúre je ovínadlo ľahké a priadušné.
- Nesterilné.

Použitie

Na fixačné obvazy všetkého druhu, najmä v oblasti kĺbov a na kónických a oblých častiach tela.

Technická špecifikácia

Viskóza, polyamid.



fixačné ovínadlo, dĺžka v napnutom stave 4 m	šírka	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-fix jednotlivo balené	4 cm	303 085	A21920	bal. à 1 ks	20/160 ks
	6 cm	303 086	A21921	bal. à 1 ks	20/200 ks
	8 cm	303 087	A21922	bal. à 1 ks	20/200 ks
	10 cm	303 088	A21923	bal. à 1 ks	20/120 ks
	12 cm	303 089	A21924	bal. à 1 ks	20/80 ks
Peha-fix voľne v škatuliach po 20 ks	4 cm	303 090	A21925	bal. à 20 ks	8 bal.
	6 cm	303 091	A21926	bal. à 20 ks	10 bal.
	8 cm	303 092	A21927	bal. à 20 ks	10 bal.
	10 cm	303 093	A21928	bal. à 20 ks	6 bal.
	12 cm	303 094	A21929	bal. à 20 ks	4 bal.
Peha-fix nemocničné balenie po 100 ks	6 cm	303 096	A21946	bal. à 100 ks	8 bal.
	8 cm	303 097	A21947	bal. à 100 ks	6 bal.
	10 cm	303 098	A21948	bal. à 100 ks	4 bal.
	12 cm	303 099	A59148	bal. à 100 ks	4 bal.

Ovínadlá hydrofilné

Pletené ovínadlá vhodné na fixáciu krytia rán

Ovínadlo hydrofilné

Charakteristika

- Široká škála veľkostí, možno použiť na všetky časti tela.
- Sterilná a nesterilná verzia.

Použitie

Vhodné na fixáciu krytia rany.

Technická špecifikácia

100 % viskóзовá striž



	šírka	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Ovínadlo hydrofilné sterilné, dĺžka 5 m, pletené, balené po 10 ks	6 cm	300 406	A21863	bal. à 1 ks	700 ks
	8 cm	300 408	A21864	bal. à 1 ks	560 ks
	10 cm	300 410	A21865	bal. à 1 ks	460 ks
	12 cm	300 412	A21866	bal. à 1 ks	420 ks
Ovínadlo hydrofilné nesterilné, dĺžka 5 m, pletené, balené po 10 ks	6 cm	300 206	A21867	bal. à 1 ks	660 ks
	8 cm	300 208	A21868	bal. à 1 ks	500 ks
	10 cm	300 210	A21869	bal. à 1 ks	450 ks
	12 cm	300 212	A21870	bal. à 1 ks	470 ks
	14 cm	300 214	A21871	bal. à 1 ks	400 ks
Ovínadlo hydrofilné dĺžka 10 m, pletené, balené po 10 ks	8 cm	300 308	A21872	bal. à 1 ks	360 ks
	12 cm	300 312	A21873	bal. à 1 ks	240 ks
	14 cm	300 314	A21874	bal. à 1 ks	220 ks
	16 cm	300 316	A21875	bal. à 1 ks	180 ks
	20 cm	300 320	A21876	bal. à 1 ks	150 ks

Ovínadlo hydrofilné elastické sterilné

Superelastické fixačné ovínadlo z mäkkej tkaniny

Charakteristika

- Možno aplikovať na všetky časti tela.
- Zachováva si elasticitu aj pri dlhšom používaní.
- Spoľahlivo sedí, nesťahuje, nenarúša krvný obeh a nebráni v pohybe kĺbov.
- Vďaka voľnej štruktúre je ovínadlo ľahké a priedušné.
- Sterilné.

Použitie

Na fixačné obvazy všetkého druhu, najmä v oblasti kĺbov a na kónických a obličných častiach tela.

Technická špecifikácia

Viskóza, polyamid.



	šírka	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Ovínadlo hydrofilné elastické sterilné, dĺžka 4 m v napnutom stave, balené po 10 ks	6 cm	932 001	bal. à 1 ks	240 ks
	8 cm	932 002	bal. à 1 ks	240 ks
	10 cm	932 003	bal. à 1 ks	180 ks
	12 cm	932 004	bal. à 1 ks	180 ks

Peha-haft®

Fixačné ovínadlá – Peha-haft

Elastické fixačné ovínadlo s dvojnásobným kohéznym efektom

Charakteristika

- Neuvolňuje sa, neposúva sa.
- Nie je potrebné konečné upevnenie, príľne samo na seba, nelepí sa na pokožku, vlasy ani odev.
- Veľmi dobrá priadušnosť, dobrá absorpčná schopnosť.
- Pri použití netreba jednotlivé obtáčky prekryvať, obvaz sedí pevne, bez záhybov, neškrtilí, neobmedzuje pohyb kĺbov.
- Vďaka príľnavosti veľmi malá spotreba.
- Nesterilné.
- Neobsahuje latex.

Použitie

- Na fixačné obvazy všetkého druhu, predovšetkým na kĺboch a oblých alebo kónických častiach tela.
- Na upevnenie materiálov s výstelkou, kanýl a pod.
- Na podporné a kompresívne obvazy.

Technická špecifikácia

Krepová štruktúra a mikrobiodová impregnácia vytvárajúca kohézny efekt.

Typy produktu

Peha-haft – biela farba.

Peha-haft Color – červená a modrá farba.



kohézne elastické fixačné ovínadlo	šírka	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-haft dĺžka 4 m v napnutom stave	4 cm	932 421	bal. à 1 ks	140 ks
	6 cm	932 423	bal. à 1 ks	140 ks
	8 cm	932 424	bal. à 1 ks	140 ks
	10 cm	932 425	bal. à 1 ks	140 ks
	12 cm	932 426	bal. à 1 ks	140 ks
Peha-haft kotúč, dĺžka 20 m v napnutom stave	6 cm	932 433	bal. à 1 kotúč	24 ks
	8 cm	932 434	bal. à 1 kotúč	24 ks
	10 cm	932 435	bal. à 1 kotúč	24 ks
	12 cm	932 436	bal. à 1 kotúč	24 ks
Peha-haft Color červené, 20 m v napnutom stave	6 cm	932 453	bal. à 1 ks	24 ks
	8 cm	932 454	bal. à 1 ks	24 ks
	10 cm	932 455	bal. à 1 ks	24 ks
Peha-haft Color modré, 20 m v napnutom stave	6 cm	932 456	bal. à 1 ks	24 ks
	8 cm	932 457	bal. à 1 ks	24 ks
	10 cm	932 458	bal. à 1 ks	24 ks
Peha-haft Color*, 4 m	10 cm	300 004	bal. à 1 ks	20 ks

*Tento produkt nájdete aj na strane 70 v rámci rady Expert na hojenie rán.

Stülpa®

Bezšvový pletený hadicový obväz na univerzálne použitie

Charakteristika

- Vysokoelastický priečne i pozdĺžne.
- Prispôsobuje sa tvaru tela – neškrťí, netvorí záhyby, neobmedzuje pohyb kĺbov.
- Prepúšťa vzduch.

Použitie

- Ako fixačné obvazy všetkých druhov.
- Ako spevňujúci obväz.
- Ako podvleky a návleky zinkoglejových a sadrových obväzov.
- Na obalenie dláh a vatových inlejí.

Technická špecifikácia

Viskóza, bavlna.



- veľ. 0 R = detské prsty a prsty na nohe
 veľ. 1 R = prsty
 veľ. 2 R = ruky a detské dolné končatiny
 veľ. 3 R = dolné končatiny, detská hlava a podpažšie
 veľ. 4 R = hlava, dolné končatiny a podpažšie, masky na tvár
 veľ. 5 R = detský trup, hlava, stehno a podpažšie, napínacie obvazy
 veľ. 6 R = detský trup a stehno
 veľ. 7 R = nadmerný trup a stehno, Dessaultove obvazy
 veľ. 8 R = trup, Dessaultove obvazy

hadicový obväz	veľkosť	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Stülpa kotúč 15 m	veľ. 0 R	1,5 cm	427 110	1 kotúč	33 ks
	veľ. 1 R	2,5 cm	427 111	1 kotúč	27 ks
	veľ. 2 R	6 cm	427 112	1 kotúč	12 ks
	veľ. 3 R	8 cm	427 113	1 kotúč	9 ks
	veľ. 4 R	10 cm	427 114	1 kotúč	17 ks
Stülpa kotúč 6 m	veľ. 5 R	12 cm	427 115	1 kotúč	6 ks
	veľ. 6 R	15 cm	427 146	1 kotúč	4 ks
	veľ. 7 R	21 cm	427 147	1 kotúč	6 ks
Stülpa hotové obvazy, jednotlivo balené	veľ. 8 R	24 cm	427 148	1 kotúč	6 ks
	veľ. 4	10 cm × 1 m	427 214	1 ks	250 ks

Vysokoelastický sieťový obväz

Charakteristika

- Vysokoelastický obväz so širokými okami určený na rýchlu fixáciu krytia rán na ktoromkoľvek mieste tela.
- Pevné fixovanie rán pri všetkých pohyboch, prispôbuje sa tvaru tela – neškrtí, netvorí záhyby, nevyfahuje sa.
- Pri výmene krytia sa nemusí obväz odstraňovať.
- Pokožka ho dobre znáša.

Použitie

Na fixačné obvazy všetkých druhov a veľkostí, na fixáciu podložného materiálu na miestach ohrozených dekubitmi.

Technická špecifikácia

Bavlna, polyamid.



pružný hadicový sieťový obväz	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka	
Pruban	veľ. 1	10 mm	427 301	bal. à 20 m	130 bal.
			427 331	ks à 1 m	750 ks
	veľ. 2	15 mm	427 302	bal. à 20 m	100 bal.
			427 332	ks à 1 m	600 ks
	veľ. 3	20 mm	427 303	bal. à 20 m	90 bal.
			427 333	ks à 1 m	420 ks
	veľ. 4	30 mm	427 304	bal. à 20 m	50 bal.
427 334			ks à 1 m	300 ks	
veľ. 5	40 mm	427 305	bal. à 20 m	40 bal.	
		427 335	ks à 1 m	240 ks	
veľ. 6	60 mm	427 306	bal. à 20 m	26 bal.	
		427 336	ks à 1 m	180 ks	
veľ. 7	70 mm	427 307	bal. à 20 m	23 bal.	
		427 337	ks à 1 m	150 ks	

pružný hadicový sieťový obväz	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
veľ. 8	80 mm	427 308	bal. à 20 m	20 bal.
		427 338	ks à 1 m	150 ks
veľ. 9	90 mm	427 309	bal. à 20 m	18 bal.
		427 339	ks à 1 m	120 ks
veľ. 10	100 mm	427 310	bal. à 20 m	16 bal.
		427 340	ks à 1 m	120 ks
veľ. 12	120 mm	427 312	bal. à 20 m	12 bal.
veľ. 14	140 mm	427 314	bal. à 20 m	10 bal.

veľ. 1 = jednotlivé prsty
 veľ. 2 = jeden a viac prstov
 veľ. 3 = zápästie, chodidlo, členok
 veľ. 4 = lakeť, koleno, členok
 veľ. 5 = lakeť, koleno
 veľ. 6 = lakeť, koleno

veľ. 7 = rameno, hlava
 veľ. 8 = rameno, hlava
 veľ. 9 = hrudník, stehno
 veľ. 10 = hrudník, stehno
 veľ. 12 = objemnejší trup
 veľ. 14 = nadmerný trup

Coverflex® fast

Elastický hadicový obväz

Charakteristika

- Coverflex® fast je bezšvový, kruhovo pletený hadicový obväz.
- Coverflex® fast je nesterilný trvalo elastický hadicový obväz na použitie na ľudskej koži.
- Je na jednorazové použitie.

Použitie

Coverflex® fast môže byť použitý laikmi aj zdravotníckym personálom

- ako druhotné fixačné krytie v kombinácii s primárnym krytím v liečbe akútnych aj chronických rán.

Pod dozorom zdravotníckeho personálu

- ako vlhké krytie v dermatológii, ak ide o krátkodobú liečbu (< 30 dní) v akútnej fáze atopického ekzému špeciálnou vlhkou a mastnou terapiou aplikované v kombinácii s roztokmi, masťami a krémami,
- ako suché krytie v dermatológii na dlhodobú liečbu chronickej fázy atopického ekzému s externou aplikáciou v kombinácii s masťami, krémami, púdom, tinktúrou/mliekom, pastou,
- ako vnútorná vrstva na dlhodobú prevenciu kožného podráždenia aplikovanú v kombinácii s tlakovými, zinkovými, podpornými, sadrovými, lepiacimi a kohéznymi obväzmi.

Technická špecifikácia

Viskóza, polyamid, polyuretán.



- veľ. 1 – končatiny malé
- veľ. 2 – končatiny stredné
- veľ. 3 – končatiny veľké
- veľ. 4 – končatiny veľmi veľké, hrudník malý, hlava
- veľ. 5 – hrudník

hadicový obväz trvalo elastický	farebný kód	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Coverflex fast	veľ. 1 červená	3,5 cm × 10 m	931 025	bal. à 1 ks	81 bal.
	veľ. 2 zelená	5 cm × 10 m	931 026	bal. à 1 ks	54 bal.
	veľ. 3 modrá	7,5 cm × 10 m	931 027	bal. à 1 ks	36 bal.
	veľ. 4 žltá	10,7 cm × 10 m	931 028	bal. à 1 ks	27 bal.
	veľ. 5 béžová	17,5 cm × 10 m	931 029	bal. à 1 ks	18 bal.

Coverflex® grip

Elastický hadicový obväz

Charakteristika

Coverflex® Grip je elastický hadicový obväz zaručujúci vypnutie a stabilné usadenie a rovnomerne silný tlak, ktorý nepovoľuje.

Použitie

- Hadicový kompresný obväz je určený na použitie lekárskymi pracovníkmi či pacientami na druhotnú fixáciu
 - ako ochrana pod dlahou,
 - ako podpora pre kĺby a väzy.
- Kompresný efekt výrobku je vďaka materiálu a dizajnu výrobku, ale nejde o výrobok určený na kompresnú terapiu.

Technická špecifikácia

Bavlna, elastan, polyamid.



- veľ. B = malá ruka, noha a rameno
 veľ. C = stredne veľká ruka, rameno, noha a predkolenie
 veľ. D = veľká ruka, rameno, noha a predkolenie
 veľ. E = predkolenie, veľké rameno a malé stehno
 veľ. F = predkolenie a stehno
 veľ. G = veľké stehno
 veľ. L = veľký trup
 veľ. M = mohutný trup

	veľkosť	šírka	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Coverflex grip	veľ. B	6,25 cm × 10 m	931 066	bal. à 1 kotúč	24 bal.
	veľ. C	6,75 cm × 10 m	931 067	bal. à 1 kotúč	24 bal.
	veľ. D	7,5 cm × 10 m	931 068	bal. à 1 kotúč	20 bal.
	veľ. E	8,75 cm × 10 m	931 069	bal. à 1 kotúč	18 bal.
	veľ. F	10 cm × 10 m	931 070	bal. à 1 kotúč	14 bal.
	veľ. G	12 cm × 10 m	931 071	bal. à 1 kotúč	14 bal.
	veľ. L	32,5 cm × 10 m	931 074	bal. à 1 kotúč	6 bal.
	veľ. M	36 cm × 10 m	931 075	bal. à 1 kotúč	6 bal.

Verba®

Pooperačný podporný pás s plošným rozdelením tlaku

Charakteristika

- Pozdĺžna elasticita a priečna stabilita bandáže zaručujú rovnomerné plošné rozdelenie tlaku, ktoré ani pri silnej kompresii neobmedzuje dýchanie pacienta.
- Možno jednoducho priložiť, uzáver na suchý zips uľahčuje výmenu obväzu.
- Plochy suchého zipsu umožňujú pri všetkých veľkostiach bandáže nastavenie až o 10 cm.
- Priedušnosť.
- Možno prať v práčke i vyvárať pri 95 °C.

Použitie

- Na ošetrovanie po hrudných a brušných operáciách, na odľahčenie rán, na zabránenie dehiscencie rán a na rýchlu mobilizáciu pacienta.
- Ako ochranný obväz pri traumách hrudníka, napr. pomliaždení hrudného koša a zlomeninách rebier.
- Na korekciu statiky chrbtice pri koreňovej neuralgii a posunutí medzistavcovej platničky.
- Pri diastáze po tehotenstve.



pooperačný podporný pás	veľkosť	šírka	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Verba	veľ. 1	65 – 75 cm	932 531	bal. à 1 ks	15 ks
	veľ. 2	75 – 85 cm	932 532	bal. à 1 ks	15 ks
	veľ. 3	85 – 95 cm	932 533	bal. à 1 ks	15 ks
	veľ. 4	95 – 105 cm	932 534	bal. à 1 ks	15 ks
	veľ. 5	105 – 115 cm	932 535	bal. à 1 ks	15 ks

Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo

Charakteristika

- Je charakteristické nízkou ťažnosťou (Idealflex 85 %, Idealflex Universal 95 %), ktorá spôsobuje tuhú kompresiu s vysokým pracovným a nízkym pokojovým ťahom.
- Ovínadlo je mäkké, priehľadné, pri nosení sa nevyťahuje.
- Možno priložiť i na kónické časti tela, bezpečne sedí.
- Možno prať pri teplotách do 60 °C.

Použitie

Ako podporný a odľahčovací obväz pri poškodení pohybového aparátu aj ako športová bandáž, tiež ako kompresívny obväz na rany a na pripevnenie dláh.

Technická špecifikácia

Bavlna, polyamid, elastan.

Typy produktu

Idealflex

Idealflex Universal



elastické krátkoťažné ovínadlo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Idealflex balené jednotlivo	6 cm × 5 m	332 038		bal. à 1 ks	10/80 ks
	8 cm × 5 m	332 039	A21060	bal. à 1 ks	10/60 ks
	10 cm × 5 m	332 049	A22307	bal. à 1 ks	10/50 ks
	12 cm × 5 m	332 050	A22308	bal. à 1 ks	10/40 ks
	15 cm × 5 m	332 051		bal. à 1 ks	10/30 ks
	20 cm × 5 m	332 052		bal. à 1 ks	10/20 ks
Idealflex voľne v škatuliach	6 cm × 5 m	332 010		bal. à 10 ks	8 bal.
	8 cm × 5 m	332 022		bal. à 10 ks	6 bal.
	10 cm × 5 m	332 033		bal. à 10 ks	5 bal.
	12 cm × 5 m	332 035		bal. à 10 ks	4 bal.
	15 cm × 5 m	332 036		bal. à 10 ks	3 bal.
	20 cm × 5 m	332 037		bal. à 10 ks	2 bal.
Idealflex Universal	6 cm × 5 m	931 321		bal. à 1 ks	10/250 ks
	8 cm × 5 m	931 322		bal. à 1 ks	10/200 ks
	10 cm × 5 m	931 323		bal. à 1 ks	10/240 ks
	12 cm × 5 m	931 324		bal. à 1 ks	10/200 ks
	15 cm × 5 m	931 325		bal. à 1 ks	10/160 ks

Idealast®-haft latex free

Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo s kohéznyim efektom

Charakteristika

- Pružné aj po opakovanom nosení.
- Otvorená štruktúra tkaniny zabezpečuje vysokú priedušnosť.
- Bavlnené vlákna pohlcujú vlhkosť kože.
- Možno sterilizovať a je odolné proti ožiareniu, dá sa prať aj ručne.

Použitie

- Na stredne silnú kompresiu.
- Na profylaxiu a doliečenie žilového ochorenia.
- Ako podporný a odľahčovací obvaz pri poškodení pohybového aparátu aj ako športová bandáž.
- Ako kompresívny obvaz na rany a na pripevnenie dláh.

Technická špecifikácia

Bavlna, polyamidové a elasthanové vlákna.
Obojstranná mikrobodová impregnácia.



elastické krátkoťažné ovínadlo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Idealast-haft latex free dĺžka 4 m v napnutom stave, jednotlivo v skladačkách	6 cm × 4 m	931 110		bal. à 1 ks	40 ks
	8 cm × 4 m	931 111	A22147	bal. à 1 ks	40 ks
	10 cm × 4 m	931 112	A22148	bal. à 1 ks	40 ks
	12 cm × 4 m	931 113	A22149	bal. à 1 ks	40 ks
Idealast-haft latex free dĺžka 10 m v napnutom stave	6 cm × 10 m	931 114		bal. à 1 ks	20 ks
	8 cm × 10 m	931 115		bal. à 1 ks	20 ks
	10 cm × 10 m	931 116		bal. à 1 ks	20 ks
	12 cm × 10 m	931 117		bal. à 1 ks	20 ks

Idealast®-haft Color latex free

Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo s kohéznym efektom

Charakteristika

- Jednotlivé vrstvy dobre držia spolu bez toho, že by sa zlepovali s pokožkou, ochlpením alebo oblečením.
- Vysoká priepustnosť vzduchu.
- Bavlnené vlákna pohlcujú vlhkosť kože.
- Je sterilizovateľné, a to aj ožarovaním, dá sa 1 až 2x vyprať ručne.
- K dispozícii v modrej a červenej farbe.

Použitie

- Na stredne silnú kompresiu.
- Ako podporný a odľahčovaci obväz pri poškodeniach pohybového aparátu a tiež ako športová bandáž.
- Ako sekundárny obväz na rany a na fixáciu dláh.
- Tiež ako ochrana obväzov.

Technická špecifikácia

Bavlna, obojstranne mikrobodovo impregnované.



	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Idealast-haft Color latex free farba modrá, balené jednotlivo v škatuľkách	4 cm × 4 m	931 090	bal. à 1 ks	70 ks
	6 cm × 4 m	931 091	bal. à 1 ks	48 ks
	8 cm × 4 m	931 092	bal. à 1 ks	27 ks
	10 cm × 4 m	931 093	bal. à 1 ks	30 ks
Idealast-haft Color latex free farba červená, balené jednotlivo v škatuľkách	4 cm × 4 m	931 095	bal. à 1 ks	70 ks
	6 cm × 4 m	931 096	bal. à 1 ks	48 ks
	8 cm × 4 m	931 097	bal. à 1 ks	27 ks
	10 cm × 4 m	931 098	bal. à 1 ks	30 ks
Idealast-haft Color latex free mix v kartónoch (5x modrá, 5x červená)	4 cm × 4 m	931 100	bal. à 10 ks	15 bal.
	6 cm × 4 m	931 101	bal. à 10 ks	12 bal.
	8 cm × 4 m	931 102	bal. à 10 ks	9 bal.
	10 cm × 4 m	931 103	bal. à 10 ks	6 bal.

Pütter-Verband®

Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo

Charakteristika

- Pevná tkanina vytvára veľmi silnú kompresiu s vysokým pracovným a nízkym pokojovým tlakom.
- Dobre sa prispôsobuje zmenám objemu dolnej končatiny pri redukcii opuchu.
- Môže sa používať 3 dni, s výnimkou akútneho štádia.
- Dobrá priedušnosť, dá sa vyvárať a sterilizovať.
- K dispozícii v dvojitom i jednoduchom balení.

Použitie

Na veľmi silnú kompresiu pri ochorení žilového a lymfatického systému, na liečbu ulcus cruris a posttrombotického syndrómu.

Technická špecifikácia

Bavlna.



elastické krátkoťažné ovínadlo	veľkosť	číslo výroby	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Pütter-Verband	10 cm × 5 m	931 795	A22144	bal. à 2 ks	18 vrecúšok

Idealtex

Elastické dlhoťažné ovínadlo

Charakteristika

- Elastické dlhoťažné ovínadlo vytvára ľahkú a strednú kompresiu s nízkym pracovným a vysokým pokojovým tlakom.
- Vytvára rovnomerný trvalý tlak, ktorý pôsobí iba na povrchové žily.
- Nevytvára rytmické striedanie tlaku.
- Dobré sa prispôbuje tvaru končatiny.

Použitie

- Ako podporný obvaz pohybového systému a na doliečenie ochorení žilového systému.
- Používa sa len u mobilných pacientov a na zosilnenie tlaku cez deň; v noci alebo pri dlhšom odpočinku treba sňať.

Technická špecifikácia

Viskóza, polyuretán, bez latexu.



elastické dlhoťažné ovínadlo	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Idealtex	8 cm × 5 m	931 061	A21900	bal. à 1 ks	250 ks
	10 cm × 5 m	931 062	A21901	bal. à 1 ks	210 ks
	12 cm × 5 m	931 063	A21902	bal. à 1 ks	150 ks
	14 cm × 5 m	931 064	A21903	bal. à 1 ks	140 ks

Varolast® Plus

Zinkoglejové ovínadlo na okamžité použitie

Charakteristika

- Pozdĺžne a priečne elastické zinkoglejové ovínadlo na okamžité použitie.
- Vďaka dvojsmernej pružnosti možno jednotlivé obtáčky ovíjať pod rovnomerným tlakom, čím sa uľahčuje priloženie ovínadla a znižuje riziko tvorby „vreciek“ alebo zaškrtených miest.
- Hotový obväz z Varolastu je polotuhý trvalý obväz.

Použitie

- Ako trvalý tlakový obväz pri:
 - subakútnych trombózach a v období po trombóze,
 - flebitídach hĺbkových a povrchových žíl,
 - ulcus cruris a dermatózach s venóznou stázou.
- Ako podporný obväz vo všeobecnej ortopédii a v ortopedickej rehabilitácii.

Zloženie

Bavlna, polyamid, zinková pasta.



ovínadlo zinkoglejové, zatavené jednotlivo	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Varolast Plus	8 cm × 5 m	931 582	bal. à 1 ks	16 ks
	10 cm × 7 m	931 583	bal. à 1 ks	20 ks
	10 cm × 10 m	931 585	bal. à 1 ks	20 ks

Rolta®

Výstelkové ovínadlo

Charakteristika

- Prepúšťa vzduch a sekréty.
- Pôsobí na vyrovnanie teplotných rozdielov.
- Odvádza vlhkosť, a tým bráni vzniku otlakov a stvrdnutých miest.

Použitie

Podkladová výplň na ochranu kĺbov pri sadrovacích technikách a kompresívnej terapii.

Technická špecifikácia

Syntetická vata zo zvlhnených nesavých polyesterových vlákien.



	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Rolta-soft nesterilné, jednotlivo rolované	6 cm × 3 m	932 048	bal. à 50 ks	1 bal.
	10 cm × 3 m	932 049	bal. à 30 ks	1 bal.
	15 cm × 3 m	932 050	bal. à 20 ks	1 bal.
	25 cm × 3 m	932 051	bal. à 10 ks	1 bal.
	10 cm × 3 m	932 045	bal. à 6 ks	1 bal.
	6 cm × 3 m	932 043	bal. à 6 ks	1 bal.
	15 cm × 3 m	932 047	bal. à 2 ks	1 bal.

Safix® plus

Sadrový rýchloobväz

Charakteristika

- Sadrový rýchloobväz s krémovitou konzistenciou a pórovitou štruktúrou.
- Čas namáčania 4 – 5 sekúnd, teplota vody 20 °C.
- Modelácia 2 – 3 minúty.
- Čas tuhnutia približne 5 minút, opatrná záťaž už po 30 minútach.
- Vďaka pórovitej štruktúre sa obväz rýchlo a rovnomerne premočí.
- Nános sadry zabezpečuje pevnosť a odolnosť proti zlomeniu – nízka spotreba.
- Kvalitný nosný materiál – nedochádza k strate sadry.

Použitie

- Na strednú až extrémne silnú stabilizáciu.
- Ako cirkulárna sadra, vhodná na primárnu i dodatočnú stabilizáciu.

Zloženie

Kvalitná gáza a prírodný sadrovec.

Typy produktu

Safix plus

Safix plus Longety – slúžia ako dlahy zabezpečujúce väčšiu pevnosť pripevnením zvrchu na sadrový rýchloobväz.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Safix plus sadrové obvazy (zatavené v balení po dvoch)	6 cm × 2 m	332 730	bal. à 2 ks	28 bal.
	8 cm × 3 m	332 740	bal. à 2 ks	15 bal.
	10 cm × 3 m	332 741	bal. à 2 ks	12 bal.
	12 cm × 3 m	332 742	bal. à 2 ks	10 bal.
	14 cm × 3 m	332 743	bal. à 2 ks	10 bal.
	15 cm × 3 m	332 744	bal. à 2 ks	8 bal.
	20 cm × 3 m	332 745	bal. à 2 ks	6 bal.
Safix plus Longety štyri vrstvy, dĺžka 20 m	10 cm × 20 m	332 790	bal. à 1 ks	1 ks
	12 cm × 20 m	332 791	bal. à 1 ks	1 ks
	15 cm × 20 m	332 792	bal. à 1 ks	1 ks
	20 cm × 20 m	332 793	bal. à 1 ks	1 ks

Omniplast®

Klasická textilná náplast

Charakteristika

- Syntetické kaučukové lepidlo zaručuje dobrú znášateľnosť s pokožkou a spoľahlivo drží.
- Prúžkový nános lepidla zabezpečuje vysokú priadnosť náplasti.
- Vrubkovaný okraj umožňuje čisté odstránenie z rany a zabraňuje rozstrapkaniu tkaniny.
- Na ochranu pred vonkajšou vlhkosťou je náplast hydrofóbne impregnovaná.
- Náplast sa dá priečne aj pozdĺžne ľahko odtrhnúť.

Použitie

Na fixáciu obvazov všetkých druhov, na upevnenie sond, kanýľ a pod. u pacientov s normálnou citlivosťou kože. Pri použití dbajte na to, aby pokožka bola čistá a suchá.

Technická špecifikácia

Klasická fixačná náplast z textilnej tkaniny vo farbe kože so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným v prúžkoch.

Náplasti

Fixačné náplasti – Omniplast



klasická náplast na cievke	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Omniplast	1,25 cm × 5 m	900 440	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 441	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 442	bal. à 1 ks	10/120 ks
	10 cm × 5 m	900 535	bal. à 6 ks	14 bal.
Omniplast nemocničné balenie	1,25 cm × 9,2 m	900 427	bal. à 20 ks	12 bal.
	2,5 cm × 9,2 m	900 428	bal. à 20 ks	12 bal.
	5 cm × 9,2 m	900 429	bal. à 10 ks	12 bal.
	10 cm × 10 m	900 447	bal. à 5 ks	12 bal.

Omnipor®

Fixačná náplasť z bieleho netkaného textilu

Charakteristika

- Nosný netkaný textil prepúšťa vzduch a vodné pary, pokožka dýcha a nepotí sa.
- Ideálna pre pacientov s veľmi citlivou kožou. Aj pri dlhodobej a veľkoplošnej fixácii obväzu nedochádza k macerácii.
- Na ochranu rany pred vonkajšou vlhkosťou je Omnipor hydrofóbné impregnovaný.
- Náplasť sa dá priečne aj pozdĺžne ľahko odtrhnúť.
- Neabsorbuje röntgenové žiarenie.

Použitie

Na prekrytie a fixáciu obväzov u pacientov s veľmi citlivou pokožkou, predovšetkým pri dlhodobých obväzoch a na upevnenie meracích prístrojov, sond a pod. na citlivých častiach tela.

Technická špecifikácia

Biely netkaný textil so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným v prúžkoch.



náplasť z netkaného textilu na cievke	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Omnipor	1,25 cm × 5 m	900 436	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 437	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 438	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnipor nemocničné balenie	1,25 cm × 9,2 m	900 424	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 425	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 426	bal. à 1 ks	10/120 ks

Omnifilm®

Fixačná náplasť z poréznej transparentnej fólie

Charakteristika

- Vhodná aj pre pacientov s citlivou pokožkou.
- Prepúšťa vzduch a vodné pary.
- Je transparentná, a preto mimoriadne vhodná na fixáciu kanýl a hadičiek, kde je umožnená stála vizuálna kontrola.
- Náplasť sa dá priečne aj pozdĺžne ľahko odtrhnúť.
- Neabsorbuje röntgenové žiarenie.

Použitie

Vďaka transparentnosti je vhodná na fixáciu obväzov každého druhu, na transparentné upevnenie kanýl, sond, katétrov a pod., pretože umožňuje stálu kontrolu stavu tekutiny.

Technická špecifikácia

Transparentný porézny materiál s polyakrylátovým lepidlom.



fixačná náplasť z poréznej fólie, na cievke	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Omnifilm	1,25 cm × 5 m	900 433	bal. à 1 ks	20/360 ks
	2,5 cm × 5 m	900 434	bal. à 1 ks	10/240 ks
	5 cm × 5 m	900 435	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnifilm nemocničné balenie	1,25 cm × 9,2 m	900 421	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 422	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 423	bal. à 1 ks	10/120 ks

Omnisilk®

Náplast z bieleho hodvábu

Charakteristika

- Je hydrofóbné impregnovaná na ochranu pred vonkajšou vlhkosťou.
- Dobre prepúšťa vzduch a vodné pary.
- Zúbkovaný okraj možno ľahko odtrhnúť, pričom sa nenaruší pevnosť náplasti v ťahu.
- Neabsorbuje röntgenové žiarenie.

Použitie

Na šetrnú fixáciu obväzov každého druhu, na upevnenie sond, kanýl, katétrrov a pod. u pacientov s citlivou pokožkou.

Technická špecifikácia

Biely umelý hodváb so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným v prúžkoch.



náplast z bieleho hodvábu, na cievke	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Omnisilk	1,25 cm × 5 m	900 430	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 431	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 432	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnisilk nemocničné balenie	1,25 cm × 9,2 m	900 418	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 419	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 420	bal. à 1 ks	10/120 ks

Omnifix® Elastic

Fixačná náplasť z netkaného textilu

Charakteristika

- Poskytuje možnosť komfortnej a celoplošnej fixácie obväzu tak pacientovi, ako aj zdravotníckemu personálu.
- Je mimoriadne mäkká a jemná, prepúšťa vzduch a vodné pary.
- Lepidlo, ktoré znášajú aj pacienti s precitlivenou pokožkou a s dispozíciou na alergiu.
- Neabsorbujú röntgenové žiarenie, a preto sa nemusí pri röntgenologických vyšetreniach odstraňovať.
- V prípade potreby sa dá sterilizovať žiarením.
- Jednoduchá manipulácia: meradlo, vytlačené na krycom papieri, uľahčuje presné odstrihnutie; vlnovitý rez pomáha pri stiahnutí krycieho papiera.

Použitie

- Na celoplošné prekrytie a fixáciu obväzov vo všetkých odboroch medicíny.
- Náplasť je ideálna na fixáciu obväzov v oblasti kĺbov, obličiek a kónických častí tela a takisto na upevnenie meracích prístrojov, sond, katétrov atď.

Technická špecifikácia

Netkaný textil so syntetickým kaučukovým lepidlom naneseným v prúžkoch.

Typy produktu

Omnifix Elastic

Omnifix E



fixačná náplasť z netkaného textilu	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Omnifix Elastic s meradlom na krycom papieri	5 cm x 10 m	900 602	bal. à 1 ks	63 ks
	10 cm x 10 m	900 603	bal. à 1 ks	36 ks
	15 cm x 10 m	900 604	bal. à 1 ks	24 ks
	20 cm x 10 m	900 605	bal. à 1 ks	18 ks
	10 cm x 2 m	900 601	bal. à 1 ks	64 ks
	10 cm x 2 m	*900 661	bal. à 1 ks	64 ks
Omnifix E fixačná náplasť z netkaného textilu	5 cm x 10 m	900 649	bal. à 1 ks	60 ks
	10 cm x 10 m	900 650	bal. à 1 ks	32 ks
	15 cm x 10 m	900 651	bal. à 1 ks	20 ks
	20 cm x 10 m	900 652	bal. à 1 ks	16 ks

*Tento produkt nájdete aj na strane 70 v rámci rady Expert na hojenie rán.

Omnistrip®

Prúžky na stiahnutie rany

Charakteristika

- Zaoblené okraje, ktoré spoľahlivo držia bez nepríjemného zhrňovania.
- Výborná priľnavosť zaručuje bezpečnú fixáciu okrajov rany, prúžky sa dajú bezbolestne odstrániť.
- Prepúšťajú vzduch a vodné pary.
- Špecifická mikroelasticita netkanej textilie zaručuje, že prúžky dokonale držia aj pri zaťažení.
- Vyrábajú sa v rôznych rozmeroch.

Použitie

- Na stiahnutie menších a primárne sa uzavierajúcich rán.
- Na pooperačné jazvy.
- Môžu byť použité ako opora čerstvo zašitých rán.

Technická špecifikácia

Netkaný textil vo farbe kože, na ktorý je navrstvené polyakrylátové lepidlo.



prúžky na stiahnutie rany	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Omnistrip	3 × 76 mm	540 681	50× 5 ks*	6 bal.
	6 × 38 mm	540 682	50× 6 ks*	6 bal.
	6 × 76 mm	540 683	50× 3 ks*	6 bal.
	6 × 101 mm	540 684	50× 10 ks*	6 bal.
	12 × 101 mm	540 685	50× 6 ks*	6 bal.
	25 × 127 mm	540 686	50× 4 ks*	6 bal.

* Obsah jedného peel-balenia.

Omnitape®

Tejpovacia fixačná páska

Charakteristika

- Neelastická, silno lepiaca náplastová páska.
- Vysoká pevnosť v ťahu zároveň s možnosťou ľahkého odtrhávania pásky v pozdĺžnom i priečnom smere.

Použitie

Spevnenie kĺbov, šliach a svalov.

Technická špecifikácia

Bavlna, jednostranne potiahnutá kaučukovým lepidlom s obsahom oxidu zinočnatého.



tejpovacia fixačná páska	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Omnitape	2 cm x 10 m	500 058	bal. à 1 ks	96 ks
	3,75 cm x 10 m	500 059	bal. à 1 ks	96 ks
	5 cm x 10 m	500 060	bal. à 1 ks	48 ks

Cosmopor® E

Krytie na rany s lepiacou plochou na obvode

Charakteristika

- Bezpečná ochrana rán, dobrá absorpcia, prepúšťa vzduch a vodné pary.
- Povrchová vrstva absorpčného vankúšika spoľahlivo zabraňuje zlepeniu s ranou.
- Zaoblené rohy zamedzujú zhrnutiu netkaného textilu aj pri dlhodobejšej aplikácii.
- Široká lepiaca plocha umožňuje ľahkú aplikáciu obväzu.
- Sterilné.

Použitie

- Na pooperačné ošetrovanie rán, na sterilné ošetrovanie – napr. v rámci prvej pomoci.

Technická špecifikácia

Vankúšik z absorpčnej viskózy zabalenej v nepriľnavej pórovitej vrstve. Nosný materiál z netkaného textilu s lepidlom.



obväz na rany, sterilný, zatavený jednotlivó	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmopor E	7,2 × 5 cm	900 870	bal. à 50 ks	20 bal.
	10 × 6 cm	900 871	bal. à 25 ks	27 bal.
	15 × 6 cm	900 872	bal. à 25 ks	18 bal.
	10 × 8 cm	900 873	bal. à 25 ks	22 bal.
	15 × 8 cm	900 874	bal. à 25 ks	14 bal.
	20 × 8 cm	900 875	bal. à 25 ks	12 bal.
	20 × 10 cm	900 876	bal. à 25 ks	12 bal.
	25 × 10 cm	900 877	bal. à 25 ks	8 bal.
	35 × 10 cm	900 878	bal. à 25 ks	8 bal.

Cosmopor® I.V.

Obväz na fixáciu kanýl

Charakteristika

- Zaoblené rohy zabraňujú zrolovaniu obväzu aj pri dlhšej aplikácii.
- Široké lepiace okraje spoľahlivo obklopujú absorpčný vankúšik.
- Prepúšťa vzduch a vodné pary.

Použitie

Na fixáciu kanýl.

Technická špecifikácia

Mäkká, pre vzduch priepustná netkaná textília so separátnym vankúšikom, lepidlo.



sterilný obväz na fixáciu kanýl	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmopor I.V.	6 × 8 cm	900 805	bal. à 50 ks	8 bal.
Cosmopor I.V. transparent	6 × 5 cm	900 817	bal. à 100 ks	12 bal.
	9 × 7 cm	900 818	bal. à 100 ks	12 bal.
	12 × 10 cm	900 819	bal. à 50 ks	

Hydrofilm®

Samolepiaci transparentný obväz na rany

Charakteristika

- Samolepiaci transparentný obväz.
- Neprepúšťa mikroorganizmy a vodu, ale prepúšťa kyslík a vodné pary.
- Napriek bezpečnej adhézii možno obväz bez bolesti a bez poškodenia novovytvoreného epitelu odstrániť.
- Dokonalé prispôsobenie tvarom tela.
- Priehľadnosť obväzu umožňuje kontrolu rany a kože, príp. fixáciu katétra alebo kanyly bez stiahnutia obväzu.
- Sterilný.

Indikácie

Fáza epitelizácie.

Typ rany

Odreniny, tržné rany, fixácie krytia, ochrana pred sekundárnou infekciou a pred mechanickou iritáciou.

Výmena obväzu

Ak sa netvorí exsudát, možno ponechať 3 až 4 dni.

Technická špecifikácia

Polopriepustná, transparentná polyuretánová fólia s akrylátovým lepidlom.



sterilný samolepiaci transparentný obväz na rany, odolný proti vode	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Hydrofilm	6 × 7 cm	685 755	A79743	bal. à 10 ks	20 bal.
	10 × 12,5 cm	685 757	A79744	bal. à 10 ks	20 bal.
	10 × 15 cm	685 759		bal. à 10 ks	10 bal.
	15 × 20 cm	685 761		bal. à 10 ks	10 bal.
	10 × 25 cm	685 763		bal. à 25 ks	10 bal.
	12 × 25 cm	685 764		bal. à 25 ks	10 bal.
	20 × 30 cm	685 765		bal. à 10 ks	10 bal.

Hydrofilm® Plus, Cosmopor® Transparent

Samolepiaci transparentný obväz s absorpčným vankúšikom

Charakteristika

- Obväz je priadušný, príľnavý.
- Neprepúšťa choroboplodné zárodky a vodu.
- Absorpciu sekrétu vo vankúšiku možno vďaka transparentnosti lepiacej fólie kedykoľvek kontrolovať.
- Zaoblené okraje zabezpečujú spoľahlivé príľnutie obväzu, chránia pred iritáciou a sekundárnou infekciou.
- Vodotesný materiál uľahčuje každodennú starostlivosť o telo, dobre sa prispôsobuje tvarom tela.

Indikácie

Fáza epitelizácie.

Typ rany

- Pooperačné ošetrovanie ľahko secernujúcich rán.
- Ako ochrana pred sekundárnou infekciou.

Výmena obväzu

Možno ponechať na rane 3 až 4 dni.

Technická špecifikácia

Polopriepustná, transparentná polyuretánová fólia s akrylátovým lepidlom a s absorpčným vankúšikom.

Typ produktu

Hydrofilm Plus*

Cosmopor Transparent

*dochádza k náhrade výrobkom Cosmopor Transparent



transparentný obväz s absorpčným vankúšikom	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Hydrofilm Plus	5 × 7,2 cm	685 770		bal. à 5 ks	20 bal.
Cosmopor Transparent	9 × 10 cm	901 052		bal. à 5 ks	
	9 × 15 cm	901 054		bal. à 5 ks	20 bal.
	10 × 25 cm	901 059		bal. à 25 ks	

Cosmos®

Hrejivá náplast

Hrejivá náplast pomáha preťaženému telu relaxovať a rýchlejšie sa navrátiť do formy. Teplo totiž podporuje prekrvenie pokožky, stimuluje krvný obeh a uvoľňuje napätie. Náplasti môžete strihať na požadovaný rozmer.

Cosmos® Hrejivá náplast s kapsaicínom JEMNÁ

- Hrejivá látka kapsaicín v nižšej koncentrácii.
- Na príjemné prehriatie.
- Na pokožke môže zostať až 8 hodín.
- Nie je vhodná pre deti.

Hrejivá náplast – Cosmos



hrejivé náplasti	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Hrejivá náplast s kapsaicínom JEMNÁ	12,5 x 15 cm	703 374	bal. à 1 ks	20 bal.

Expert na hojenie rán

HARTMANN je expert na hojenie všetkých druhov rán, od drobných poranení po veľké chronické rany

Zoznámte sa s portfóliom voľnopredajného sortimentu na ošetrovanie akútnych rán:

Antiseptické čistenie rán



Sterilné náplasti



Drobné poranenia



Krytie rán



Fixácia krytia a ovínadiel



Odreniny Pluzgiere Popáleniny



Cosmos® wound spray

Antiseptický sprej na bezbolestné čistenie rán

- Bezbolestná aplikácia.
- Chráni pred infekciou.
- Vhodný na citlivú pokožku.
- Bez zápachu a zafarbenia.
- Podporuje hojenie rany v kombinácii s ostatnými HARTMANN produktmi z radu na hojenie rán.
- Vhodný pre deti.
- Dermatologicky testované.
- Vhodný na čistenie akútnych a chronických rán alebo na obareniny a popáleniny I. a II. stupňa.

Expert na hojenie rán

Antiseptické čistenie rán – Cosmos wound spray



	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos wound spray	50 ml	531 030	bal. à 1 ks	40 bal.

Medicomp®

Kompres na krytie a čistenie rán a aplikáciu mastí

- Kompres z netkanej textilie.
- Mäkký a jemný.
- Sterilný.
- Na všetky typy rán ako sekundárne krytie.
- Na všeobecné ošetrovanie rán.
- Netkaný textil s otvorenou štruktúrou je stabilizovaný čisto mechanicky bez spojív a je vyrobený bez optických bieliacich látok.

Krytie rán – Medicomp

[Späť na Obsah](#)


	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Medicomp	7,5 x 7,5 cm	411 029	bal. à 5x 2 ks	60 bal.

Peha-haft® Easy

Trhateľné kohézne ovínadlo na fixáciu krytia rán

- Jednoduchá aplikácia – trhateľné rukou.
- Samodržiace elastické ovínadlo.
- Bezbolestné odstránenie.
- Lhká kompresia pre prípad podvrtnutia či natiahnutia.
- Neobsahuje latex.

Peha-haft® Color

Na fixáciu krytia rán

- Samodržiace elastické ovínadlo.
- Opakovane použiteľné.
- Možno strihať podľa potreby.
- Neobsahuje akryláty ani chlór.

Cosmos® cievkové náplasti

Na fixáciu ovínadiel

Cosmos® cievková netkaná náplasť

- Cievková náplasť z jemného netkaného textilu.
- Veľmi dobrá príľnavosť.

Cosmos® cievková textilná náplasť

- Textilná cievková náplasť.
- Veľmi dobrá príľnavosť.

Omnifix® elastic

Na celoplošnú fixáciu krytia rán

- Fixačná náplasť z netkaného textilu.
- Mäkký a jemný materiál.
- Možno strihať a tvarovať podľa potreby.
- Vhodná na fixáciu krytia v ohybných častiach tela.
- Elastická v priečnom smere.

Fixácia krytia a ovínadiel – Peha-haft Easy, Peha-haft Color, Cosmos cievkové náplasti, Omnifix elastic



	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-haft Easy	6 cm × 4 m	300 088	bal. à 1 ks	80 ks
Peha-haft Color	10 cm × 4 m	300 004	bal. à 1 ks	20 ks
Cosmos cievková textilná náplasť	1,25 cm × 5 m	900 400	bal. à 1 ks	240 bal.
	2,5 cm × 5 m	900 401	bal. à 1 ks	120 bal.
Cosmos cievková netkaná náplasť	1,25 cm × 5 m	900 402	bal. à 1 ks	240 bal.
	2,5 cm × 5 m	900 403	bal. à 1 ks	120 bal.
Omnifix elastic	10 cm × 2 m	900 661	bal. à 1 ks	64 ks

Cosmopor® silicone

Náplasti so savým efektom

Cosmopor® silicone

- Bezbolestné odstránenie.
- Priedušné, neprilepujú sa k rane.
- Netraumatizujú ranu.
- Vhodné na citlivú pokožku.
- Je možné odlepiť a znovu nalepiť.
- Veľmi vysoká absorpcia tekutín z rany vďaka superabsorpčnému vankúšiku.



Sterilné náplasti – Cosmopor silicone

[Späť na Obsah](#)

	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmopor silicone	7,2 × 5 cm	901 116	bal. à 5 ks	20 bal.
	10 × 8 cm	901 117	bal. à 5 ks	24 bal.

Cosmos®

Hojivé náplasti

Cosmos® Na odreniny

Hydrokoloidné náplasti na odreniny.

- Zabraňujú tvorbe chrasty.
- Urýchľujú hojenie.
- Vydržia na rane aj niekoľko dní.
- Zmierňujú bolesť.
- Zaoblené rohy na aplikáciu na kolenách a laktoch.

Cosmos® Na pľuzgiere mix

Hydrokoloidné náplasti na pľuzgiere kdekoľvek na rukách aj nohách.

- Plne hydrokoloidné náplasti s Twin-tec technológiou.
- Urýchľujú hojenie.
- Uľavujú od bolesti.
- 3 veľkosti v 1 mixe.

Cosmos® pľuzgiere na päte

Hydrokoloidné náplasti na pľuzgiere na päte.

- Plne hydrokoloidné náplasti s technológiou Twin-tec.
- Uľavujú od bolesti.
- Urýchľujú hojenie.
- Tlmia tlak.

Cosmos® Na pľuzgiere XL

Hydrokoloidné náplasti extra veľké.

- Plne hydrokoloidné náplasti s technológiou Twin-tec.
- Uľavujú od bolesti.
- Urýchľujú hojenie.
- Tlmia tlak.

Cosmos® Na popáleniny

Hydrogélové náplasti na menšie popáleniny.

- Uľavujú od bolesti.
- Vodotesné.
- Urýchľujú hojenie.
- Chladivý efekt.



	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Na odreniny	100 × 85 mm	536 023	bal. à 4 ks	12 bal.
Cosmos Na pľuzgiere mix	17 × 40 mm	536 053	3 ks	10 bal.
	19 × 55 mm		3 ks	
	45 × 76 mm		2 ks	
Cosmos Na pľuzgiere na päte	76 × 45 mm	536 013	bal. à 5 ks	20 bal.
Cosmos Na pľuzgiere XL	75 × 45 mm	536 043	bal. à 5 ks	20 bal.
Cosmos Na popáleniny	68 × 43 mm	532 046	bal. à 8 ks	80 bal.

Cosmos®

Náplasti

Cosmos® Flexible

Pružné náplasti na ochranu drobných poranení.

- Elastické a pružné náplasti.
- Šetrné k pokožke.
- Možnosť strihania na rôzne tvary a veľkosti.

Cosmos® Kids

Farebné detské náplasti na drobné poranenia.

- Vodoodolné náplasti s rôznymi farebnými motívmi.
- Obsahujú prúžky 2 veľkostí.
- Šetrné k pokožke.

Cosmos® Aqua

Vodotesné náplasti na ochranu drobných rán.

- Vodotesné a transparentné.
- Balenie obsahuje 3 veľkosti.
- Vytvára bariéru proti baktériám.



Drobné poranenia – Cosmos

[Späť na Obsah](#)

Cosmos® Aqua Fun

Vodotesné náplasti s detskými motívmi na ochranu drobných poranení.

- Vodotesné priehľadné náplasti.
- Chránia pred baktériami.
- S veselými obrázkami pre deti.

Cosmos® Universal

Univerzálne vodoodolné náplasti na ochranu drobných poranení.

- Vodoodolné a odpudzujúce nečistotu.
- Priedušné a šetrné k pokožke.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Flexible	nedelené, 6 × 10 cm	535 236	bal. à 5 ks	200 bal.
	delené, 2 rozmery	535 230	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Kids	nedelené, 6 × 10 cm	535 630	bal. à 10 ks	200 bal.
	delené, 2 rozmery	535 631	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Aqua	delené, 3 rozmery	535 531	bal. à 10 ks	200 bal.
Cosmos Aqua Fun	delené, 2 rozmery	535 532	bal. à 12 ks	200 bal.
Cosmos Universal	nedelené, 6 × 10 cm	535 130	bal. à 5 ks	200 bal.
	delené, 2 rozmery	535 137	bal. à 20 ks	200 bal.
	delené, 5 rozmerov	535 138	bal. à 20 ks	200 bal.

Cosmos®

Náplasti

Cosmos® Soft Silicone

Ultra jemné náplasti vhodné na bezbolestné ošetrovanie drobných poranení citlivej kože.

- Bezbolestné odstránenie.
- Vhodné pre používateľov s krehkou pokožkou.
- Mäkké a šetrné náplasti.

Cosmos® Soft

Jemné náplasti na ochranu drobných poranení citlivej kože.

- Jemné elastické náplasti.
- Vhodné na citlivú pokožku.
- Dostupné v 3 variantoch.

Cosmos® cover spray

Priehľadná náplasť v spreji.

- Priehľadná a neдрáždíaca ranu.
- Chráni pred nečistotami a baktériami.
- Vodotesná.
- Ľahko použiteľná na menej dostupných a pohyblivých častiach tela.
- Neobsahuje latex, konzervanty, alkohol a parfumáciu.



Cosmos® Sport

Na ochranu drobných poranení pri športe.

- Chráni pred nečistotami.
- Vyplnený vankúšik na tlmenie nárazov.
- Vodoodolná a priedušná.
- Neobmedzuje v pohybe a nelepí sa k rane.

Cosmos® Classic

Pevná nedelená náplasť na všetky typy drobných poranení.

- Priedušná, a pritom pevné náplasti.
- Oteruvzdorné.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Soft Silicone	nedelené, 6 × 10 cm	535 333	bal. à 5 ks	200 bal.
	delené, 2 rozmery	535 313	bal. à 8 ks	200 bal.
Cosmos Soft	nedelené, 6 × 10 cm	535 330	bal. à 5 ks	200 bal.
	delené (strips), 1 rozmer	535 332	bal. à 20 ks	200 bal.
	delené (spots), 1 rozmer	535 336	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Sport	nedelené, 6 × 10 cm	535 430	bal. à 5 ks	200 bal.
	delené (strips), 1 rozmer	535 431	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Classic	nedelené, 6 cm × 1 m	540 326	bal. à 1 ks	90 bal.
	nedelené, 8 cm × 1 m	540 335	bal. à 1 ks	90 bal.
Cosmos cover spray	30 ml	500 204	bal. à 1 ks	144 bal.

Cosmos®

Detské náplasti

Cosmos® Mr. Wonderful 2.0 – Stay Happy

Náplasti s veselými obrázkami na ochranu malých rán, vyrobené z materiálu odolného voči vode a odpuďujúceho nečistoty.

- Náplast na každodenné použitie tam, kde je vyššia vlhkosť a dochádza k častejšiemu styku s vodou.
- Chránia drobné poranenia pred nečistotou.
- Sú priedušné a šetrné k pokožke.
- Nelepia sa s ranou.

Cosmos® PJ Masks

Ku koži šetrné náplasti s motívmi hrdinov z detského seriálu PJ Masks z dielne Disney Junior.

- Náplasti na každodenné použitie tam, kde je vyššia vlhkosť a dochádza k častejšiemu styku s vodou.
- Chránia drobné poranenia pred nečistotou.
- Sú priedušné a šetrené k pokožke.
- Nelepia sa s ranou.
- Balenie obsahuje 3 veľkosti.



detské náplasti	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos® Mr. Wonderful 2.0 – Stay Happy	25 x 72 mm	535 636	bal. à 16 ks	200 bal.
Cosmos® PJ Masks	delené, 3 rozmary	535 635	bal. à 12 ks	200 bal.

Nature Care

Ekologické výrobky na starostlivosť o rany

Charakteristika:

- Ekologický rad výrobkov na starostlivosť o rany od drobných poranení, krytie a fixáciu rán.
- Všetky produkty sú vyrobené zo 100 % biologicky odbúrateľných materiálov – bavlny a bambusu.
- Všetky obaly sú 100 % bez plastov a recyklovateľné.

Bambusová náplasť

- Na ochranu drobných poranení.
- 100 % bambus.
- Ochranný obal na zlúpnutie pred aplikáciou.
- Priedušná.

Bavlnená gáza

- Na čistenie rán, krytie a aplikáciu masť.
- 100 % bavlna.
- Papierový obal.
- Sterilná.

Bavlnená páska

- Cievková náplasť na fixáciu krytia rán a obväzov.
- 100 % bavlna.
- Papierová cievka.
- Priedušná.

Bavlnený obväz

- Na fixáciu krytia rán.
- 100 % bavlna.

100 %
prírodný materiál
0 %
plastu



ekologické výrobky	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Bambusová náplasť	25 x 72 mm	500 603	8 ks	60 bal.
	30 x 40 mm		6 ks	
	40 x 60 mm		6 ks	
Bavlnená gáza	7,5 x 7,5 cm	205 028	bal. à 5 x 2 ks	60 ks
Bavlnená páska	2,5 cm x 5 m	536 061	1 ks	120 ks
Bavlnený obväz	6 cm x 5 m	332 086	1 ks	60 ks

Cosmos®

Ekonomické náplasti

Náplasti v ekonomických variantoch zaručujú nielen pohodlie a bezpečnosť, ale šetria aj náklady. K dispozícii v 3 verziách a vo variantoch 1 m × 6 cm a 1 m × 8 cm.

Cosmos® Klasická textilná

Pevná textilná náplasť z odolného materiálu na ošetrovanie drobných poranení.

Cosmos® Klasická vodoodolná

Náplasť odolná proti vlhkosti a vode (okrem kúpania a sprchovania).

Cosmos® Klasická z netkanej textílie

Náplasť z bielej netkanej textílie na ošetrovanie drobných poranení.

Cosmos® Pevná

- Pevná náplasť.
- Na ochranu malých rán.
- Vyrobená z oteruvzdorného materiálu.



ekonomické náplasti	veľkosť	číslo výroby	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cosmos Klasická textilná	1 m × 6 cm	540 345	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 346	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Klasická vodoodolná	1 m × 6 cm	540 349	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 350	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Klasická z netkanej textílie	1 m × 6 cm	540 347	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 348	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Pevná	6 × 2 cm	540 330	bal. à 50 × 5 ks	36 bal.
	8 × 4 cm	540 331	bal. à 50 × 3 ks	36 bal.

DermaPlast®

Náplasti na lekársku prax

DermaPlast® soft

Náplast' z mäkkého netkaného textilu

Náplast' na rany z mäkkého netkaného textilu vo farbe kože. Náplast' je priedušná vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch, ktoré dobre znáša aj citlivá pokožka. Na ošetrenie menších poranení.

DermaPlast® soft injection

Nastrihané náplasti po injekcii

Jednotlivo nastrihané náplasti šetria čas pri ošetrení miesta po injekcii alebo odbere krvi. Vysoký komfort pri nosení je zaručený vďaka mäkkému a ku koži šetrnému netkanému textilu. Náplasti sú priedušné vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch, ktoré dobre znáša aj citlivá pokožka. Perforovaná krycia fólia chráni vankúšik na rany pred znečistením až do okamihu aplikácie.

DermaPlast® soft spots

Okrúhle náplasti z mäkkého netkaného textilu

Jednotlivo nastrihané okrúhle náplasti (priemer 22 mm) šetria čas pri ošetrení miesta po drobnom chirurgickom zákroku (napr. odstránenie materských znamienok alebo bradavíc). Vysoký komfort pri nosení je zaručený vďaka mäkkému a k pokožke šetrnému netkanému textilu. Náplasti sú priedušné vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch, ktoré dobre znáša aj citlivá pokožka.



náplasti na lekársku prax	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
DermaPlast soft	4 cm × 5 m	535 351	bal. à 5 m	32 bal.
	6 cm × 5 m	535 361	bal. à 5 m	32 bal.
	8 cm × 5 m	535 371	bal. à 5 m	24 bal.
DermaPlast soft injection	4 cm × 1,6 cm	535 381	bal. à 250 ks	60 bal.
DermaPlast soft spots	Ø 22 mm	535 382	bal. à 200 ks	36 bal.

DermaPlast®

Náplasti na lekársku prax

DermaPlast® classic

Náplasť na rany z tuhej textilnej tkaniny

Ku koži šetrná náplasť na rany z tuhej textilnej tkaniny na spoľahlivé a hygienické ošetrovanie menších poranení. Náplasť je priedušná vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch.



náplasti na lekársku prax	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
DermaPlast classic	4 cm x 5 m	535 051	bal. à 5 m	32 bal.
	6 cm x 5 m	535 061	bal. à 5 m	32 bal.
	8 cm x 5 m	535 071	bal. à 5 m	24 bal.

Cosmos® Active

Prvá pomoc pre svaly a kĺby

Cosmos® Kineziologická tejpovacia páska

Denne používaná špičkovými športovcami a terapeutmi.

- Pružná páska na kĺby, väzy a natiahnuté a ochabnuté svaly.
- Priedušná a vodoodolná.
- Neobmedzuje pohyb.
- Veľmi pohodlná pri nosení.
- Spoľahlivo lepiť.
- Dostať ju v troch farebných variantoch
- On-line inštruktážne videá, ako tejpovať, s profesionálmi.



Prvá pomoc pre svaly a kĺby

Tejpovacie pásky – Cosmos Active



	farebný kód	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Kineziologická tejpovacia páska	modrá	5 cm x 5 m	522 240	1 ks	8 ks
	ružová	5 cm x 5 m	522 241	1 ks	8 ks
	béžová	5 cm x 5 m	522 242	1 ks	8 ks

Cosmos® Active

Prvá pomoc pre svaly a kĺby

Opakovane použiteľný gélový vankúšik

Na liečbu chladom i teplom.

- Liečba chladom: akútne zápaly kĺbov a svalov, tupé poranenia, hematómy, poštípanie hmyzom, bolesti zubov...
 - Schladenie v mrazničke.
- Liečba teplom: podporuje lokálny krvný obeh, uvoľňuje napätie, na bolesti svalov, bolesti chrbta, menštruačné ťažkosti...
 - Zohriatie v horúcej vode lebo v mikrovlnnej rúre.
- S ochranným obalom na pohodlnú aplikáciu.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Opakovane použiteľný gélový vankúšik	12 x 29 cm	522 223	1 ks	12 ks
	13 x 14 cm	522 222	1 ks	24 ks

Vata Pehazell®

Buničitá, vinutá a v prírezoch

Charakteristika

- Buničitá vata, vysokobielená.
- Mimoriadne mäkká a absorpčná.

Použitie

- Ako tlaková poduška pri obväzoch.
- Ako podložka pri menších operačných zákrokoch a na rôzne hygienické účely.



Vata

Vata Pehazell



vata	hmotnosť/ veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Pehazell Clean					
vata buničitá vinutá	500 g	913 062	A21845	bal. à 1 ks	10 ks
	1 000 g	913 061	A21846	bal. à 1 ks	6 ks
vata buničitá v prírezoch	37 × 57 cm	913 067		1 bal. × 5 kg	1 bal.
	18,5 × 28,5 cm	913 066		1 bal. × 5 kg	1 bal.
	18,5 × 19 cm	913 065		1 bal. × 5 kg	1 bal.
	18,5 × 28,5 cm	913 069	A21848	1 bal. × 500 g	20 bal.
vata buničitá nebalená	18,5 × 28,5 cm	913 074			
	37 × 57 cm	913076			

[Spät na Obsah](#)

Prevenca rizík



Prevenca rizík

Na obmedzenie rizika vzniku infekcie na operačných sálach i mimo nich slúži rad **jednorazových zdravotníckych prostriedkov** určených na operačné aj ambulantné zákroky.

Patria sem predovšetkým jednorazové **operačné súpravy CombiSet** či sterilné **jednorazové zákrokové balíčky MediSet**, ktoré vďaka svojmu zloženiu umožňujú **skrátene času prípravy na zákrok** a zároveň **účinnú ochranu pacienta aj zdravotníkov**, a tým výrazne **zvyšujú bezpečnosť** v týchto oblastiach zdravotnej starostlivosti.

Náš spoločný cieľ:

**INFEKCIA NESMIE MAŤ
ANI NAJMENŠIU ŠANCU**

missionprevention.sk



Foliodrape®

Sterilné krytie

Charakteristika

- Sterilné krytie Foliodrape je dôležitou súčasťou účinnej profylaxie infekcií na operačných sálach.
- Materiál, vyhotovenie a bezpečné použitie umožňujú spoľahlivé a jednoduché zakrytie pacienta a jeho okolia pri všetkých chirurgických zákrokoch.

Typy súprav

- Súprava pre všeobecnú chirurgiu.
- Súprava pre hrudnú a cievnu chirurgiu.
- Súprava pre ortopédiu a traumatológiu.
- Súprava pre gynekológiu a pôrodníctvo.
- Súprava pre urológiu.
- Súprava pre neurochirurgiu.
- Súprava pre ORL.
- Súprava pre očné chirurgiu.
- Súprava pre pediatriu.

Operačné súpravy je možné vyvinúť aj na zákazku podľa prania zákazníka.



jednorazové operačné krytie	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Základná súprava obsah súpravy				
1 ks rúško na stolík, dvojvrstvové	140 x 190 cm	257 160	bal. à 6 súprav	1 bal.
1 ks návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145 cm			
2 ks rúško, samolepiace	75 x 90 cm			
1 ks rúško, samolepiace	170 x 175 cm			
1 ks rúško, samolepiace	150 x 240 cm			
1 ks lepiaca páska	10 x 50 cm			
4 ks obrúsok	33 x 33 cm			

jednorazové operačné krytie	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Doplňky				
Návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145 cm	258 300	bal. à 25 ks	2 bal.
Návlek na inštrumentačný stolík, zosilnený	80 x 145 cm	938 851	bal. à 20 ks	2 bal.
Lepiaci páska na fixáciu rúšok a hadičiek	10 x 50 cm	258 347	bal. à 115 ks	4 bal.
	10 x 50 cm	258 348	bal. à 70 x 2 ks	4 bal.
Suchý zips na fixáciu káblov kamier, hadičiek, káblov kauterov atď.	2 x 23 cm	258 280	bal. à 200 ks	4 bal.
Zberná kabelka				
jednokomorová priehľadná	28 x 30 cm	258 327	bal. à 50 ks	4 bal.
jednokomorová priehľadná	38 x 43 cm	258 322	bal. à 30 ks	4 bal.
dvojkomorová priehľadná	38 x 43 cm	258 323	bal. à 30 ks	4 bal.

Tu uvádzame len základné krytie, sme však schopní ponúknuť zákazníkovi riešenie.

Foliodrape® Protect


Jednorazové rúška

Charakteristika

- Ekonomický variant na kratšie operačné výkony s nižším únikom tekutín.
- Bezpečná ochrana pred infekciou vďaka PE vrstve.
- Prijemný materiál s výbornou absorpčnou schopnosťou.
- Výhodná cena.
- Vyhovuje norme ČSN 13795.

Dvojrstvový materiál

- Absorpčná povrchová vrstva – netkaná textília z polypropylénu.
- Nepriepustná vrstva – polyetylénová fólia.



jednorazové rúška	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Rúška dvojrstvové	45 × 70 cm	277 500	bal. à 65 ks	4 bal.
	75 × 75 cm	936 155	bal. à 55 ks	4 bal.
	75 × 90 cm	277 502	bal. à 35 ks	4 bal.
	90 × 100 cm	277 504	bal. à 25 ks	4 bal.
	90 × 150 cm	277 506	bal. à 20 ks	4 bal.
Rúška dvojrstvové samolepiace	170 × 300 cm	277 538	bal. à 11 ks	2 bal.
	90 × 100 cm	277 542	bal. à 25 ks	4 bal.
	150 × 175 cm	277 543	bal. à 19 ks	2 bal.
	50 × 50 cm	277 546	bal. à 90 ks	4 bal.
	150 × 240 cm	277 551	bal. à 15 ks	2 bal.
Rúška dvojrstvové s otvorom				
s otvorom 5 cm	50 × 60 cm	277 549	bal. à 70 ks	4 bal.
s otvorom 7 cm	45 × 75 cm	277 503	bal. à 65 ks	4 bal.
s otvorom 10 cm	75 × 90 cm	277 511	bal. à 40 ks	4 bal.
Variabilné rúška s otvorom samolepiace	45 × 75 cm	277 509	bal. à 65 ks	4 bal.
	75 × 90 cm	277 510	bal. à 40 ks	4 bal.

V materiáli Protect ponúkame jednotlivé rúška, štandardné operačné súpravy aj súpravy vyvinuté podľa požiadaviek zákazníka.

Individualizovaná zákaznícka súprava

Charakteristika

- Zostavená podľa individuálnych požiadaviek na konkrétny operačný výkon.
- Výber z radu komponentov od spoločnosti HARTMANN a ďalších dodávateľov, vyhovujúcich požiadavkám MDR.
- Súpravy sú zostavované a sterilizované v Európe.

Príklad zloženia súpravy CombiSet® na totálnu endoprotézu kolenného kĺbu

Chirurgická fáza	Počet kusov	Názov komponentu	Popis
Predoperačná fáza	1	Operačný plášť Protest štandard	L
	1	Operačný plášť Protect štandard	XL
	1	Operačný plášť Protect zosilnený	XL
	4	Savý obrúsok	33 x 30 cm
	1	Návlek na inštrumentačný stolík, extra zosilnený	80 x 145 cm
	1	Rúško na pomocný stolík skladané, extra zosilnená zóna	190 x 150 cm
	2	Rúško na pomocný stolík skladané	190 x 150 cm
	15	Tampón gázový	vel. 5 extra
	1	Rúško Protect	175 x 150 cm
	1	Rúško samolepiace, zónové	300 x 170 cm
	1	Končatinové rúško, zónové	225 x 320 cm
	1	Návlek na končatinu	35 x 80 cm
	3	Lepiaca páska	10 x 50 cm
	1	Incízna fólia	45 x 49 cm (45 x 55 cm)
	Operačná fáza	3	Čepielka na skalpel
1		Sacia súprava Yankauer	24/8,00 CH/mm, bez podtlaku
1		Striekačka	20 ml, Luer, dvojdielna



Chirurgická fáza	Počet kusov	Názov komponentu	Popis	
	1	Miska	plast, 500 ml (S)	
	1	Špachtľa	17,5 x 3,2 cm	
	1	Pulzná laváž	290 cm	
	1	Elektrokoagulácia	320 cm, 16,5 cm, jednopólová, Erbe	
	10	Brušné rúško s röntgenkontrastným vláknom	45 x 45 cm, 4 vrstvy	
	1	Redonov drén	12/4,00 CH/mm, 50 cm, 14 cm	
	1	Redonova fľaša	400 ml, Luer-Lock	
	3	Odstraňovač čepieliek		
	Pooperačná fáza	1	Kožný stapler	35 svoriek, široký 0,65 cm
		1	Absorbčné krytie na rany	15 x 20 cm
10		Kompres gázový	10 x 10 cm	
1		Polstrované ovinadlo Rolta	15 cm x 3 m	
2	Elastické ovinadlo strednoťažné	12 cm x 5 m biele		

PREVENTIA® Surgical Irrigation

Roztok na výplach rán

Charakteristika:

- Roztok na výplach rán vhodný na chirurgické výkony.
- Aktívne čistí a podporuje hojenie.
- Pomáha bojovať proti tvorbe biofilmu a predchádzať infekcii v mieste chirurgického výkonu.

Zloženie:

- Kombinácia dvoch účinných látok – polyhexanid (PHMB) a poloxamér.
- Polyhexanid (PHMB) – má široké spektrum antimikrobiálnej aktivity a je účinný proti biofilmom.
- Poloxamér – funguje ako povrchovo aktívna látka, ktorá znižuje napätie medzi dvoma materiálmi.

Použitie:

- Využitie pri ortopedických zákrokoch – revízia bedrového/kolenného kĺbu (infikované aj neinfikované z dôvodu uvoľnenia), primárna artroplastika bedrového/kolenného kĺbu.
- Vhodný na použitie pri každej operácii vo fáze uzáveru rany.
- V jednotlivých fázach operácie ho možno použiť rovnako ako bežné preplachovacie kvapaliny.
- Funguje so všetkými bežnými prístrojmi používanými na účely chirurgickej irigácie.
- Nie je nutný sekundárny výplach.




	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
PREVENTIA Surgical Irrigation	350 ml	999 560	bal. à 10 ks	1 bal.
	1 000 ml	999 550	bal. à 12 ks	1 bal.

Pulzná laváž v súpravách CombiSet® ^{Pulzná laváž}


Jednorazová pulzná laváž na ortopedické výkony

Jednorazová, vysokotlaková pulzná laváž, ktorá je súčasťou súprav CombiSet®, je určená na použitie na:


ortopedickú výmenu
kĺbov a internú fixáciu



čistenie rán



čistenie a výplach
počas výkonu



Komponenty pulznej laváže:

- Ergonomická pištoľ
- Koncovka s hrotom
- Externá batéria
- Krátka a dlhá koncovka
- Prepínač tlaku
- Dve oddelené hadice



Foliodress® gown Comfort

Hygienický bezpečný operačný plášť

Charakteristika

- Trojvrstvový materiál umožňuje výbornú ochranu pred prevlhčením a priechodom choroboplodných zárodkov, zároveň prepúšťa vzduch, vodnú paru a teplo.
- Vďaka anatomickému strihu plášť výborne sadne a uľahčuje pohyb rúk.
- Pevný materiál, odolný proti oderu.
- Antistatická a alkohol odpudzujúca úprava zvyšuje ochranu.
- Široký lem okolo krku zaručuje pohodlie.
- Manžety z elastického a príjemného materiálu zaručujú pohodlie.
- Na opasku je možné zvoliť optimálnu šírku.

Typy plášťov

Foliodress® gown Comfort Peel & Go – plášť s otvoreným chrbtom vhodný na kratšie výkony.

Foliodress® Comfort Peel & Go Standard – zavinovací plášť, štandardný plášť na operačný zákrok.

Foliodress® Comfort Peel & Go Extra Reinforced – zosilnený zavinovací plášť vhodný na výkony s väčším únikom tekutín.

Nové farebné označenie plášťov

Foliodress gown Comfort

- Jednoducho rozoznateľné kódovanie na chirurgických plášťoch Foliodress.
- Výrazná výhoda v kombinácii s CombiSets od HARTMANN – je okamžite vidieť, aký typ plášťa je v súprave pripravený.



nezosilnený



zosilnený



urologický,
extra zosilnený

chirurgické plášte na jedno použitie	veľkosť	dĺžka	číslo výroby	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress gown Comfort Standard (nezosilnený)	M	122 cm	992 904	36 ks	1 bal.
	L	127 cm	992 905	32 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 906	32 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 907	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Reinforced (zosilnený)	M	122 cm	992 912	32 ks	1 bal.
	L	127 cm	992 913	28 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 914	28 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Extra Reinforced (zosilnený)	L	127 cm	992 921	28 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 922	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 923	28 ks	1 bal.

chirurgické plášte na jedno použitie	veľkosť	dĺžka	číslo výroby	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress gown Comfort Urology Ultra Reinforced (ultra zosilnený)	L	130 cm	992 937	32 ks	1 bal.
	XL	150 cm	992 938	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Basic (nezosilnený)	L	123 cm	992 901	32 ks	1 bal.
	XL	149 cm	992 902	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Standard (nezosilnený)	L	127 cm	992 909	36 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 910	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Extra Reinforced (zosilnený)	L	127 cm	992 925	32 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 926	28 ks	1 bal.
	XXLL	177 cm	992 927	28 ks	1 bal.

Foliodress® gown Protect

Hygienický bezpečný operačný plášť

Charakteristika

- Trojvrstvový materiál umožňuje výbornú ochranu pred premoknutím a prechodom choroboplodných zárodkov, zároveň prepúšťa vzduch, vodnú paru a teplo.
- Pevný materiál, odolný proti oderu.
- Široký, dobre sadnúci lem okolo krku.
- Manžety z elastického a príjemného materiálu.
- Opasok umožňuje jednoduchú manipuláciu pri obliekaní a umožňuje výber optimálnej šírky.

Typy plášťov

Foliodress® gown Protect Basic – plášť s otvoreným chrbtom vhodný na kratšie výkony.

Foliodress® gown Protect Standard – zavinovací plášť, štandardný plášť na operačný zákrok.

Foliodress® gown Protect Reinforced – zosilnený zavinovací plášť vhodný na výkony s väčším únikom tekutín.



Nové farebné označenie plášťov Foliodress gown Protect

- Jednoducho rozoznateľné kódovanie na chirurgických plášťoch Foliodress.
- Výrazná výhoda v kombinácii s CombiSets od HARTMANN – je okamžite vidieť, aký typ pláštá je v súprave pripravený.



nezosilnený



zosilnený



urologický,
extra zosilnený

chirurgické plášte na jedno použitie	veľkosť	dĺžka	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress gown Protect Basic (nezosilnený)	L	125 cm	992 801	36 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 802	36 ks	1 bal.
Foliodress gown Protect Standard (nezosilnený)	M	115 cm	992 808	36 ks	1 bal.
	L	125 cm	992 809	32 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 810	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Protect Reinforced (zosilnený)	XXL	155 cm	992 811	32 ks	1 bal.
	M	115 cm	992 816	36 ks	1 bal.
	L	125 cm	992 817	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Protect Reinforced (zosilnený)	XL	140 cm	992 818	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 819	28 ks	1 bal.

Foliadress® Suit

Nohavice s tunikou na operačné sály

Charakteristika

- Pohodlný odev na operačné sály.
- Trojvrstvový materiál umožňuje výbornú ochranu pred prevlhčením a prechodom choroboplodných zárodkov, zároveň prepúšťa vzduch, vodnú paru a teplo.
- Pevný a voči oteru odolný materiál.



chirurgické nohavice s tunikou na jedno použitie	veľkosť	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliadress Suit	S	zelená	992 515	1 ks	50 bal.
	M	zelená	992 517	1 ks	50 bal.
	L	zelená	992 519	1 ks	50 bal.
	XL	zelená	992 521	1 ks	50 bal.
		modrá	992 520	1 ks	50 bal.
	XXL	zelená	992 523	1 ks	50 bal.
		modrá	992 522	1 ks	50 bal.

Foliadress® Suit Comfort

Oblečenie na operačné sály

Charakteristika

- Jednorazové oblečenie na operačné sály.
- Vyrobené zo SMS materiálu, ktorý zaisťuje veľmi dobrý termofyziologický komfort pri nosení.
- Dostupné v 7 veľkostiach.
- Možnosť kombinovať veľkosti vďaka samostatnému baleniu halien a nohavíc.
- Antistatické.
- Dostupné v dvoch farebných stvárneniach – modré a zelené.
- Dodávané v praktických dispenzoroch s farebným kódom na rozlíšenie veľkostí.

Foliadress kabátik

- Jednorazové kabátiky na operačné sály.
- Vyrobené zo SMS materiálu, ktorý zaisťuje veľmi dobrý termofyziologický komfort pri nosení.
- Dostupné v 2 veľkostiach M a L.
- Antistatické.
- Dostupné v dvoch farebných stvárneniach – modré a zelené.
- Dodávané v praktických dispenzoroch s farebným kódom na rozlíšenie veľkostí.

Foliadress hrejivý golier

- Jednorazový golier.
- Vyrobené zo SMS materiálu, ktorý zaisťuje veľmi dobrý termofyziologický komfort pri nosení.
- Univerzálna veľkosť.
- Dostupný v modrej farbe.
- Antistatický.

Foliadress jednorazové ponožky

- Materiál: 100 % polyamid.
- Jednorazové.
- Univerzálna veľkosť.
- Dostupné v bielej farbe.
- Latex-free.



Jednorazové operačné oblečení – Foliodress
Suit Comfort

tunika	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress Suit Comfort kráľovská modrá	XS	992 622	47 ks	2× 47 ks
	S	992 623	47 ks	2× 47 ks
	M	992 624	47 ks	2× 47 ks
	L	992 625	42 ks	2× 42 ks
	XL	992 626	37 ks	2× 37 ks
	XXL	992 627	37 ks	2× 37 ks
	XXXL	992 628	32 ks	2× 32 ks
Foliodress Suit Comfort smaragdovo zelená	XS	992 642	47 ks	2× 47 ks
	S	992 643	47 ks	2× 47 ks
	M	992 644	47 ks	2× 47 ks
	L	992 645	42 ks	2× 42 ks
	XL	992 646	37 ks	2× 37 ks
	XXL	992 647	37 ks	2× 37 ks
XXXL	992 648	32 ks	2× 32 ks	

nohavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress Suit Comfort kráľovská modrá	XS	992 632	38 ks	2× 38 ks
	S	992 633	37 ks	2× 37 ks
	M	992 634	35 ks	2× 35 ks
	L	992 635	35 ks	2× 35 ks
	XL	992 636	30 ks	2× 30 ks
	XXL	992 637	30 ks	2× 30 ks
	XXXL	992 638	28 ks	2× 28 ks
Foliodress Suit Comfort smaragdovo zelená	XS	992 652	38 ks	2× 38 ks
	S	992 653	37 ks	2× 37 ks
	M	992 654	35 ks	2× 35 ks
	L	992 655	35 ks	2× 35 ks
	XL	992 656	30 ks	2× 30 ks
	XXL	992 657	30 ks	2× 30 ks
XXXL	992 658	28 ks	2× 28 ks	

kabátik	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress jacket Comfort kráľovská modrá	M	992 824	32 ks	2× 32 ks
	L	992 825	30 ks	2× 30 ks
Foliodress jacket Comfort smaragdovo zelená	M	992 834	32 ks	2× 32 ks
	L	992 835	30 ks	2× 30 ks

nákrčník	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress nákrčník kráľovská modrá	univerzálna veľkosť	992 850	50 ks	6× 50 ks

hygienické ponožky	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress hygienické ponožky biele	univerzálna veľkosť	992 860	600 ks	1× 600 ks

Foliodress® Cap Comfort

Čiapky na operačné sály

Charakteristika

- Špičková kvalita na všetky zákroky.
- Bezpečná ochrana pred infekciou prenesenou z vlasov alebo z čistočiek pokožky.
- Pohodlie zaručuje široká ponuka tvarov a variantov.
- Príjemný pocit aj pri dlhších výkonoch vďaka jemnému netkanému textilu s dobrou priedušnosťou.



Universal

Základný typ.



Form

Typ s gumičkou v rozšírenej zadnej časti, vhodný na dlhšie vlasy.



Form Plus

Typ s potnou vložkou a gumičkou.



Rondo

Okrúhla čiapka, vhodná na kratšie vlasy.



Rondo Plus

Okrúhla čiapka, vhodná na kratšie vlasy.



čiapky na operačné sály	farba	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress Cap Comfort Universal	biela	992 466	bal. à 100 ks	8 bal.
	zelená	992 465	bal. à 100 ks	8 bal.
Foliodress Cap Comfort Form	zelená	992 464	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Form Plus	zelená	992 468	bal. à 60 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Rondo	zelená	992 463	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Rondo Plus	zelená	992 467	bal. à 100 ks	6 bal.

Foliadress® Cap Comfort

Čiapky na operačné sály

Charakteristika

- Špičková kvalita na všetky zákroky.
- Bezpečná ochrana pred infekciou prenesenou z vlasov alebo z čistočiek pokožky.
- Pohodlie zaručuje široká ponuka tvarov a variantov.
- Prijemný pocit aj pri dlhších výkonoch vďaka jemnému netkanému textilu s dobrou priedušnosťou.
- Obrázkový variant Fun pre tých, ktorí chcú vyniknúť.



Apart
„Sesterská“ šatka.



Bandana
„Pirátska“ šatka.



Astro
Kukla.



Astro Plus
Kukla s potnou vložkou.



čiapky na operačné sály	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliadress Cap Comfort Apart	zelená	992 462	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliadress Cap Comfort Bandana	zelená	992 477	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliadress Cap Comfort Astro	zelená	992 460	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliadress Cap Comfort Astro Plus	zelená	992 461	bal. à 100 ks	6 bal.

Foliadress® Mask Comfort

Chirurgické masky na operačné sály

Základné typy



Loop

Jednoduchá maska s elastickými páskami za uši, vhodná pre návštevy alebo drobné chirurgické výkony. Ochranný typ II.



Perfect

Maska na chirurgické výkony. Ochranný typ II.

Typy s rozšírenými vlastnosťami



Special

Maska na chirurgické výkony, väčšia veľkosť, vhodná pre mužov s bradou. Ochranný typ II.



Senso

Maska na chirurgické výkony, na citlivú pleť. Ochranný typ II.

Masky s vyšším ochranným typom



Anti Splash

Maska na chirurgické výkony odolná proti postriekaniu. Ochranný typ IIR.



Anti Splash Vizor

Maska na chirurgické výkony odolná proti postriekaniu, so štítom a ochranou proti zahmlievaniu štítu aj okuliarov. Ochranný typ IIR.



Anti Fogging

Maska na chirurgické výkony s ochranou proti zahmlievaniu okuliarov, vhodná pre operatérov s okuliarmi alebo so štítom. Ochranný typ II.

Všetky masky vyhovujú norme EN14683.



chirurgické masky na operačné sály	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	pravepravná jednotka
Foliadress Mask Comfort Loop	modrá	992 537	bal. à 50 ks	10 bal.
Foliadress Mask Comfort Perfect	zelená	992 143	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliadress Mask Comfort Special	zelená	992 142	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliadress Mask Comfort Senso	zelená	992 138	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliadress Mask Comfort Anti Fogging	zelená	992 530	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliadress Mask Comfort Anti Splash	zelená	992 528	bal. à 40 ks	6 bal.
Foliadress Mask Comfort Anti Splash Vizor	modrá	992 594	bal. à 50 ks	12 bal.

Foliadress® Mask Protect

Chirurgické masky na operačné sály

Charakteristika

- Bezpečná ochrana pre lekára aj pacienta pred infekciou.
- Istotu zaručuje voľba zo širokej ponuky variantov podľa stupňa nevyhnutnej ochrany.
- Prijemný pocit aj pri dlhších výkonoch vďaka dizajnu a jemnému materiálu.

Základný typ



Perfect

Maska na chirurgické výkony.
Typ II.

Typy s rozšírenými vlastnosťami



Senso

Maska na chirurgické výkony, na citlivú pleť.
Typ II.

Všetky masky vyhovujú norme EN14683.



chirurgické masky na operačné sály	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliadress Mask Protect Perfect	modrá	992 531	bal. à 50 ks	6 bal.
	zelená	992 532	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliadress Mask Protect Senso	modrá	992 535	bal. à 50 ks	6 bal.
	zelená	992 536	bal. à 50 ks	6 bal.

Foliodress® Ochranné okuliare

[Späť na Obsah](#)

Ochranné okuliare – Foliodress ochranné okuliare



Foliodress Ochranné okuliare
Ochranné okuliare s úpravou proti zahmlievaniu.
Typ – osobná ochrana očí.



Prevenia rizik

	farba	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Foliodress ochranné okuliare	modrá	992 524	bal. à 5 ks	12 bal.

Základné operačné rukavice

Jednorazové operačné rukavice

Peha-taft® Classic

- Latexové rukavice bez púdru.
- Hladký povrch zabezpečuje vysokú citlivosť.
- Jednoduché obliekanie aj pri vlhkých rukách vďaka povrchu pokrytému polyméromi.
- Vysoká pružnosť a povrch umožňujú navlečenie druhých rukavíc.
- Jednoduché otvorenie obalu.
- Splňajú normu EN455 I-III.



	materiál	púder	farba	povrch
Peha-taft Classic pf	latex	bez púdru	latexovo biela	hladký

jednorazové operačné rukavice	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-taft Classic pf bez púdru	5,5	942 644	bal. à 50 párov	4 bal.
	6	942 645	bal. à 50 párov	4 bal.
	6,5	942 646	bal. à 50 párov	4 bal.
	7	942 647	bal. à 50 párov	4 bal.
	7,5	942 648	bal. à 50 párov	4 bal.
	8	942 649	bal. à 50 párov	4 bal.
	8,5	942 650	bal. à 50 párov	4 bal.
	9	942 651	bal. à 50 párov	4 bal.

Štandardné operačné rukavice

Jednorazové operačné rukavice

- Latexové rukavice s nízkym obsahom proteínov.
- Jednoduché obliekanie aj pri vlhkých rukách vďaka povrchu pokrytému polyméromi.
- Jednoduché otvorenie obalu.
- Vysoká pružnosť a povrch umožňujú navlečenie druhých rukavíc.
- Vhodné na každý typ zákroku.
- Splňajú normu EN455 I–III.



Operačné rukavice – Štandardné operačné rukavice

	materiál	púder	farba	povrch
Peha-taft LATEX	latex	bez púdro	latexovo biela	hladký
Peha-profile LATEX	latex	bez púdro	latexovo biela (polopriehľadné)	štruktúrovaný

jednorazové operačné rukavice	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-taft bez púdro	5,5	942 589	bal. à 50 párov	4 bal.
	6	942 590	bal. à 50 párov	4 bal.
	6,5	942 591	bal. à 50 párov	4 bal.
	7	942 592	bal. à 50 párov	4 bal.
	7,5	942 593	bal. à 50 párov	4 bal.
	8	942 594	bal. à 50 párov	4 bal.
	8,5	942 595	bal. à 50 párov	4 bal.
	9	942 596	bal. à 50 párov	4 bal.

jednorazové operačné rukavice	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-profile bez púdro	5,5	942 690	bal. à 50 párov	4 bal.
	6	942 691	bal. à 50 párov	4 bal.
	6,5	942 692	bal. à 50 párov	4 bal.
	7	942 693	bal. à 50 párov	4 bal.
	7,5	942 694	bal. à 50 párov	4 bal.
	8	942 695	bal. à 50 párov	4 bal.
	8,5	942 696	bal. à 50 párov	4 bal.
	9	942 697	bal. à 50 párov	4 bal.

Špeciálne operačné rukavice

Operačné rukavice – Špeciálne operačné rukavice

Jednorazové operačné rukavice

Peha®-basic LATEX

- Univerzálne latexovo biele rukavice s hladkým povrchom.
- Zosilnená manžeta.
- Chlórovaný vnútorný povrch na jednoduché navliekanie.
- Vysoká rezistencia voči roztrhnutiu.

Peha®-underglove LATEX

- Zelená pre väčšiu bezpečnosť.
- Netextúrovaný povrch a zosilnená manžeta.
- Jednoduché obliekanie vďaka povrchu pokrytému polymérmi.
- Vysoká rezistencia voči roztrhnutiu.
- Vhodné na mikrochirurgiu a ako spodné rukavice.

Peha®-underglove LATEXFREE

- Syntetické operačné rukavice z polyizoprénu – vhodné pre alergikov.
- Zelená pre väčšiu bezpečnosť.
- Netextúrovaný povrch a zosilnená manžeta.
- Jednoduché obliekanie vďaka povrchu pokrytému polymérmi.
- Vysoká rezistencia voči roztrhnutiu.
- Vhodné na mikrochirurgiu a ako spodné rukavice.

Všetky typy spĺňajú normu EN455 I–III.



	materiál	púder	farba	povrch
Peha-basic LATEX	latex	bez púdro	latexová biela	hladký
Peha-underglove LATEX	latex	bez púdro	zelená	netextúrovaný
Peha-underglove LATEXFREE	syntetické	bez púdro	zelená	netextúrovaný

jednorazové operačné rukavice	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-basic	5,5	942 500	bal. à 50 párov	4 bal.
	6	942 501	bal. à 50 párov	4 bal.
	6,5	942 502	bal. à 50 párov	4 bal.
	7	942 503	bal. à 50 párov	4 bal.
	7,5	942 504	bal. à 50 párov	4 bal.
	8	942 505	bal. à 50 párov	4 bal.
	8,5	942 506	bal. à 50 párov	4 bal.
	9	942 507	bal. à 50 párov	4 bal.
	Peha-underglove LATEX	5,5	942 510	bal. à 50 párov
6		942 511	bal. à 50 párov	4 bal.
6,5		942 512	bal. à 50 párov	4 bal.
7		942 513	bal. à 50 párov	4 bal.
7,5		942 514	bal. à 50 párov	4 bal.
8		942 515	bal. à 50 párov	4 bal.
8,5		942 516	bal. à 50 párov	4 bal.
9		942 517	bal. à 05 párov	4 bal.
Peha-underglove LATEXFREE		5,5	942 520	bal. à 50 párov
	6	942 521	bal. à 50 párov	4 bal.
	6,5	942 522	bal. à 50 párov	4 bal.
	7	942 523	bal. à 50 párov	4 bal.
	7,5	942 524	bal. à 50 párov	4 bal.
	8	942 525	bal. à 50 párov	4 bal.
	8,5	942 526	bal. à 50 párov	4 bal.
	9	942 527	bal. à 50 párov	4 bal.

Špeciálne operačné rukavice

Jednorazové operačné rukavice

Peha®-neon

- Syntetické rukavice z polychlóroprénu bez púdry.
- Štruktúrovaný povrch umožňuje bezpečné držanie.
- Materiál odolný proti cementu.
- Hnedá farba minimalizuje odlesky.
- Jednoduché otvorenie obalu.



Peha®-isoprene

- Syntetické rukavice z polyizoprénu bez púdry.
- Hladký povrch a tenký materiál zaisťujú vysokú citlivosť.
- Materiál odolný proti cementu.
- Vysoká pružnosť a povrch umožňujú navlečenie druhých rukavíc.
- Jednoduché otvorenie obalu.



Peha-micron®

- Mimoriadne tenké, zabezpečujú vysokú citlivosť.
- Hnedá farba minimalizuje odlesky.
- Jednoduché obliekanie aj pri vlhkých rukách vďaka povrchu pokrytému polyméromi.
- Pri použití ako spodné rukavice jednoduché zistenie perforácie vonkajšej vrstvy.
- Vhodné na mikrochirurgiu a ako spodné rukavice.
- Jednoduché otvorenie obalu.



Všetky typy spĺňajú normu EN455 I–III.

Operačné rukavice – Špeciálne operačné rukavice

	materiál	púder	farba	povrch
Peha-neon	syntetické	bez púdry	hnedá	štruktúrovaný
Peha-isoprene	syntetické	bez púdry	latexovo biela	hladký
Peha-micron	latex	bez púdry	hnedá	hladký

jednorazové operačné rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-neon	5,5	942 544	bal. à 50 párov	4 bal.
	6	942 545	bal. à 50 párov	4 bal.
	6,5	942 546	bal. à 50 párov	4 bal.
	7	942 547	bal. à 50 párov	4 bal.
	7,5	942 548	bal. à 50 párov	4 bal.
	8	942 549	bal. à 50 párov	4 bal.
	8,5	942 550	bal. à 50 párov	4 bal.
	9	942 551	bal. à 50 párov	4 bal.
	Peha-isoprene	5,5	942 717	bal. à 50 párov
6		942 718	bal. à 50 párov	4 bal.
6,5		942 719	bal. à 50 párov	4 bal.
7		942 720	bal. à 50 párov	4 bal.
7,5		942 721	bal. à 50 párov	4 bal.
8		942 722	bal. à 50 párov	4 bal.
8,5		942 723	bal. à 50 párov	4 bal.
9		942 724	bal. à 50 párov	4 bal.
Peha-micron		5,5	942 570	bal. à 50 párov
	6	942 571	bal. à 50 párov	4 bal.
	6,5	942 572	bal. à 50 párov	4 bal.
	7	942 573	bal. à 50 párov	4 bal.
	7,5	942 574	bal. à 50 párov	4 bal.
	8	942 575	bal. à 50 párov	4 bal.
	8,5	942 576	bal. à 50 párov	4 bal.
	9	942 577	bal. à 50 párov	4 bal.

Špeciálne operačné rukavice

Jednorazové operačné rukavice

Peha®-shield

- Tieniaci účinok proti rozptýlenému röntgenovému žiareniu (faktor 2).
- Neobsahujú olovo.
- Vysoká citlivosť vďaka mäkkému materiálu.
- Jednoduché otvorenie obalu.

Všetky typy spĺňajú normu EN455 I-III.



	materiál	púder	farba	povrch
Peha-shield	latex	bez púdro	hnedá	hladký

jednorazové operačné rukavice	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-shield	6	942 879	bal. à 5 párov	4 bal.
	6,5	942 880	bal. à 5 párov	4 bal.
	7	942 881	bal. à 5 párov	4 bal.
	7,5	942 882	bal. à 5 párov	4 bal.
	8	942 883	bal. à 5 párov	4 bal.
	8,5	942 884	bal. à 5 párov	4 bal.
	9	942 885	bal. à 5 párov	4 bal.

Obväzové materiály, kompresy a tampóny

Telasorb®

Predprané brušné rúška na jednorazové použitie, s našitými Telatrast-röntgenkontrastnými telieskami a šnúrkami.



obväzové materiály kompresy a tampóny	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka	
Telasorb sterilný	4 vrstvy, 20 vlákien, biela	20 x 30 cm*	453 241	bal. á 24x 2 ks	6 bal.
			453 541	bal. á 16x 5 ks	6 bal.
		45 x 45 cm*	453 018	bal. á 12x 5 ks	4 bal.
		90 x 8 cm*	453 248	bal. á 24x 2 ks	6 bal.
	4 vrstvy, 20 vlákien, zelená	20 x 30 cm*	454 541	bal. á 16x 5 ks	6 bal.
		45 x 45 cm*	454 243	bal. á 12x 2 ks	6 bal.
			454 543	bal. á 12x 5 ks	3 bal.
		50 x 60 cm*	470 020	bal. á 12x 2 ks	3 bal.
		90 x 8 cm*	454 248	bal. á 24x 2 ks	6 bal.
Telasorb E sterilný	4 vrstvy, 17 vlákien, biela	45 x 45 cm*	232 098	bal. á 15x 3 ks	3 bal.
			232 099	bal. á 12x 5 ks	3 bal.
		45 x 70 cm*	232 100	bal. á 15x 2 ks	3 bal.
			232 101	bal. á 18x 3 ks	2 bal.
			232 102	bal. á 12x 5 ks	2 bal.
Telasorb nesterilný	4 vrstvy, 20 vlákien, biela	20 x 30 cm*	760 541	bal. á 40x 5 ks	1 bal.
		45 x 45 cm*	760 543	bal. á 24x 5 ks	1 bal.
		45 x 45 cm*	760 553	bal. á 100x 5 ks	1 bal.
		90 x 8 cm*	760 548	bal. á 30x 5 ks	1 bal.
	4 vrstvy, 20 vlákien, zelená	45 x 45 cm*	761 543	bal. á 24x 5 ks	1 bal.
	6 vrstiev, 20 vlákien, biela	45 x 45 cm*	760 563	bal. á 20x 5 ks	1 bal.
	6 vrstiev, 20 vlákien, zelená	45 x 45 cm*	761 563	bal. á 20x 5 ks	1 bal.
		50 x 60 cm*	761 566	bal. á 12x 5 ks	1 bal.

*Uvedené rozmery pred namočením.

Obväzové materiály, kompresy a tampóny

Telacomp®

Kompresy z hydrofilnej gázy, so založenými okrajmi a zatkaným Telatrast-röntgenkontrastným vláknom, v papierových sterilizovaných vrecúškach.



obväzové materiály kompresy a tampóny	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Telacomp sterilný	12 vrstiev, 7,5 × 7,5 cm	452 133	bal. à 12× 10 ks	4 bal.
		452 233	bal. à 12× 20 ks	6 bal.
	10 × 10 cm	452 135	bal. à 16× 10 ks	6 bal.
		452 235	bal. à 12× 20 ks	6 bal.
	10 × 20 cm	452 137	bal. à 12× 10 ks	6 bal.
		452 237	bal. à 8× 20 ks	6 bal.
	16 vrstiev, 7,5 × 7,5 cm	452 143	bal. à 10× 10 ks	4 bal.
	17 vlákien	452 243	bal. à 12× 20 ks	6 bal.
	10 × 10 cm	452 145	bal. à 14× 10 ks	6 bal.
		452 245	bal. à 10× 20 ks	6 bal.
32 vrstiev, 20 vlákien	10 × 10 cm	452 165	bal. à 10× 10 ks	6 bal.

obväzové materiály kompresy a tampóny	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Telacomp E sterilný	16 vrstiev, 5 × 5 cm	232 078	bal. à 90× 10 ks	3 bal.
	17 vlákien	232 079	bal. à 48× 20 ks	3 bal.
	7,5 × 7,5 cm	232 082	bal. à 150× 5 ks	2 bal.
		232 083	bal. à 90× 10 ks	2 bal.
		232 084	bal. à 28× 120 ks	3 bal.
		232 085	bal. à 7× 40 ks	6 bal.
	10 × 10 cm	232 088	bal. à 45× 10 ks	2 bal.
		232 089	bal. à 18× 20 ks	3 bal.
		232 090	bal. à 6× 40 ks	4 bal.
Telacomp nesterilný	8 vrstiev, 10 × 10 cm	401 925	bal. à 100 ks	10 bal.
	17 vlákien			
	12 vrstiev, 7,5 × 7,5 cm	401 933	bal. à 100 ks	10 bal.
	17 vlákien			
	10 × 10 cm	401 935	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 × 12,5 cm	401 936	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 × 20 cm	401 937	bal. à 100 ks	10 bal.
	16 vrstiev, 5 × 5 cm	401 941	bal. à 100 ks	30 bal.
	17 vlákien			
7,5 × 7,5 cm	401 943	bal. à 100 ks	10 bal.	
10 × 10 cm	401 945	bal. à 100 ks	10 bal.	
10 × 12,5 cm	401 946	bal. à 100 ks	10 bal.	

*Uvedené rozmery pred namočením.

Obväzové materiály, kompresy a tampóny

Telasling®

Stáčaný tampón z hydrofilnej gázy, z 20 vlákien, jednovrstvový, so zatkaným Telatrast-röntgenkontrastným vláknom.

Telaprep®

Preparačný tampón z hydrofilnej gázy, z 24 vlákien, jednovrstvový, pevne stočený, so zatkaným Telatrast-röntgenkontrastným vláknom.



obväzové materiály kompresy a tampóny	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka	
Telasling sterilný	20 vlákien	č.2 / veľkosť vlašského orecha 20 mm	451 103	bal. á 30x 10 ks	4 bal.
	20 vlákien	č. 3 / veľkosť slivky 32 mm	451 104	bal. á 20x 10 ks	6 bal.
			451 204	bal. á 12x 20 ks	6 bal.
	20 vlákien	č. 4 / veľkosť vajíčka 39 mm	451 109	bal. á 18x 20 ks	6 bal.
			451 209	bal. á 10x 20 ks	6 bal.
			451 309	bal. á 15x 30 ks	3 bal.
	20 vlákien	č. 5 / extra veľký 46 mm	451 106	bal. á 10x 10 ks	6 bal.
		451 206	bal. á 6x 20 ks	6 bal.	
		451 105	bal. á 7x 10 ks	6 bal.	
Telasling nesterilný	20 vlákien	č.2 / veľkosť vlašského orecha 20 mm	482 293	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	20 vlákien	č. 3 / veľkosť slivky 32 mm	482 294	bal. à 500 ks	2 bal.
	20 vlákien	č. 4 / veľkosť vajíčka 39 mm	482 299	bal. à 250 ks	4 bal.
	20 vlákien	č. 5 / extra veľký 46 mm	400 493	bal. à 250 ks	4 bal.
	20 vlákien	č. 6 / veľkosť pásty 50 mm	482 295	bal. à 125 ks	4 bal.
Telaprep sterilný	24 vlákien	č. 3 / veľké 25,4 x 13,2 mm	450 103	bal. à 16x 10 ks	4 bal.
Telaprep nesterilný	24 vlákien	č. 1 / malé 14,7 x 7,5 mm	489 290	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	24 vlákien	č. 2 / stredné 19,8 x 10,2 mm	489 291	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	24 vlákien	č. 3 / veľké 25,4 x 13,2 mm	489 293	bal. à 1 000 ks	6 bal.

*Uvedené rozmery pred namočením.

Peha®-instrument

Jednorazové chirurgické nástroje

Charakteristika

- Jednorazové chirurgické nástroje Peha-instrument sú vyrobené z matnej kefovanej ocele a sú funkčne porovnateľné s ostatnými kovovými nástrojmi.
- Čistotu nástrojov zaručuje unikátna výrobná technológia spoločnosti HARTMANN.
- Nástroje sú v perfektnej kondícii a sú sterilné až 5 rokov.
- Kov, z ktorého sú nástroje vyrobené, je možné recyklovať.
- Každý nástroj je samostatne balený.
- Nástroje sú označené farebným kódovaním, tzn. na každom nástroji je na určitom mieste nanosená farba, ktorá slúži na rozlíšenie jednorazových a opakovane sterilizovateľných nástrojov.
- Farebné kódovanie je bezpečné, farba je odolná voči oderu a oteru aj voči dezinfekcii.



Chirurgické nožnice špicaté rovné

veľkosť 13 cm



Chirurgické nožnice špicato-tupé rovné

veľkosť 14,5 cm



Jednorazové chirurgické nástroje – Peha-instrument

Nožnice na epiziotómiu Braun-Stader

veľkosť 14,5 cm



Chirurgické nožnice Iris rovné

veľkosť 11,5 cm



Nožničky na nechty ohnuté

veľkosť 9,5 cm



Nožnice Metzenbaum zahnuté

veľkosť 14,5 cm



Prevázové nožnice

veľkosť 16 cm



jednorazové chirurgické nástroje	veľkosť	číslo výroby	fakturačná jednotka	prpravná jednotka
Peha-instrument – chirurgické nožnice				
Chirurgické nožnice špicaté rovné	13 cm	991 083	bal. à 25 ks	2 bal.
Chirurgické nožnice špicato-tupé rovné	14,5 cm	991 081	bal. à 25 ks	2 bal.
Nožnice na epiziotómiu Braun-Stader	14,5 cm	991 080	bal. à 20 ks	2 bal.
Chirurgické nožnice Iris rovné	11,5 cm	991 086	bal. à 25 ks	2 bal.
Nožničky na nechty ohnuté	9,5 cm	991 091	bal. à 25 ks	2 bal.
Nožnice Metzenbaum zahnuté	14,5 cm	991 084	bal. à 25 ks	2 bal.
Prevázové nožnice	16 cm	991 090	bal. à 20 ks	2 bal.

Peha[®]-instrument

Jednorazové chirurgické nástroje

Peán anatomický rovný
veľkosť 14 cm

Svorka Kocher chirurgická rovná
veľkosť 14 cm

Svorka Micro-Mosquito anatomická rovná
veľkosť 12,5 cm

Svorka Halsted-Mosquito anatomicky zahnutá
veľkosť 12,5 cm

Tampónové kliešte
veľkosť 16 cm



jednorazové chirurgické nástroje	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-instrument – svorky				
Peán anatomický rovný	14 cm	991 040	bal. à 25 ks	2 bal.
Svorka Kocher chirurgická rovná	14 cm	991 042	bal. à 25 ks	2 bal.
Svorka Micro-Mosquito anatomická rovná	12,5 cm	991 044	bal. à 25 ks	2 bal.
Svorka Halsted-Mosquito anatomicky zahnutá	12,5 cm	991 041	bal. à 25 ks	2 bal.
Tampónové kliešte	16 cm	991 046	bal. à 20 ks	2 bal.

Peha[®]-instrument

Jednorazové chirurgické nástroje

Štandardná pinzeta chirurgická rovná
veľkosť 14 cm



Štandardná pinzeta anatomická rovná
veľkosť 14 cm



Pinzeta Adson chirurgická rovná
veľkosť 12 cm



Pinzeta Adson anatomická rovná
veľkosť 12 cm



Pinzeta Adson mikrochirurgická
veľkosť 12 cm



Pinzeta DeBakey rovná
veľkosť 15,5 cm



Pinzeta na úlomky rovná
veľkosť 9 cm



jednorazové chirurgické nástroje	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-instrument – pinzety				
Štandardná pinzeta chirurgická rovná	14 cm	991 063	bal. à 25 ks	2 bal.
Štandardná pinzeta anatomická rovná	14 cm	991 064	bal. à 25 ks	2 bal.
Pinzeta Adson chirurgická rovná	12 cm	991 062	bal. à 25 ks	2 bal.
Pinzeta Adson anatomická rovná	12 cm	991 060	bal. à 25 ks	2 bal.
Pinzeta Adson mikrochirurgická	12 cm	991 066	bal. à 25 ks	2 bal.
Pinzeta DeBakey rovná	15,5 cm	991 061	bal. à 25 ks	2 bal.
Pinzeta na úlomky rovná	9 cm	991 065	bal. à 25 ks	2 bal.

Peha[®]-instrument

Jednorazové chirurgické nástroje

Držiak na ihly Mayo-Hegar
veľkosť 12 cm

Držiak na ihly Mayo-Hegar
veľkosť 14 cm

Ostrá lyžička kombinovaná
veľkosť 16,5 cm

Kanyla zakončená gombíkom
veľkosť 8,1 cm

Hák na rany kombinovaný
veľkosť 16 cm



Jednorazové chirurgické nástroje – Peha-instrument



jednorazové chirurgické nástroje	veľkosť	číslo výroby	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-instrument – držiaky na ihly				
Držiak na ihly Mayo-Hegar	12 cm	991 031	bal. à 25 ks	2 bal.
Držiak na ihly Mayo-Hegar	14 cm	991 030	bal. à 25 ks	2 bal.
Peha-instrument – doplnky				
Ostrá lyžička kombinovaná	16,5 cm	991 010	bal. à 25 ks	2 bal.
Kanyla zakončená gombíkom	8,1 cm	991 011	bal. à 25 ks	2 bal.
Hák na rany kombinovaný	16 cm	991 012	bal. à 15 ks	2 bal.

MediSet®

Sterilné zákrovové súpravy – Močová katetrizácia

Charakteristika

- MediSet je hotový sterilný balíček, obsahujúci kompletnú súpravu zdravotníckeho materiálu, umožňuje okamžite a kedykoľvek vykonať aseptický zákrok.
- Dá sa použiť ihneď bez zdlhavej prípravy a kompletizácie zdravotníckeho materiálu.
- Je k dispozícii v rôznych variantoch, ktoré svojím zložením zodpovedajú typu zákroku.
- Jednotlivé komponenty sú uložené v logickom poradí.
- Všetky zložky súpravy boli starostlivo vybrané v úzkej spolupráci so zdravotníkmi.

MediSet® na jednorazovú močovú katetrizáciu

- 2x vyšetrovacie rukavice, latexové, bez púdru, veľ. M
- 1x pinzeta
- 2x kompres 7,5 x 7,5 cm, netkaný
- 4x tampón netkaný, veľ. vlašského orecha
- 1x rúško 50 x 55 cm
- 1x rúško 50 x 50 cm



MediSet® na močovú katetrizáciu

- 1x rúško 50 x 50 cm
- 1x rúško 60 x 60 cm – s otvorom 5 cm a s nastrihnutím
- 2x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm
- 4x tampón gázový, veľ. 3, slivka
- 1x pinzeta anatomická, modrá, plast
- 1x pinzeta anatomická, zelená, plast
- 1x pár vyšetrovacích rukavíc, nitrilové, bez púdru, veľ. M,
- 1x miska 500 ml



MediSet® na močovú katetrizáciu Permanent

NOVINKA

- 1x rúško 50 x 45 cm
- 1x pinzeta anatomická, modrá, plast 12,5 cm
- 2x kompres netkaný 5 x 5 cm
- 4x tampón netkaný, veľ. 2, vlašský orech
- 2x nitrilové vyšetrovacie rukavice bez púdru, veľ. M
- 1x predplnená striekačka Aqua-Glycerol 10 %



sterilné zákrovové súpravy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet na jednorazovú močovú katetrizáciu	475 634	1 ks	28 ks
MediSet na močovú katetrizáciu Permanent	480 035	1 ks	36 ks
MediSet na močovú katetrizáciu	455 271	1 ks	10 ks

MediSet®

Sterilné zákrovové súpravy – Cievna katetrizácia

MediSet® na centrálnu žilovú katetrizáciu

- 1x krycie rúško 50 × 50 cm
- 1x rúško z buničiny 33 × 33 cm
- 1x rúško 75 × 90 cm, s otvorom
- 1x plastový peán
- 5x tampón netkaný, veľ. slivky
- 1x ihla 0,7 × 30 mm, čierna
- 1x ihla 1,2 × 40 mm, ružová
- 1x injekčná striekačka 20 ml
- 1x injekčná striekačka 10 ml
- 1x skalpel
- 1x kovová pinzeta
- 1x kadička 120 ml
- 1x nožnice
- 6x kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 2x kompres 5 × 5 cm, gáza
- 1x Hydrofilm 10 × 15 cm
- 1x kovový peán



MediSet® na centrálnu žilovú katetrizáciu – Basic

- 1x rúško z buničiny 33 × 33 cm
- 1x rúško 75 × 90 cm, s otvorom
- 1x rúško 50 × 50 cm
- 1x plastový peán
- 5x tampón netkaný, veľ. slivky
- 1x ihla 0,7 × 30 mm, čierna
- 1x ihla 1,2 × 40 mm, ružová
- 2x injekčná striekačka 10 ml
- 1x kadička 120 ml
- 1x nožnice
- 2x kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 2x kompres 10 × 10 cm, netkaný
- 2x kompres 5 × 5 cm, gáza
- 1x Hydrofilm 6 × 7 cm



MediSet® na periférnu žilovú katetrizáciu

NOVINKA

- 3x kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1x lepiace pásiky, 100 × 12,5 mm
- 1x obojsmerný ventil MicroClave Clear
- 1x striekačka 20 ml
- 1x ampulka NaCl 20 ml
- 1x rúško 45 × 37,5 cm
- 2x tampón netkaný veľ. slivka
- 1x pooperačná náplasť Cosmopor I.V., 9 × 7 cm
- 2x vyšetrovacie rukavice, veľ. M
- 1x spojovacia hadička, 10 cm
- 1x škrtidlo
- 1x bezpečnostná kanyla ružová
- 1x ihla



sterilné zákrovové súpravy	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu	455 272	1 ks	21 ks
MediSet na centrálnu žilovú katetrizáciu – Basic	455 273	1 ks	21 ks
Mediset na periférnu žilovú katetrizáciu	480 068	1 ks	36 ks

MediSet®

Sterilné zákrovové súpravy – Anestézia

MediSet® na anestéziu I

- 1× krycie rúško 75 × 90 cm
- 1× rúško z buničiny 33 × 33 cm
- 1× rúško 50 × 50 cm, lepiace
- 1× plastový peän
- 5× tampón netkaný, veľ. slivky
- 1× ihla 0,7 × 30 mm, čierna
- 1× injekčná striekačka 5 ml
- 4× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 1× rúško 50 × 50 cm



MediSet® pre ARO (epidurálne)

- 1× krycie rúško 75 × 90 cm
- 1× téglik 120 ml, priehľadný
- 1× rúško 50 × 50 cm
- 5× kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 1× ihla 0,7 × 30 mm, čierna
- 1× ihla 1,2 × 40 mm, ružová
- 1× injekčná striekačka 5 ml
- 1× plastový peän
- 1× injekčná striekačka 20 ml
- 5× tampón netkaný, veľ. slivky



sterilné zákrovové súpravy	číslo výroby	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet na anestéziu I	470 631	1 ks	30 ks
MediSet pre ARO (epidurálne)	470 968	1 ks	27 ks

Sterilné zákrovové súpravy vyvíjame aj na zákazku podľa potrieb zákazníka.

MediSet®

Sterilné zákrovové súpravy – Chirurgia

MediSet® na zašívanie rán

- 1x lepiace rúško 48 × 48 cm, s otvorom
- 4x tampón netkaný, veľ. slivky
- 1x nožnice s hrotom – kov
- 1x pinzeta Adson so zúbkami – kov
- 1x ihelec Derf – kov
- 1x rúško 50 × 50 cm



MediSet® na malé chirurgické výkony

- 1x krycie rúško 75 × 90 cm, dvojvrstvé
- 1x rúško 75 × 90 cm, dvojvrstvé s otvorom
- 5x kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 1x injekčná striekačka 10 ml
- 1x ihla čierna 0,7 × 30 mm
- 5x tampón netkaný, veľ. slivky
- 1x rúško 50 × 50 cm



MediSet® na suchý preväz rany

- 5x kompres 7,5 × 7,5 cm, netkaný
- 5x tampón netkaný, veľ. slivky
- 1x pinzeta
- 1x rúško 50 × 50 cm



MediSet® na odstránenie stehov

- 1x nôž na stehy
- 6x tampón netkaný, veľ. slivky
- 1x rúško 50 × 50 cm (osobitne balené)



MediSet® na odstránenie svoriek

- 1x kovový odstraňovač svoriek 10 cm

sterilné zákrovové súpravy	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet na zašívanie rán	475 633	1 ks	66 ks
MediSet na malé chirurgické výkony	470 967	1 ks	24 ks
MediSet na suchý preväz rany	470 632	1 ks	75 ks
MediSet na odstránenie stehov	475 381	1 ks	84 ks
MediSet na odstránenie svoriek	706 146	1 ks	54 ks

MediSet®

Sterilné zákrokové sety - Hrudná punkcia

MediSet® na prípravu hrudnej punkcie

- 1× rúško 50 × 50 cm – otvor s lepením
- 5× tampón gázový, veľ. 3, slivka
- 1× ihla ružová 1,2 × 40 mm
- 1× ihla čierna 0,7 × 30 mm
- 1× injekčná striekačka 20 ml
- 1× skalpel, čepeľka č. 11
- 1× pinzeta Adson chirurgická rovná, kov
- 1× chirurgické nožnice, hrotnato-tupé rovné, kov
- 1× peán anatomický rovný, kov
- 1× rúško 75 × 90 cm
- 2× kompres netkaný 10 × 10 cm
- 2× kompres netkaný 10 × 10 cm s nastrihnutím



sterilné zákrokové súpravy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet na prípravu hrudnej punkcie	478 551	1 ks	30 ks

MediSet®

Sterilné zákrokové súpravy a doplnky

Sterilné doplnky

Peha – nôž na stehy

Sterilný nôž na vytahovanie stehov.



Plastová ústna lyžička

Sterilne balená ústna lyžička.



Plastový peán dlhý



Vatové tyčinky



Miska

	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MediSet – Sterilné doplnky	Peha – nôž na stehy	999 591	100 ks
	Plastová ústna lyžička	478 580	1 ks
	Plastový peán dlhý	470 493	1 ks
	Vatové tyčinky	967 950	100x 2 ks
	Miska 60 ml	470 158	1 ks
	Miska 120 ml	470 185	1 ks
	Miska 150 ml	470 157	1 ks
	Miska 250 ml	470 226	1 ks
Miska 500 ml	478 139	1 ks	

Sterilné zákrokové súpravy vyvíjame i na zákazku podľa potrieb zákazníka.

Vyšetrovacie rukavice

Nitrilové rukavice

Syntetické nitrilové rukavice. Textúrované prsty. Certifikované podľa dvoch noriem EN 455 i EN 374. Certifikované na kontakt s potravinami. Osobné ochranné prostriedky PPE kat. III.

Peha-soft® nitrile guard

- Spoľahlivá ochrana proti patogénom, chemikáliám i cytostatikám.
- Predĺžená manžeta na najvyššiu ochranu.



Peha-soft® nitrile

- Spoľahlivá ochrana proti patogénom, chemikáliám i cytostatikám.
- Vysoká pružnosť.
- Nesterilná a sterilná verzia.



Peha-soft® nitrile fino

- Univerzálne použitie s vysokou mierou ochrany.
- Špeciálne spracovanie na vysokú citlivosť.



nitrilové vyšetrovacie rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-soft nitrile guard predĺžené nesterilné bezlatexové rukavice bez púdry, svetlomodré	XS	942 200	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 201	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 202	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 203	bal. à 100 ks	10 bal.
Peha-soft nitrile nesterilné bezlatexové rukavice bez púdry, modré	XS	942 189	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 190	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 191	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 192	bal. à 100 ks	10 bal.
Peha-soft nitrile sterile sterilné bezlatexové rukavice bez púdry, modré	XL	942 193	bal. à 90 ks	10 bal.
	S	942 211	bal. à 50 párov	4 bal.
	M	942 212	bal. à 50 párov	4 bal.
	L	942 213	bal. à 50 párov	4 bal.

Peha-soft® nitrile white

- Univerzálne použitie.
- Špeciálne spracovanie na vysokú citlivosť.
- Biela farba.



Peha-soft® nitrile blue

- Univerzálne použitie.
- Modrá farba.



nitrilové vyšetrovacie rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-soft nitrile fino nesterilné bezlatexové rukavice bez púdry, tmavomodré	XS	942 195	bal. à 150 ks	10 bal.
	S	942 196	bal. à 150 ks	10 bal.
	M	942 197	bal. à 150 ks	10 bal.
	L	942 198	bal. à 150 ks	10 bal.
Peha-soft nitrile white nesterilné bezlatexové rukavice bez púdry, biele	XL	942 199	bal. à 150 ks	10 bal.
	XS	942 205	bal. à 200 ks	10 bal.
	S	942 206	bal. à 200 ks	10 bal.
	M	942 207	bal. à 200 ks	10 bal.
	L	942 208	bal. à 200 ks	10 bal.
Peha-soft nitrile blue nesterilné bezlatexové rukavice bez púdry, modré	XL	942 209	bal. à 180 ks	10 bal.
	S	942 216	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 217	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 218	bal. à 100 ks	10 bal.
	XS	942 011	bal. à 150 ks	10 bal.
	S	942 012	bal. à 150 ks	10 bal.
	M	942 013	bal. à 150 ks	10 bal.
	L	942 014	bal. à 150 ks	10 bal.
	XL	942 015	bal. à 150 ks	10 bal.

Vyšetrovacie rukavice

Nesterilné rukavice

Peha-soft® powderfree

- Latexové rukavice bez púdru, dvakrát chlórované s nízkym obsahom proteínov.
- Kvalitné rukavice na univerzálne použitie, príjemné na nosenie.
- Nedráždia pokožku.
- Mechanická pevnosť materiálu.
- Zdrsnené s textúrou na prstoch.
- Svetložltá farba.



Peha-soft® syntex powderfree

- Základné syntetické bezlatexové rukavice z pružného vinylu bez púdru.
- Komfort pri nosení.
- Vysoká pevnosť a pružnosť.
- Hladký povrch.
- Latexová farba.



vyšetrovacie a ochranné rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-soft powderfree nesterilné latexové	XS	942 159	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 160	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 161	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 162	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 163	bal. à 100 ks	10 bal.
Peha-soft syntex powderfree nesterilné bezlatexové bez púdru	XS	942 164	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 165	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 166	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 167	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 168	bal. à 100 ks	10 bal.

Ochranné rukavice

Peha-tex

- Podvliekacie rukavice z bavlnenej pleteniny na dlhotrvajúce výkony v ortopédii a traumatológii.
- Dajú sa použiť pod klasické operačné rukavice.
- Iba v nesterilnej forme.

Peha-fol

- Obojstranné jednorazové rukavice z polyetylénu.
- Vhodné na dennú hygienu pacientov alebo na upratovacie práce.



vyšetrovacie a ochranné rukavice	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka	
Peha-tex nesterilné z bavlnenej pleteniny	6,5	992 130	bal. à 10 párov	10 bal.	
	7	992 131	bal. à 10 párov	10 bal.	
	7,5	992 132	bal. à 10 párov	10 bal.	
	8	992 133	bal. à 10 párov	10 bal.	
	8,5	992 134	bal. à 10 párov	10 bal.	
	9	992 135	bal. à 10 párov	10 bal.	
	9,5	992 136	bal. à 10 párov	10 bal.	
Peha-fol nesterilné z polyetylénu, vo fóliových vrecúškach	10	992 137	bal. à 10 párov	10 bal.	
	ženy	číslo 1	999 522	bal. à 100 ks	20 bal.
	muži	číslo 2	999 521	bal. à 100 ks	20 bal.

Jednorazové návleky, jednorazový plášť

Higiéna pacientov a personálu – Jednorazové návleky, jednorazový plášť

Valachauss S

Jednorazové návleky na topánky z bielej netkanej textílie (napr. pre návštevy v nemocnici).

Foliodress S

Jednorazový nesterilný plášť z modrej netkanej textílie (napr. pre návštevy v nemocnici).



jednorazové návleky, jednorazový plášť	farba	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Valachauss S	biela	604 743	bal. à 250 párov	1 bal.
Foliodress S nesterilný	modrá	604 705	bal. 5 x 10 ks	1 bal.
Foliodress S sterilný	modrá	992 167	bal. à 48 ks	1 bal.



Dezinfekcia

Dezinfekcia

Kľúčovým faktorom **obmedzenia rozvoja infekcie** je **efektívna dezinfekcia** rúk, povrchov a plôch. Zásluhou **vlastného výskumu a vývoja** patrí HARTMANN medzi špičku v tejto oblasti.

Rad produktov **Sterillium** je preferovaná zdravotníkmi po celom svete vďaka spojeniu ich **vysokej účinnosti a zároveň šetrnosti k pokožke**. K širokej škále dezinfekčných prípravkov navyše poskytujeme **vzdelávacie a poradenské služby** a projekty na zvyšovanie informovanosti zdravotníckeho personálu a pacientov o **význame hygienických opatrení** v boji proti infekciám.

Náš spoločný cieľ:

**INFEKCIA NESMIE MAŤ
ANI NAJMENŠIU ŠANCU**

missionprevention.sk



Dezinfekcia rúk na domáce využitie

Sterillium® Protect & Care

Vysoko účinný dezinfekčný gél na ruky s komplexom látok ošetrojúcich pokožku. Ničí 99,99 % vírusov a baktérií. Účinkuje rýchlo a efektívne, zároveň ošetruje pokožku a na rukách zanecháva príjemný pocit. Na využitie doma i na cestách.

Charakteristika a použitie

Sterillium® Protect & Care poskytuje rýchlu účinnosť proti baktériám, kvasinkám a obaleným vírusom, vrátane norovírusov a rotavírusov. Vysoko účinný vďaka obsahu 85 % ethanolu (w/w). Rýchlo zasychá a zanecháva príjemný pocit na pokožke. Používajte nezriedený priamo na pokožku rúk, nezabudnite na palce a končeky prstov. Používajte, kedykoľvek si nemôžete umyť ruky vodou a mydlom a potrebujete ochrániť seba a svojich blízkych pred vírusmi a baktériami.

Popis

- Ničí 99,99 % patogénov, vrátane norovírusov.*
- Účinkuje proti baktériám, kvasinkám a obaleným vírusom, vrátane norovírusov a rotavírusov.
- Rýchla účinnosť.
- Zanecháva príjemný pocit na pokožke.
- Komplex látok ošetrojúcich pokožku.
- Skvelá kožná znášanlivosť.
- Dermatologicky testovaný.
- Zvyšuje hydratáciu pokožky¹⁾.

* testované s MNV

¹⁾ Kampf G, Muscatello M, Häntschel D, Rudolf M. 2002 Dermal tolerance and effect on skin hydration of new ethanol-based hand gel. Journal of Hospital Infection; 52: 297-301



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Sterillium Protect & Care	bal. à 35 ml	981 758	1 ks	15 ks
	bal. à 100 ml	981 759	1 ks	10 ks
	bal. à 475 ml	981 760	1 ks	6 ks

Dezinfekcia rúk

Dezinfekcia rúk

Sterillium®

Alkoholový prípravok na chirurgickú a hygienickú dezinfekciu rúk.
CHDR – 1,5 min.

Sterillium® med

Alkoholový prípravok bez farbív a parfumácie na chirurgickú a hygienickú dezinfekciu rúk. Účinný na norovírus a rinovírus.
CHDR – 1,5 min.

Sterillium® Gel pure

Etanolový prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk vo forme viskózneho roztoku.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Sterillium	bal. à 100 ml	980 271	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 096	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 407	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	980 097	1 ks	1 ks
Sterillium med	bal. à 100 ml	981 032	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	981 037	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 034	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 039	1 ks	1 ks
Sterillium Gel pure	bal. à 100 ml	981 314	1 ks	45 ks
	bal. à 475 ml	981 397	1 ks	20 ks

Umývanie, ochrana a starostlivosť o pokožku

Umývanie, ochrana a starostlivosť o pokožku

Baktolin® pure

Umývacia emulzia na dôkladné umývanie rúk a tela. Má vyváženú pH hodnotu pri uchovaní prirodzeného kyslého ochranného povlaku.

Baktolan® lotion

Regeneračná emulzia na starostlivosť o pokožku. Olej vo vode (o/v).

Baktolan® balm

Krém na starostlivosť o ruky a celé telo, predovšetkým na vysoko namáhanú a citlivú pokožku.

Baktolan® protect⁺ pure

Ochranný a ošetrojúci krém na suchú a veľmi namáhanú pokožku.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Baktolin pure	bal. à 500 ml	981 328	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 329	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 330	1 ks	1 ks
Baktolan lotion	bal. à 350 ml	980 171	1 ks	20 ks
Baktolan balm	bal. à 350 ml	980 144	1 ks	20 ks
Baktolan protect ⁺ pure	bal. à 100 ml	981 137	1 ks	25 ks

Dezinfekcia kože a tela

Cutasept® F

Bezfarebný dezinfekčný prípravok na kožu pre nemocnice a na primárnu zdravotnú starostlivosť.

Cutasept® G

Farebný dezinfekčný prípravok na kožu na pred- a pooperačné použitie.

Stellisept® med

Antibakteriálna emulzia na umytie rúk, celého tela vrátane vlasov MRSA pozitívnych pacientov.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Cutasept F	bal. à 50 ml sprej	981 225	1 ks	50 ks
	bal. à 250 ml sprej	981 130	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 132	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 133	1 ks	1 ks
Cutasept G	bal. à 1 000 ml	981 134	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 135	1 ks	1 ks
Stellisept med	bal. à 500 ml	980 501	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 498	1 ks	10 ks
	bal. à 500 ml s pumpičkou	980 500	1 ks	20 ks

Dezinfekcia nástrojov

Bomix® plus

Dezinfekčný prípravok s vynikajúcim čistiacim účinkom a materiálovou znášanosťou, bez aldehydov.

Bodedex® forte

Čistiaci prípravok na nástroje a endoskopy. Účinne odstraňuje biofilm a rezíduá RTG kontrastných látok.

Dezinfekcia nástrojov



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Bomix plus	bal. à 2 l	980 320	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 321	1 ks	1 ks
Bodedex forte	bal. à 2 l	980 244	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 250	1 ks	1 ks

Rýchla dezinfekcia plôch a povrchov

Bacillol® AF

Rýchla dezinfekcia povrchov zdravotníckych prostriedkov postrekom na báze alkoholu. Neznecháva na povrchu žiadne rezíduá.

Bacillol® Tissues – dezinfekčné obrúsky

Rýchla dezinfekcia povrchov zdravotníckych prostriedkov pomocou utierok napustených alkoholovým roztokom. Neznecháva na povrchu žiadne rezíduá.

Bacillol® 30 Sensitive Foam

Prípravok na dezinfekciu povrchov, s nízkym obsahom alkoholu pripravený na okamžité použitie ako dezinfekcia neinvazívnych zdravotníckych prostriedkov vyrobených z citlivých materiálov.

Bacillol 30 Sensitive Tissues

Dezinfekčné utierky s alkoholom pripravené na dezinfekciu malých povrchov neinvazívnych zdravotníckych pomôcok odolných proti alkoholu.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Bacillol AF	bal. à 500 ml	980 373	1 ks	20 ks
	bal. à 5 l	981 246	1 ks	1 ks
Bacillol Tissues	dóza 100 ks	980 505	1 dóza	12 dóz
	náhradná náplň 100 ks	980 506	100 ks	12 bal.
Bacillol 30 Sensitive Foam	bal. à 750 ml	981 847	1 ks	8 ks
	bal. à 5 l	981 843	1 ks	1 ks
Bacillol 30 Sensitive Tissues	80 obrúskov	981 851	1 ks	6 ks

Rýchla dezinfekcia plôch a povrchov

BODE X-Wipes

Systém zásobníkov a flísových utierok. Utierky v zásobníku sa zalejú dezinfekčným roztokom na dezinfekciu povrchov zdravotníckych prostriedkov. Otestovaná stabilita 28 dní so všetkými dezinfekčnými tekutými prípravkami na plochy a povrchy.

X Wipes držiak zásobníka na stenu

Držiak na stenu vyrobený z pevného plastu a nerezovej ocele. Stabilné riešenie na rôzne použitia.

X Wipes zámok na držiak zásobníka

BODE X-Wipes Safety Pack

Jadnorazový zásobník flísových utierok na bezpečnú hygienu. Používa sa s 2,5 l pracovného roztoku so stabilitou 28 dní po naliatí roztoku.



Tesniaci uzáver

Dávkovacia vložka

Vrchnák

Dávkovač



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
flísový kotúč	40 utierok	980 557	1 ks	12 ks
flísový kotúč	90 utierok	980 556	1 ks	6 ks
kotúč v igelitovom vrecúšku	90 utierok	981 946	1 ks	6 ks
zásobník modrý	1 ks	981 370	1 ks	4 ks
zásobník zelený	1 ks	981 372	1 ks	4 ks
zásobník červený	1 ks	981 371	1 ks	4 ks
držiak zásobníka na stenu	1 ks	980 583	1 ks	1 ks
zámok na držiak zásobníka	1 ks	980 584	1 ks	1 ks
Bode X-wipes Safety Pack	90 utierok	981 945	1 ks	4 ks

Dezinfekcia plôch a povrchov

Mikrobac® forte

Prípravok na dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych prostriedkov bez obsahu aldehydov.

Kohrsolin® FF

Prípravok bez obsahu formaldehydu na dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych prostriedkov. So sporicídnym účinkom.

Mikrobac® Virucidal Tissues

Dezinfekčné utierky, ktoré čistia a dezinfikujú neinvazívne a invazívne zdravotnícke prostriedky a povrchy citlivé na alkohol a môžu byť použité na opätovné ošetrovanie ultrazvukových sond na abdominálne a vaginálne vyšetrenie.

Dismozon® plus

Prípravok na dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych prostriedkov na báze aktívneho kyslíka. So sporicídnym účinkom.

Mikrobac® Plus **NOVINKA**

Bezaldehydový prípravok na dezinfekciu s výborným čistiacim efektom. Zlepšená receptúra, bez parfumácie, menej tenzidov, nezanecháva takmer žiadne rezíduá na povrchu.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Mikrobac forte	bal. à 5 l	980 435	1 ks	1 ks
Kohrsolin FF	bal. à 5 l	980 431	1 ks	1 ks
Mikrobac Virucidal Tissues	80 utierok	981 531	80 ks	6 bal.
Dismozon plus	bal. à 16 g	981 579	50 ks	50 ks
Mikrobac plus	bal. à 5 l	981 917	1 ks	1 ks

Čistenie plôch a povrchov

Čistenie plôch a povrchov

[Späť na Obsah](#)

Dismofix® G

Čistiaci prípravok s leštiacou prísadou na všetky povrchy a plochy umývateľné vodou.



Dezinfekcia

	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Dismofix G	bal. à 1 000 ml	980 198	1 ks	12 ks
	bal. à 5 l	980 200	1 ks	1 ks

Dávkovanie

Eurospender 1 plus

Kovový nástenný dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk, umývacie emulzie a ošetrojúce mlieka. Jednoduchá výmena náhradnej pumpičky bez demontáže zadnej steny.

Eurospender 1 plus Touchless

Bezdotykový kovový nástenný dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk, umývacie emulzie a ošetrojúce mlieka.

Eurospender RX5 Touchless

Automatický bezdotykový dávkovač umývacích a dezinfekčných prípravkov na ruky pre fľaše 500 ml.

Eurospender 3 flex

Vďaka svojmu unikátnemu 360-stupňovému úchytu môže byť dávkovač upevnený na všetky trubky či dosky v blízkosti pacienta a v mieste starostlivosti.

Eurospender Safety plus*

Bezdotykový nástenný dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk.

Eurospender 3

Dávkovač na zavesenie na lôžko na alkoholovú dezinfekciu rúk.



Dávkovanie

Držiak na stenu*

Plastový držiak na fľaše 350/500 ml dezinfekčných prípravkov, umývacích emulzií a krémov.

Držiak na fľaše

Odolný plastový držiak na fľaše dezinfekčných prípravkov, umývacích emulzie a krémov vo fľašiach s objemom 350/500 ml.

* Dávkovacia pumpička nie je súčasťou balenia



	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Eurospender 1 plus	350/500 ml	980 478	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 479	1 ks	1 ks
Eurospender 1 plus červený	350/500 ml	981 251	1 ks	1 ks
Eurospender 1 plus Touchless	500 ml	981 227	1 ks	1 ks
	1 000 ml	981 234	1 ks	1 ks
Eurospender RX5 Touchless	500 ml	981 730	1 ks	1 ks
Odkvapkávacia miska pre RX5 TouchLess		981 732	1 ks	1 ks
Náhradná pumpička pre RX5 TouchLess		981 731	1 ks	1 ks
Eurospender 3 flex	500 ml	981 450	1 ks	10 ks
	1000 ml	981 460	1 ks	10 ks
Eurospender Safety plus	500 ml	981 467	1 ks	1 ks
Eurospender 3	500 ml	980 381	1 ks	10 ks
Držiak na stenu		981 734	1 ks	2 ks
Odkvapkávacia miska pre Eurodržiak na Sterillium®		981 735	1 ks	6 ks
Držiak na fľaše na stenu	500 ml	980 333	1 ks	1 ks

Dávkovanie

Náhradná pumpička do Eurospendera 1 plus

Náhradná pumpička do Eurospendera 3000

Náhradná pumpička do Eurospendera Touchless

Predĺžená dávkovacia pumpička

Dávkovací stojan

Dávkovací stojan je vhodný na fľaše Sterillium s dlhými jednorazovými pumpičkami.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Náhradná pumpička k Eurospenderu 1 plus	350/500 ml	980 480	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 481	1 ks	1 ks
Náhradná pumpička k Eurospenderu RX5 Touchless	500 ml	981 731	1 ks	1 ks
Pumpička na fľaše	350/500 ml	981 600	1 ks	1 ks
	1 000 ml	981 602	1 ks	1 ks
Odkvapkávač k Eurospenderu 1 plus	350/500 ml	980 335	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 336	1 ks	1 ks
Predĺžená dávkovacia pumpička	350/500 ml	981 571	1 ks	1 ks
Dávkovací stojan		981 780	1 ks	1 ks

Dávkovanie

Dávkovanie

Dávkovací stojan

Dávkovací stojan je vhodný na fľaše Sterillium s dlhými jednorazovými pumpičkami.

Stojan na dávkovač dezinfekčných prípravkov na ruky



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Dávkovací stojan na 500 ml/1 000 ml fľaše BODE	135 cm výška 28 x 28 cm podstavec	981 780	1 ks	1 ks
Jednorazová pumpička (dlhá)	na 500 ml fľaše	981 602	200 ks	
	na 1 000 ml fľaše	981 603	200 ks	
Stojan na dávkovač kovový	140 cm výška 45,5 x 45,5 cm podstavec	981 076	1 ks	1 ks
Držiak plagátu s kovovým rámikom	365 x 245 x 40 mm	981 080	1 ks	1 ks

Dávkovanie

Dávkovanie



Univerzálny pištoľový rozprašovač na Bacillol AF

Dávkovacia nádoba na riedenie koncentrovaných dezinfekčných prípravkov

Dávkovacia pumpa na 5 l a 2 l kanistry

Otvárač kanistier na 5 l a 2 l kanistry

Lievik na kanistry na 5 l a 2 l kanistry

Dezinfekčné vane s objemom 3, 5, 10 a 30 litrov

	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Univerzálny pištoľový rozprašovač	500 ml	980 035	1 ks	1 ks
Dávkovacia nádoba	1 000 ml	980 033	1 ks	1 ks
Dávkovacia pumpa na kanister	20 ml dávka	980 030	1 ks	1 ks
	10 ml dávka	980 029	1 ks	1 ks
Otvárač na kanistre		980 051	1 ks	1 ks
Lievik na kanistre		980 034	1 ks	1 ks
Odmerka	250 ml	980 014	1 ks	1 ks
Dezinfekčná vaňa				
objem 3 l	300 × 200 × 110 mm	980 060	1 ks*	1 ks
objem 5 l	550 × 200 × 120 mm	980 057	1 ks*	1 ks
objem 10 l	390 × 290 × 170 mm	980 059	1 ks*	1 ks
objem 30 l	615 × 400 × 210 mm	980 061	1 ks*	1 ks
Veko na dezinfekčnú vaňu				
objem 3 l		980 052	1 ks*	1 ks
objem 5 l		980 053	1 ks*	1 ks
objem 10 l		980 062	1 ks*	1 ks
objem 30 l		980 054	1 ks*	1 ks

* dodávame iba na objednávku

Špeciálny tovar

Hodinky pre zdravotné sestry

Hodinky so sekundovou ručičkou na meranie pulzu.

Derma LiteCheck® box

Zdroj UV svetla na nácvik správneho vykonávania dezinfekcie rúk.

Dermalux® Checkbox

Zdroj UV svetla na nácvik vykonávania dezinfekcie rúk.

Kamera

Na Dermalux Checkbox.

GlowCheck

Testovacia súprava na kontrolu čistených a dezinfikovaných plôch.

Visirub koncentrát

Fluorescenčný koncentrát na kombinovanie s alkoholovými dezinfekčnými prostriedkami na ruky určený na školenie hygieny rúk.

Držiak vreckových fliaš

Na fľaše BODE 100 ml.

Desomat 800 s displejom

Elektronicky riadený zmiešavač na prípravu dezinfekčných roztokov na povrchy a nástroje. Možnosť naprogramovať 1 hlavnú a 2 vedľajšie koncentrácie v rozmedzí 0,25 až 6 %, výstraha v prípade nedostatku vody alebo koncentráту.



	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Visirub 10 ml	980 529	1 ks	20 ks
GlowCheck	980 596	1 ks	1 ks
Derma LiteCheck box	980 533	1 ks*	1 ks
Dermalux Checkbox	895 767	1 ks*	1 ks
Kamera na Dermalux Checkbox	895 834	1 ks*	1 ks
Hodinky pre zdravotné sestry	981 029	1 ks	
Držiak vreckových fliaš 100 ml	981 129	1 ks	1 000 ks
Desomat 800	895 139	1 ks	1 ks

* dodávame iba na objednávku



Inkontinencia

Inkontinencia

Inkontinencia sa netýka iba starších osôb. Môže zaskočiť **kohokoľvek bez ohľadu na vek, pohlavie či kondíciu**. Asi je však vždy spojená s pocitom obmedzenia a hanby. Našou motiváciou je **zlepšiť kvalitu života s inkontinenciou**, odstrániť nepohodlie a obavy. Preto **načúvame potrebám pacientov, zdravotníkov a ošetrovateľov** a pomôcky vyvíjame tak, aby okamžite riešili každodenné reálne problémy. Snažíme sa myslieť na všetko – či už ide o **diskrétnu balenie, spoľahlivú savosť, nenápadný tvar, komfortný materiál, alebo aktívnu ochranu pokožky**.

Produkty HARTMANN sú riešením, či už ide o príležitostný únik moču, alebo závažnú inkontinenciu.

Viac informácií aj na hartmann.sk



MoliCare Premium Lady

Vložky na ľahký únik moču špeciálne pre ženy

Vložky MoliCare Premium Lady ponúkajú spoľahlivú ochranu pri ľahkom úniku moču. Osem druhov vložiek umožňuje jednoduchý výber tej správnej veľkosti vďaka zlepšenému systému orientácie podľa kvapiek (absorpcie). MoliCare Premium Lady 1, 1,5 a 2 kvapky sú pre väčšiu diskrétnosť jednotlivito balené.

Charakteristika

MoliCare Premium Lady majú nový zlepšený povrch s aloe vera, ktorý je ešte jemnejší a plne priedušný. Pokožka sa nezaparuje a zostáva zdravá. Spoľahlivo pohltia zápach vďaka Odour Neutralizéru. Obsahujú unikátne krútené vlákno, ktoré ihneď odvedie moč do absorpčného jadra a zabraňuje jeho prenikaniu naspäť na povrch. Superabsorbent (SAP) v absorpčnom jadre ihneď premení moč na gél. Povrch je suchý s pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, a je tak antibakteriálny – eliminuje až 99,9 % baktérií.

Použitie

Pri ľahkom úniku moču. Využívajú sa tiež ako ochrana po gynekologických zákrokoch alebo ako vložky pri dočasnej inkontinencii po pôrode.



vložky	absorpcia ISO	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MoliCare Premium Lady					
MoliCare Premium Lady 0,5 kvapky 	70 ml	168 131	B59677	bal. à 28 ks	8 bal.
MoliCare Premium Lady 1 kvapka 	181 ml	168 132	B68964	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Premium Lady 1,5 kvapky 	252 ml	168 624	B53320	bal. à 14 ks	24 bal.
MoliCare Premium Lady 2 kvapky 	300 ml	168 634	B53317	bal. à 14 ks	18 bal.
MoliCare Premium Lady 3 kvapky 	504 ml	168 644	B53318	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Premium Lady 3,5 kvapky 	600 ml	168 651		bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Premium Lady 4 kvapky 	782 ml	168 684	B96403	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Premium Lady 4,5 kvapky 	951 ml	168 654	B53319	bal. à 14 ks	12 bal.

MoliCare Premium Men

Pomôcky na ľahký únik moču špeciálne pre mužov

Pomôcky MoliCare Premium Men ponúkajú spoľahlivú ochranu pri ľahkom úniku moču. Majú špeciálny tvar vhodný pre mužov. Dva druhy umožňujú jednoduchý výber tej správnej veľkosti a absorpcie vďaka zlepšenému systému orientácie podľa kvapiek.

Charakteristika

MoliCare Premium Men sú plne priedušné a spoľahlivo pohltia zápach vďaka Odour Neutralizéru. Obsahujú unikátne krútené vlákno, ktoré ihneď odvedie moč do absorpčného jadra a zabraňuje jeho prenikaniu späť na povrch. Superabsorbent (SAP) v absorpčnom jadre ihneď premení moč na gél. Povrch s pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, a je tak antibakteriálny – eliminuje až 99,9 % baktérií. Pokožka sa nezaparuje a zostáva zdravá.

Použitie

Pri ľahkom úniku moču. Využívajú sa tiež ako ochrana po urologických zákrokoch.



vložky		absorpcia ISO	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MoliCare Premium Men						
MoliCare Premium Men 2 kvapky	2	330 ml	168 600	B32773	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Premium Men 4 kvapky	4	546 ml	168 705	B68965	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Premium Men 5 kvapiek	5	852 ml	168 801		bal. à 14 ks	12 bal.

MoliCare Pad

Vložky na ľahký únik moču unisex

Vložky MoliCare Pad sú ekonomickým variantom vložiek na ľahký únik moču a ponúkajú spoľahlivú ochranu pri ľahkom úniku moču. Tri druhy vložiek umožňujú jednoduchý výber tej správnej veľkosti vďaka zlepšenému systému orientácie podľa kvapiek (absorpcie).

Charakteristika

MoliCare Pad rýchlo a spoľahlivo pohltia moč aj zápach. Obsahujú unikátne patentované krútené vlákno, ktoré ihneď odvedie moč do absorpčného jadra a zabraňuje jeho prenikaniu späť na povrch. Superabsorbent (SAP) v absorpčnom jadre ihneď premení moč na gél. Povrch s pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, a je tak antibakteriálny – eliminuje až 99,9 % baktérií. Navyše Odour Neutralizér rýchlo a spoľahlivo pohltí zápach. Po novom sú vložky plne priedušné, a tým sa pokožka nezaparuje a zostáva zdravá.

Použitie

Pri ľahkom úniku moču. Využívajú sa tiež ako ochrana po gynekologických zákrokoch alebo ako vložky pri dočasnej inkontinencii po pôrode.



vložky		absorpcia ISO	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MoliCare Pad						
MoliCare Pad 2 kvapky	2	321 ml	168 106	B87623	bal. à 30 ks	12 bal.
MoliCare Pad 3 kvapky	3	481 ml	168 107	B87625	bal. à 30 ks	6 bal.
MoliCare Pad 4 kvapky	4	865 ml	168 108	B87627	bal. à 30 ks	6 bal.

MoliCare Premium Lady a Men Pants

Špeciálne anatomicky tvarované nťahovacie nohavičky na stredný a ťažký únik moču

Nohavičky MoliCare Premium Lady a Men Pants ponúkajú spoľahlivú ochranu pri strednom a ťažkom úniku moču.

Nohavičky pre ženy majú tvar dámskej spodnej bielizne a sú absolútne diskrétné. Pánske nohavičky sú špeciálne anatomicky tvarované ako pánska spodná bielizeň, majú sivú farbu a sú taktiež absolútne diskrétné.

Charakteristika

Nohavičky majú jemný a plne priedušný povrch. Pokožka sa nezaparuje a zostáva zdravá. Dámske nohavičky majú povrch, ktorý obsahuje aloe vera pre zdravú pokožku. Nohavičky spoľahlivo pohltia zápach vďaka Odour Neutralizéru. Obsahujú unikátne krútené vlákno, ktoré ihneď odvedie moč do absorpčného jadra a zabraňuje jeho prenikaniu späť na povrch. Superabsorbent (SAP) v absorpčnom jadre ihneď premení moč na gél. Povrch je suchý s pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, a je tak antibakteriálny – eliminuje až 99,9 % baktérií.

Použitie

Pri strednom a ťažkom úniku moču, pohodlné ako spodná bielizeň, ktorú plne nahrádza.



	plienkové nohavičky	absorpcia ISO	obvod bokov	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka	
👩	MoliCare Premium Lady Pants 5 kvapiek							
	Medium	5	843 ml	80 – 120 cm	915 867	B98927	bal. à 8 ks	8 bal.
	Large	5	844 ml	100 – 150 cm	915 868	B98928	bal. à 7 ks	8 bal.
	MoliCare Premium Lady Pants 7 kvapiek							
	Medium	7	1 442 ml	80 – 120 cm	915 877	B99072	bal. à 8 ks	4 bal.
	Large	7	1 373 ml	100 – 150 cm	915 870	B99071	bal. à 7 ks	4 bal.
👨	MoliCare Premium Men Pants 5 kvapiek							
	Medium	5	850 ml	80 – 120 cm	915 817	B98925	bal. à 8 ks	4 bal.
	Large	5	850 ml	100 – 150 cm	915 818	B98926	bal. à 7 ks	4 bal.
	MoliCare Premium Men Pants 7 kvapiek							
	Medium	7	1 400 ml	80 – 120 cm	915 827	B99074	bal. à 8 ks	4 bal.
	Large	7	1 412 ml	100 – 150 cm	915 828	B99073	bal. à 7 ks	4 bal.

MoliCare Mobile

Natahovacie absorpčné nohavičky na stredný a ťažký únik moču

Natahovacie nohavičky MoliCare Mobile sa nosia a aj vyzerať ako bežná spodná bielizeň. Priedušný materiál a optimálny tvar nohavičiek zaisťujú pohodlie pre každého.

Charakteristika

Obliekajú sa ako spodná bielizeň, vyzliekanie je uľahčené roztrhnutím boku nohavičiek. Unikátne patentované krútené vlákno okamžite odvedie moč do absorpčného jadra a zabráňuje jeho spätnému prenikaniu. Superabsorbent (SAP) v absorpčnom jadre ihneď premení moč na gél. Povrch je tak suchý s vyváženým pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, je antibakteriálny a eliminuje tak až 99,9 % baktérií. Navyše Odour Neutralizér rýchlo a spoľahlivo pohltí zápach. Vďaka jemnému a elastickému materiálu sa prispôbia každej postave. Indikátor absorpcie upozorní na včasnú výmenu nohavičiek tak, že sa rozpíje.

Použitie

Pohodlné riešenie strednej a ťažkej inkontinencie. Mobilným pacientom poskytnú MoliCare Mobile najvyššie možné pohodlie. U hyperaktívnych alebo demenčných pacientov ošetrovateľský personál ocení ľahkú manipuláciu. Nohavičky dodávame v troch vyhotoveniach: zelené pre pacientov so strednou inkontinenciou, modré pre väčšiu bezpečnosť na denné nosenie a fialové so zvýšenou absorpčnou kapacitou na väčší únik moču alebo na použitie v noci.



plienkové nohavičky	farebný kód	absorpcia ISO	obvod bokov	číslo výroby	kód	fakturačná jednotka	právná jednotka
MoliCare Mobile 5 kvapiek							
Medium	zelené	1 017 ml	80 – 120 cm	915 852	B65960	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	zelené	1 198 ml	100 – 150 cm	915 853	B65961	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	zelené	1 183 ml	130 – 170 cm	915 854	B92064	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Mobile 6 kvapiek							
Extra small	modré	1 361 ml	45 – 70 cm	915 840	B70307	bal. à 14 ks	4 bal.
Small	modré	1 475 ml	60 – 90 cm	915 831	B39457	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	modré	1 662 ml	80 – 120 cm	915 832	B39458	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	modré	1 963 ml	100 – 150 cm	915 833	B39459	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	modré	2 140 ml	130 – 170 cm	915 834	B70308	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Mobile 8 kvapiek							
Medium	fialové	2 015 ml	80 – 120 cm	915 872	B70309	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	fialové	2 279 ml	100 – 150 cm	915 873	B70310	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	fialové	2 421 ml	130 – 170 cm	915 874	B92065	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Mobile 10 kvapiek							
Medium	sivé	2 626 ml	80 – 120 cm	915 878	B98303	bal. à 14 ks	3 bal.
Large	sivé	2 613 ml	100 – 150 cm	915 879	B98304	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	sivé	2 757 ml	130 – 170 cm	915 880	B98305	bal. à 14 ks	4 bal.

MoliCare Premium Elastic

Zalepovacie nohavičky s elastickými bočnými pásmi

Inovatívne zalepovacie nohavičky uľahčujú každodennú prácu ošetrovateľov. Nové riešenie problémov s ťažkým únikom moču teraz prináša produkt, ktorý je možné aplikovať jednoducho a rýchlo. Nohavičky zaisťujú pacientom príjemnejšiu každodennú starostlivosť a zlepšujú kvalitu ich života s ťažkou inkontinenciou.

Charakteristika

Nohavičky MoliCare Premium Elastic sa skvelo prispôbia tvaru tela aj pohybom vďaka bočným elastickým páskom. Tie poskytujú väčšie pohodlie pri nosení. Elastické pásy umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu aplikáciu a vďaka tomu pomáhajú znižovať fyzickú záťaž zdravotníkov aj ošetrovateľov. Oproti bežným zalepovacím nohavičkám sa čas aplikácie skraca o 20 % a námaha ošetrovateľov o 24 %. MoliCare Premium Elastic navyše zaisťujú aktívnu ochranu pokožky vďaka 3-vrstvovému absorpčnému jadrú, ktoré vďaka unikátnej technológii krúteného vlákna rýchlo odvádza moč do hlbších vrstiev jadra, a udržuje tak pokožku zdravú. Jemné materiály na povrchu pomôcok neobsahujú fólie, udržiavajú pH 5,5, a minimalizujú tak riziko podráždenia. Molekuly Odour Neutralizéru uzamknú zápach a postranné pásky zabránia bočnému pretečeniu.

Použitie

MoliCare Premium Elastic sú určené pre pacientov s ťažkým únikom moču alebo stolice. Sú vhodné pre ženy aj pre mužov. Modré balenia sú vhodné na použitie počas dňa a fialové balenia hlavne na noc. Veľmi jednoduchá a intuitívna aplikácia na profesionálne i domáce použitie.



plienkové nohavičky	farebný kód	absorpcia ISO	obvod bokov	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MoliCare Premium Elastic 6 kvapiek							
Small	modré	1 667 ml	70 – 90 cm	165 271	B98929	bal. à 30 ks	3 bal.
Medium	modré	2 159 ml	85 – 120 cm	165 272	B96384	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	modré	2 349 ml	115 – 145 cm	165 273	B96385	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra Large	modré	2 750 ml	140 – 175 cm	165 274	B96386	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Premium Elastic 8 kvapiek							
Small	fialové	2 356 ml	70 – 90 cm	165 471	B98934	bal. à 26 ks	3 bal.
Medium	fialové	3 050 ml	85 – 120 cm	165 472	B96387	bal. à 26 ks	3 bal.
Large	fialové	3 200 ml	115 – 145 cm	165 473	B96388	bal. à 24 ks	3 bal.
Extra Large	fialové	3 550 ml	140 – 175 cm	165 474	B96389	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Premium Elastic 9 kvapiek							
Small	tmavomodré	2 546 ml	70 – 90 cm	165 571	B98935	bal. à 26 ks	3 bal.
Medium	tmavomodré	3 521 ml	85 – 120 cm	165 572	B96390	bal. à 26 ks	3 bal.
Large	tmavomodré	3 856 ml	115 – 145 cm	165 573	B96391	bal. à 24 ks	3 bal.
Extra Large	tmavomodré	3 950 ml	140 – 175 cm	165 574	B98936	bal. à 14 ks	4 bal.

Ďalšie varianty absorpcii a veľkosti už čoskoro k dispozícii.

MoliCare Slip

Plienkové nohavičky na trvalý únik moču

Priedušné plienkové nohavičky MoliCare Slip s lepiacimi pásikmi pomáhajú výrazne zlepšiť kvalitu života pacientom s ťažkou inkontinenciou. Plienkové nohavičky MoliCare ponúkajú:

- spoľahlivú absorpciu – trojvrstvové savé jadro mení tekutinu na gél a plienkové nohavičky zostávajú na povrchu neustále suché,
- ochranu pokožky – ultrajemný a plne priedušný materiál v oblasti bokov umožňuje pokožke dýchať, preto sa nezaparuje a zostáva zdravá, navyše antibakteriálny povrch s pH 5,5, ktoré je neutrálne k pokožke, eliminuje až 99,9 % baktérií,
- jednoduchú manipuláciu – lepiace pásky na suchý zips je možné opakovane použiť kedykoľvek a kdekoľvek na plienke, čo zaručuje aj bezpečnú fixáciu plienky,
- pohodlné nosenie vďaka jemnému a na dotyk príjemnému materiálu, ktorý neдрáždi pokožku.

Použitie

MoliCare Slip sú určené pre pacientov s ťažkým únikom moču (nad 200 ml za 4 hod.) alebo stolice. Sú vhodné pre ženy aj pre mužov.



plienkové nohavičky	farebný kód	absorpcia ISO	obvod bokov	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MoliCare Slip extra plus							
Medium	modré	1 891 ml	90 – 120 cm	165 232	B2518A	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	modré	2 283 ml	120 – 150 cm	165 331	B2519A	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra Large	modré	2 714 ml	150 – 175 cm	165 234	B2520A	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Slip super							
Medium	červené	2 099 ml	90 – 120 cm	165 332	B2521A	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	červené	2 407 ml	120 – 150 cm	165 333	B2522A	bal. à 30 ks	3 bal.
MoliCare Slip super plus							
Medium	fialové	2 859 ml	90 – 120 cm	165 432	B81158	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	fialové	3 070 ml	120 – 150 cm	165 433	B81159	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra Large	fialové	3 591 ml	150 – 170 cm	165 434	B3659A	bal. à 14 ks	4 bal.
MoliCare Slip maxi – nepriedušné							
Small	tmavomodré	2 246 ml	60 – 90 cm	165 531	B20701	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	tmavomodré	3 494 ml	90 – 120 cm	165 532	B20702	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	tmavomodré	3 798 ml	120 – 150 cm	165 533	B20703	bal. à 14 ks	4 bal.

MoliCare Premium Fixpants

Elastické nohavičky na fixáciu inkontinenčných vložiek a vkladacích plienok

Charakteristika

Nohavičky sú vyrobené z mäkkého, vysoko kvalitného materiálu. MoliCare Premium Fixpants veľmi dobre držia tvar, sú veľmi elastické a vďaka manžetám bez švov sú aj veľmi pohodlné. Dajú sa prať v automatickej práčke pri 60 °C a môžu sa opakovane použiť.

Použitie

Nohavičky MoliCare Premium Fixpants umožňujú bezpečnú, hygienickú a pritom jednoduchú fixáciu inkontinenčných vložiek a vkladacích plienok. Sú rovnako vhodné tak pre ležiacich, ako aj pre mobilných pacientov. Sieťované fixačné nohavičky MoliCare Fixpants sú vhodné na fixáciu pôrodných vložiek Samu pre ich maximálnu priepustnosť vzduchu.



elastické sieťované nohavičky	farebný kód	obvod bokov	číslo výroby	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MoliCare Premium Fixpants						
Small	žlté	45 – 80 cm	947 795	B30642	bal. à 5 ks	60 bal.
Medium	modré	60 – 100 cm	947 796	B30644	bal. à 5 ks	40 bal.
Large	hnede	80 – 120 cm	947 797	B30645	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Large	zelené	100 – 160 cm	947 798	B30646	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Extra Large	sivé	140 – 180 cm	947 799	B30647	bal. à 5 ks	40 bal.
MoliCare Fixpants						
Medium	modré	60 – 100 cm	947 745		bal. à 100 ks	4 bal.
Large	hnede	80 – 120 cm	947 748	B28792	bal. à 3 ks	10 bal.
			947 746		bal. à 100 ks	6 bal.
Extra Large	zelené	100 – 160 cm	947 750	B28794	bal. à 3 ks	10 bal.
			947 747		bal. à 100 ks	6 bal.

MoliCare Premium Form

Vložné plienky na stredný únik moču

- Absorpčné vložné plienky.
- Savosť je označená počtom kvapiek.

Charakteristika

- Vložné plienky na stredný únik moču pre mobilných aj ležiacich pacientov.
- Povrch s vyváženým pH šetrným k pokožke.
- Obsahujú Odour Neutralizer, ktorý úplne pohltí zápach.
- Superabsorbent (SAP) v savom jadre premení moč na gél.
- Majú indikátor savosti, ktorý upozorní na včasnú výmenu nohavičiek.

Použitie

- Používajú sa spoločne s fixačnými nohavičkami MoliCare Premium Fixpants, ktoré zaisťujú ich fixáciu na tele.



vložné plienky	farebný kód	savosť ISO	rozmer	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MoliCare Premium Form 5 kvapiek							
	5	1 661 ml	62 x 30 cm	168 405	B4008A	bal. à 32 ks	4 bal.
MoliCare Premium Form 8 kvapiek							
	8	3 017 ml	69 x 31 cm	168 408	B4011A	bal. à 32 ks	4 bal.

MoliCare Bed Mat

Jednorazové podložky pod pacientov

Podložky pod pacientov so savým jadrom z celulózy.

Charakteristika

Podložka s absorpčným jadrom, ktoré tvorí niekoľko vrstiev celulózy, má vonkajšiu nepriepustnú a nekľavú fóliu. Celá plocha podložky je obalená a po obvode uzavretá netkanou textíliou.

Použitie

Ako priama podložka pod inkontinentných pacientov a ako dodatočná ochrana lôžka.

Typy produktu

MoliCare Bed Mat – je najpoužívanejším variantom medzi podložkami pre svoju spoľahlivú absorpciu. Vysoké absorpčné schopnosti sú zaistené vďaka absorpčnému jadru z celulózy, ktorého povrch je potiahnutý netkanou textíliou.



podložky pod chorých	farebný kód	absorpcia ISO	rozmer	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MoliCare Premium Bed Mat 5 kvapiek							
	5	715 ml	60 × 60 cm	161 063	B23355	bal. à 30 ks	4 bal.
	5	971 ml	60 × 90 cm	161 065	B0725A	bal. à 30 ks	1 bal.
MoliCare Premium Bed Mat 7 kvapiek							
s krídelkami	7	1 201 ml	60 × 90 cm	161 072	B0726A	bal. à 30 ks	4 bal.
MoliCare Premium Bed Mat 8 kvapiek							
	8	1 407 ml	60 × 90 cm	161 088	B1938A	bal. à 30 ks	4 bal.
MoliCare Premium Bed Mat 9 kvapiek							
	9	1 168 ml	40 × 60 cm	161 073	B0727A	bal. à 15 ks	6 bal.
	9	1 809 ml	60 × 60 cm	161 075	B0728A	bal. à 15 ks	1 bal.
	9	2 719 ml	60 × 90 cm	161 077	B0729A	bal. à 15 ks	4 bal.
	9	2 717 ml	60 × 90 cm	161 078	B1470A	bal. à 30 ks	2 bal.

MoliCare Bed Mat textilné

Prateľné podložky pod pacientov

Charakteristika

- Opakovane použiteľná textilná podložka s vysokou absorpčnou kapacitou.
- Vydrtí až 250 praní na 95 °C, vhodné aj do sušičky.
- Spodná vrstva podložiek sa nešmyka a vďaka zvrásneniu dobre drží na lôžku.
- Zachovávajú si svoj tvar vďaka pevne všitým švom.

Použitie

- Opakovane použiteľné podložky pod pacientov slúžia ako sekundárna ochrana lôžok.



podložky pod chorých	farebný kód	absorpcia ISO	rozmer	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MoliCare Premium Bed Mat textil 7 kvapiek							
so záložkami	7	1 945 ml	75 × 85 cm	155 012	B3428A	1 ks	25 bal.
	7	2 273 ml	85 × 90 cm	155 010	B3429A	1 ks	25 bal.

MoliCare Bed Mat Eco

Ekologické podložky pod pacientov

Charakteristika

Jednorazové podložky z recyklovaného vrstveného papiera.

Použitie

Slúžia ako sekundárna ochrana lôžok pri strednej a ťažkej inkontinencii.



podložky pod chorých	farebný kód	absorpcia ISO	rozmer	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
MoliCare Bed Mat Eco 5 kvapiek	5	1 198 ml	60 × 90 cm	159 002	B1136A	bal. à 100 ks	1 bal.
MoliCare Bed Mat Eco 9 kvapiek	9	2 180 ml	60 × 90 cm	159 006	B91396	bal. à 50 ks	1 bal.

Samu

Pôrodné vložky

Pôrodné vložky bez fólie s absorpčným jadrom z celulózy.

Charakteristika

Pôrodné vložky Samu zaisťujú vďaka vysoko priedušnému materiálu optimálny prísun vzduchu k pokožke, a tým znižujú riziko vzniku infekcie. Použitie týchto špeciálnych vložiek po pôrode je oveľa vhodnejšie, pretože nemajú nepriedušnú fóliu ani lepiacu pásku. Ideálne na použitie s fixačnými nohavičkami MoliCare Fixpants.



	rozmer	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Samu – vložky pôrodné	6,5 x 22 cm	716 221	bal. à 20 ks	30 bal.
Samu Sterilné – vložky pôrodné	10,5 x 33 cm	716 414	bal. à 15 ks	10 bal.
Vložky pôrodné	7 x 20 cm	455 221	bal. à 700 ks	1 kartón

MoliCare Skin

Starostlivosť o zrelú a citlivú pokožku – čistenie pokožky

Čistiaca pena

Čistiaca pena na rýchle a šetrné čistenie bez použitia mydla a vody silno znečistených partií pokožky pri (stolicovej) inkontinencii. Spoľahlivo chráni pokožku pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, a udržuje ju tak zdravšiu. Účinne neutralizuje pachy, príjemne a sviežo vonia.

Umyvácia emulzia

Umyvácia emulzia na jemné čistenie zrelej a citlivej pokožky. Dodáva pokožke vlhkosť vďaka pantenolu a obsahuje látky neutralizujúce zápach.

Ošetrujúca prírasda do kúpeľa

Ošetrujúca prírasda do kúpeľa na jemné čistenie zrelej a citlivej pokožky. Dodáva pokožke vlhkosť vďaka pantenolu a obsahuje látky neutralizujúce zápach.

Čiapka so šampónom a kondicionérom

Na pohodlné čistenie vlasov najmä pre pacientov upútaných na lôžko. Bez nutnosti použitia vody.

Šampón

Ošetrojúci šampón na umývanie vlasov na suchej a citlivej pokožke hlavy.

Vlhčené obrúsky 3v1

Čistia, chránia a zvlhčujú pokožku na lepšie udržanie prirodzene kyslého ochranného pláštka pokožky. S harmančekovým extraktom bez obsahu alkoholu.

Vlhké ošetrojúce utierky

Vlhké ošetrojúce obrúsky na rýchle a šetrné čistenie intimných partií bez použitia mydla a vody pri inkontinencii. Účinne neutralizujú pachy. Príjemne a sviežo voňajú.

Navlhčené umývacie špongie

Navlhčené umývacie špongie na rýchle a ultrajemné čistenie celého tela osoby na lôžku bez použitia mydla a vody. Špeciálne zloženie vyvinuté na zrelú, citlivú alebo namáhanú pokožku.



účinná starostlivosť o podráždenú pokožku	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Čistiaca pena	bal. à 400 ml	995 029	1 ks	12 ks
Umyvácia emulzia	bal. à 500 ml	995 027	1 ks	12 ks
Ošetrujúca prírasda do kúpeľa	bal. à 500 ml	995 028	1 ks	12 ks
Čiapka so šampónom a kondicionérom	bal. à 1 ks	995 077	1 ks	30 ks
Šampón	bal. à 500 ml	995 030	1 ks	12 ks
Vlhčené obrúsky 3v1	bal. à 50 ks	995 096	1 ks	12 ks
Vlhké ošetrojúce utierky	bal. à 50 ks	995 082	1 ks	12 bal.
Navlhčené umývacie špongie	bal. à 8 ks	995 083	1 ks	24 bal.

MoliCare Skin

Starostlivosť o zrelú a citlivú pokožku – starostlivosť o pokožku

Telové mlieko

Telové mlieko na starostlivosť o zrelú a citlivú pokožku. Vďaka kreatínu podporuje prirodzené mechanizmy ochrany pokožky.

Krém na ruky

Krém na ruky ošetruje namáhané a vysušené ruky. Svojím zložením vracia pokožke vlhkosť a elasticitu. Rýchlo sa vstrebáva a nezanecháva mastný film na pokožke.

Ošetrojúci olej

Intenzívne ošetruje suché a popraskané časti pokožky. Obsahuje vysoko účinné prírodné oleje, ochranný vitamín E. Lahko sa rozotiera.

Masážny gél

Masážny gél obsahuje mentol, ktorý podporuje prekrvenie pokožky a jej látkovú výmenu. Je určený na masáže a natieranie krku, chrbta, rúk a nôh. Má upokojujúci účinok a zmiernuje svalové napätie. Rýchlo sa vstrebáva.



účinná starostlivosť o podráždenú pokožku	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Telové mlieko	bal. à 500 ml	995 032	1 ks	12 ks
Krém na ruky	bal. à 200 ml	995 033	1 ks	12 ks
Ošetrojúci olej	bal. à 500 ml	995 034	1 ks	12 ks
Masážny gél	bal. à 200 ml	995 031	1 ks	12 ks

MoliCare Skin

Starostlivosť o namáhanú a zrelú pokožku – ochrana pokožky

Ochranný krém so zinkom

Ochranný krém so zinkom chráni pokožku v intímnej oblasti, kde je vystavená pôsobeniu agresívnych látok v moči a stolici a tlaku. Obsahuje zinok, ktorý chráni pokožku pred infekciami. Na pokožku sa nanáša v tenkej vrstve.

Ochranná pena na pokožku

Ochranná pena na pokožku je účinná ochrana pokožky v intímnej oblasti zaťažovanej inkontinenciou pred agresívnymi látkami obsiahnutými v moči a v stolici. Vysoko účinná vďaka pantenolu a močovine (urea 5 %). Prijemne ľahká pena, ktorá sa ľahko rozotiera a pôsobí ako prevencia proti preležaninám na namáhaných miestach.

Ochranný olej v spreji

Ochranný olej v spreji chráni zrelú pokožku pred vonkajšími vplyvmi. Účinné prírodné látky pantenolu a mandľového oleja podporujú regeneráciu pokožky a dodávajú jej pružnosť. Jednoducho sa nastrieka na pokožku a ľahko sa rozotiera.



účinná starostlivosť o podráždenú pokožku	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Ochranný olej v spreji	bal. à 200 ml	995 036	1 ks	12 ks
Ochranný krém so zinkom	bal. à 200 ml	995 035	1 ks	12 ks
Ochranná pena na pokožku	bal. à 100 ml	995 037	1 ks	12 ks

ValaClean

Jednorazové vrecká a utierky

Jednorazové umývacie vrecká

Vyrobené z mäkkého netkaného textilu, mokré sa netrhajú. Vďaka zaoblenému otvoru sa ľahko navliekajú.

ValaClean basic

Jemný netkaný textil.

ValaClean soft

Ultra jemný netkaný textil, vysoká absorpcia.

ValaClean film

Netkaná textília s fóliou vo vnútri na lepšiu ochranu ošetrovateľa.

Jednorazové utierky

ValaClean roll

Jednorazové utierky z netkaného textilu v praktických kotúčoch, zvýšená absorpčná kapacita.

ValaClean box

Zásobník na jednorazové utierky na pripevnenie na stenu. Chráni utierky ValaClean roll pred znečistením.



jednorazové umývacie vrecká a utierky	model	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
ValaClean					
jednorazové umývacie vrecká	basic	16,5 × 23,5 cm	992 245	bal. à 50 ks	40 bal.
	soft	15,5 × 22,5 cm	992 242	bal. à 50 ks	20 bal.
	film	16 × 26 cm	992 243	bal. à 50 ks	28 bal.
jednorazové utierky	roll	22 × 30 cm	992 251	1 kotúč (=175 ks)	18 ks
ValaClean box	zásobník		996 858	1 ks	1 ks

ValaFit

Jednorazové podbradníky

Jednorazové ochranné podbradníky na zachytenie zvyškov potravy a tekutín, určené na ochranu bielizne a posteľných obliečok. Nepremokavé, extrémne absorpčné.

ValaFit band

Z netkanej textílie s integrovanou fóliou, s okrúhlym výstrihom, na uviazanie.

ValaFit tape

Z netkanej textílie s ochrannou fóliovou vrstvou, s funkčným vreckom, okrúhlym výstrihom a fixačnými lepiacimi okrajmi.



	model	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
ValaFit ochranné podbradníky	band	38 x 70 cm	992 252	bal. à 100 ks	6 bal.
	tape	38 x 75 cm	992 253	bal. à 100 ks	6 bal.
	obrúsky eco	36 x 36 cm	992 340	bal. à 50 ks	20 bal.

ValaProtect

Jednorazové podložky pod pacienta

Nepriepustné ochranné podložky pod pacienta. Chránia pred znečistením postel'ných obliečok a vyšetrovacieho lôžka. Zabraňujú prenosu infekcie.

ValaProtect basic

Vrstva netkanej textilie ihneď vstrebáva vlhkosť. Nepriepustná fólia na spodnej strane.

ValaProtect special

Z absorpčnej dvojrstvovej netkanej textilie s fóliou na spodnej strane. Vlhosť sa hneď vstrebáva. Veľmi odolné vďaka zosilneným vláknam. S ochranou proti premočeniu.



	model	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
ValaProtect ochranné podložky	basic	38 × 40 cm	992 226	bal. à 250 ks	8 bal.
		80 × 140 cm	992 227	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 175 cm	992 228	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 210 cm	992 229	bal. à 100 ks	1 bal.
	special	80 × 175 cm	992 238	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 210 cm	992 239	bal. à 100 ks	1 bal.
	special eco	80 × 175 cm	992 258	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 × 210 cm	992 259	bal. à 100 ks	1 bal.

ValaComfort

Jednorazové utierky, prikrývky a vankúše

Špeciálna séria jednorazových hygienických produktov (utierky, deky a vankúše).

ValaComfort net

Viacúčelové utierky zo sieťovanej štruktúrovanej netkanej textílie. Veľmi jemné a absorpčné, mokré sa netrhajú.

ValaComfort multi

Viacúčelové utierky z pevnej netkanej textílie. Pevné, absorpčné, neuvolňujú vlákna.

ValaComfort blanket

Prikrývka z netkaného polyesteru, príjemná na dotyk, prepúšťa vzduch i vlhkosť, čím vyrovnáva teplotu. Je veľmi ľahká – 480 g.

ValaComfort pillow

Vankúše s povlakom z netkaného textilu a jemnou náplňou z polyesteru. Veľmi ľahké a vzdušné.

ValaComfort zástera

Ochranná igelitová zástera na ochranu oblečenia personálu.



jednorazové utierky, masky, deky a vankúše	model	veľkosť	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
ValaComfort					
viacúčelové utierky	multi	30 × 32 cm	992 335	bal. à 50 ks	24 bal.
viacúčelové utierky	net	35 × 38 cm	992 330	bal. à 100 ks	12 bal.
deky	blanket	135 × 195 cm	992 332	bal. à 1 ks	12 ks
vankúše	pillow	40 × 50 cm	992 333	bal. à 4 ks	5 bal.
zástera	apron	70 × 125 cm	992 336	bal. à 100 ks	10 bal.

Doplňujúci sortiment

Ďalšie produkty, ktoré uľahčujú starostlivosť o inkontinentného alebo imobilného pacienta

Drevené ústne lyžičky

Vhodné na vyšetrovacie metódy, na liečebné aplikácie i na prípravu ďalších materiálov.

Pagavit

Vatové tyčinky obohatené glycerínom a ochutené prírodným citrónovým extraktom spolu s 0,1 % natriumbenzoátom podporujú tvorbu slín, a tým i čistiaci proces v dutine ústnej, napr. u pacientov v bezvedomí.

Peha-fresh

Osviežovač vzduchu, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy. Vhodný na používanie v priestoroch, kde sú pacienti s inkontinenciou.

SicSac

Praktické vrecká s pevnou kruhovou hranou pre prípad nevoľnosti.



drevené ústne lyžičky, vatové tyčinky, osviežovač vzduchu	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Lyžičky ústne drevené nesterilné		968 900	bal. à 100 ks	50 bal.
Pagavit vatové tyčinky zatavené po 3 kusoch		999 581	bal. à 25× 3 ks	8 bal.
Peha-fresh osviežovač vzduchu plechovka – sprej	400 ml	995 705	bal. à 1 ks	12 ks
Tyčinky vatové nesterilné, drevené, s vatovou hlavičkou	15 cm	967 936	bal. à 100 ks	200 bal.
nesterilné, z polypropylénu, s veľkou vatovou hlavičkou	14 cm	967 939	bal. à 50 ks	20 bal.
SicSac	Ø11 cm	999 586	bal. à 50 ks	6 bal.

Krása a zdravie



Krása a zdravie

Každý deň túžime **cítiť sa pohodlne a sebaisto**, starať sa o svoje telo tými **najkvalitnejšími produktami** a to najlepšie dopriavať aj svojim blízkym. Preto prinášame produkty značky **Bel pre vašu čistú a žiarivú pleť. Bel Baby na suchú a hebkú pokožku vášho dieťatka a Ria na maximálne pohodlie počas menštruácie i mimo nej.**



Detská hygiena Fixies

Jednorazové detské plienky

Detské plienky Fixies majú pružné boky, ktoré sa prispôbia detskému zadočku. Absorpčné jadro plienky spoľahlivo zadržuje tekutinu, a zabraňuje tak podráždeniu citlivej detskej pokožky. Navyše sú plienky Fixies mimoriadne mäkké, nespôsobujú alergické reakcie a sú dermatologicky testované.



detské plienky	veľkosť	číslo výrobu	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Fixies – Maxi	7 – 18 kg	913 034 3	B35717	bal. à 48 ks	3 bal.
Fixies – Junior	11 – 25 kg	913 034 5	B35719	bal. à 40 ks	3 bal.

Detská hygiena Bel baby

Bel baby prsné vložky

Prsné vložky Bel baby sú mimoriadne mäkké a vysoko savé vďaka absorpčnému jadrú z buničiny. Anatomicky tvarované s lepiacim pásiikom na zabránenie posunutia a na optimálny komfort pri nosení. Priedušná vonkajšia vrstva chráni oblečenie pred vlhkosťou a zašpinením. Dermatologicky potvrdené.

Bel baby detské vatové tyčinky

Zaručujú bezpečný spôsob čistenia detského ucha. Vatová guľôčka na konci tyčinky zabráni vniknutiu tyčinky hlbšie do zvukovodu. Vďaka obsahu aloe vera a provitamínu B5 poskytujú Bel baby detské vatové tyčinky šetrnú a ohľaduplnú starostlivosť. Tyčinka i škatuľka sú vyrobené z papiera, celý výrobok je tak šetrnejší k životnému prostrediu. Tyčinky nezavádzajte hlbšie do zvukovodu.



	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Bel baby prsné vložky		491 191	bal. à 30 ks	12 bal.
Bel baby vatové tyčinky		187 281	bal. à 60 ks	16 bal.

Dámska hygiena Ria

Dámske vložky

Ria Classic

Dámske vložky Ria Classic s jemným povrchom z netkaného textilu poskytujú maximálnu istotu pri nosení. Bočné drážky spoľahlivo odvádzajú tekutinu do jadra vložky. Extra absorpčné jadro zaručuje maximálny pocit bezpečia.

Ria Ultra

Ultratenké dámske vložky Ria Ultra zaistia každej žene pohodlie, maximálnu istotu a šetrnú starostlivosť. Vďaka unikátnemu savému jadrú, ktoré premeni tekutinu na gél, zaistia dokonalú absorpciu a tekutinu nikdy neprepustia. Variant Odour Neutraliser navyše disponuje schopnosťou pohlcovať zápach, a zaručí tak maximálnu diskretnosť.



	variant	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Ria Classic klasické vložky	Normal	710 510	bal. à 10 ks	36 bal.
	Normal Plus	710 521	bal. à 10 ks	24 bal.
	Night	710 522	bal. à 9 ks	24 bal.
Ria Ultra ultratenké vložky	Normal	713 112	bal. à 11 ks	24 bal.
	Normal Plus	713 110	bal. à 10 ks	24 bal.
	Normal Plus Waterlily	713 119	bal. à 10 ks	24 bal.
	Normal Plus Odour Neutraliser	713 101	bal. à 10 ks	24 bal.
	Super Plus	713 109	bal. à 9 ks	24 bal.
	Night	713 120	bal. à 8 ks	24 bal.
	Normal Duopack	713 421	bal. à 22 ks	12 bal.
	Normal Plus Duopack	713 422	bal. à 20 ks	12 bal.
	Normal Plus Waterlily Duopack	713 423	bal. à 20 ks	12 bal.
	Normal Plus Odour Neutraliser Duopack	713 430	bal. à 20 ks	12 bal.
	Super Plus Duopack	713 424	bal. à 18 ks	12 bal.
Night Duopack	713 427	bal. à 16 ks	12 bal.	

Dámska hygiena Ria

Slipové vložky, tampóny

Ria Slip

Klasické slipové vložky Ria Slip s jemným povrchom s obláčikovou razbou na každodennú spoľahlivú a diskrétnu ochranu bielizne.

Ria tampóny

Tampóny Ria sú istou a spoľahlivou ochranou počas celej menštruácie. Úzka, zaoblená špička a hladký povrch umožňujú jednoduchú aplikáciu a odstránenie tampónu. Pomocou 7 drážok sa tampón rovnomerne rozširuje a optimálne prispôsobuje telu. Vďaka otváraniu twist & open sa navyše veľmi rýchlo a ľahko rozbaľujú.

Ria tampóny Sport

Navrhnuté na šport. Vďaka špeciálnym ochranným drážkam sa dokonale prispôbia telu a ochrania pred pretečením aj pri zvýšenej záťaži.

Ria tampóny Organic

Tampóny sú vyrobené zo 100 % biobavlny pochádzajúcej z certifikovaného ekologického poľnohospodárstva. Vďaka tomu sú šetrnejšie k telu aj k prírode.



	variant	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Ria Slip slipové vložky	Normal	722 634	bal. à 25 ks	21 bal.
	Normal	722 631	bal. à 50 ks	14 bal.
	Deo	722 635	bal. à 25 ks	21 bal.
	Deo	722 632	bal. à 50 ks	14 bal.
	Air	722 636	bal. à 25 ks	21 bal.
	Air	722 630	bal. à 50 ks	14 bal.
Ria tampóny menštruačné tampóny	Mini Comfort	709 116	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal Comfort	709 400	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal	709 216	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal	709 014	bal. à 32 ks	12 bal.
	Super	709 316	bal. à 16 ks	30 bal.
	Super	709 015	bal. à 32 ks	12 bal.
	Super Plus	709 016	bal. à 16 ks	14 bal.
Ria tampóny Sport menštruačné tampóny	Normal	709 135	bal. à 16 ks	30 bal.
	Super	709 233	bal. à 16 ks	30 bal.
Ria tampóny Organic	Normal	709 500	bal. à 16 ks	20 bal.
	Super	709 600	bal. à 16 ks	20 bal.

Vata a vatové výrobky Bel

Bel premium vlhké odličovacie obrúsky, 25 ks

Jemné prémiové kozmetické obrúsky Bel čistia pokožku tváre jemne a dôkladne. Odstránia aj vodoodolný (očný) mejkap. Bez alkoholu*, pH neutrálne, dermatologicky aj oftalmologicky potvrdené. Obohatené o výťažok z uhorky. Ideálne na cesty. Biologicky odbúrateľný obrúsok zo 100 % viskózy. *Etanol

Bel premium vlhčené odličovacie tampóny s morskými minerálmi a aloe vera

Vlhčené odličovacie tampóny sú vatové tampóny napustené micelárnou vodou vhodnou na rýchle a ľahké čistenie a odličenie očí, pleti tváre a dekoltu. Micelárna voda odličí dokonca aj vodoodolný (očný) mejkap. Dermatologicky aj oftalmologicky potvrdené. Variant obohatený o aloe vera alebo o morské minerály. Biologicky odbúrateľný vatový tampón.

Bel premium vatové tampóny s odlakovačom

Jemné vatové tampóny napustené odlakovačom s vôňou citrusov, bez acetónu, s prídavkom vitamínu E, šetrné k pokožke aj nechtovej kožke. Odlakovanie nechtov je tak bez nepríjemného zápachu. Dermatologicky potvrdené. Tampónik zo 100 % bavlny.



	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Bel premium vlhké kozmetické obrúsky	916 294	bal. à 25 ks	20 bal.
Bel premium vlhké odličovacie tampóny			
s aloe vera	918 987	bal. à 30 ks	6 bal.
s morskými minerálmi	918 988	bal. à 30 ks	6 bal.
Bel premium vlhké odličovacie tampóny	918 984	bal. à 30 ks	36 bal.

Vata a vatové výrobky Bel

Bel cosmetic odličovacie tampóny

Vďaka obsahu **mikrovlákna** dôkladne čistia pleť do hĺbky. Majú jemný a hladký povrch. Dobre absorbujú kozmetické prípravky a neuvolňujú vlákna. Ideálne na každodenné odličenie a čistenie všetkých typov pleti.



Bel premium odličovacie tampóny

Vďaka obsahu mikrovlákna dôkladne čistia pleť do hĺbky. Navyše obsahujú ochranné prísady aloe vera a pantenol, ktoré upokojujú pokožku. Ideálne na každodenné odličenie a čistenie všetkých typov pleti.



Bel nature odličovacie tampóny

Vyrobené zo 100 % certifikovanej bio bavlny, pri ich výrobe sa nepoužívajú žiadne chemikálie. Vďaka tomu sú vhodné i na veľmi citlivú pokožku.



HARTMANN odličovacie tampóny

Vyrobené zo 100 % bavlny. Tampón s jednostrannou razbou a obšitím. V ponuke v troch farebných variantoch.

Bel cosmetic a Bel premium vatové tyčinky

Na každodennú hygienu a ošetrovanie. Jemná štruktúra vaty s mikrovláknom umožňuje šetrnú starostlivosť, dlhé vlákna bavlny zaisťujú pevné namotanie dostatočného množstva vaty na tyčinku. Plastové tyčinky sú pružné a odolávajú tlaku, takže sa nelámu a zaručujú bezpečné používanie. Vatové tyčinky Bel premium navyše obsahujú ošetrujúce prísady aloe vera a provitamin B5.



Bel nature vatové tyčinky

Majú vatové hlavičky zo 100 % certifikovanej bio bavlny. Jednotlivé tyčinky sú z papiera, ktorý nezafažuje životné prostredie. Sú ideálne na denné použitie.


Obväzová vata skladaná

Patrí už k tradičným výrobkom HARTMANN. Jemná obväzová vata v ponuke v troch veľkostiach balenia: 50 g, 100 g a 200 g.

	veľkosť	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Bel cosmetic odličovacie tampóny	okružle	918 514	bal. à 70 ks	60 bal.
	okružle	918 515	bal. à 35 ks	21 bal.
Bel premium odličovacie tampóny	okružle	918 593	bal. à 75 ks	14 bal.
	oválne	918 594	bal. à 45 ks	12 bal.
Bel nature odličovacie tampóny	okružle	918 481	bal. à 70 ks	20 bal.
HARTMANN odličovacie tampóny	okružle	703 349	bal. à 80 ks	36 bal.
Bel cosmetic vatové tyčinky	v škatuľke	187 622	bal. à 200 ks	30 bal.
	vo vrecúšku	187 610	bal. à 160 ks	42 bal.
Bel premium vatové tyčinky	v škatuľke	187 000	bal. à 300 ks	24 bal.
	v škatuľke	187 612	bal. à 160 ks	24 bal.
Bel nature vatové tyčinky	v škatuľke	187 521	bal. à 200 ks	24 bal.
Vata obväzová skladaná (55 % bavlny, 45 % viskózy)	50 g	110 232	1 bal.	28 bal.
	100 g	110 233	1 bal.	28 bal.
	200 g	110 235	1 bal.	30 bal.

Ostatné

Ostatné



Pravidelné sledovanie zdravotného stavu je dôležitou súčasťou **zodpovednej starostlivosti o zdravie**.

Rad produktov **domácej diagnostiky Veroval** umožňuje **monitoring zdravotného stavu** pohodlne **v domácom prostredí**, a zaisťuje tak účinnú alternatívu prevencie a **včasnej indikácie prípadného zdravotného problému** či závažného ochorenia. Viac na veroval.sk.

Portfólio HARTMANN dopĺňajú tiež kvalitné **stomické pomôcky Dansac**.



Tlakomery Veroval®

Domáca diagnostika

Veroval® ramenný tlakomer s EKG

Kombinovaný prístroj 2-v-1: na kontrolu srdcového rytmu a meranie krvného tlaku

- Mobilná kontrola srdcového rytmu (EKG), krvného tlaku a tepovej frekvencie.
- Automatické vyhodnotenie srdcového rytmu pomocou prehľadných ikon.
- Správa a jednoduché zdieľanie nameraných hodnôt vr. záznamu EKG pomocou mobilnej aplikácie alebo softvéru Veroval® medi.connect.
- Záznam srdcového rytmu za 30 sekúnd.
- Univerzálna manžeta Secure fit s ergonomickým tvarom a vizuálnou kontrolou správneho nasadenia (na obvod ramena 22 – 42 cm).
- Technológia Comfort Air odhadne na začiatku merania približnú hodnotu systolického tlaku a podľa neho natlakuje manžetu len na nevyhnutne nutnú úroveň. Nedochoádza tak k nepríjemnému pretlakovávaniu manžety.
- Kapacita pamäte 2x 64 meraní (režim pre 2 používateľov).
- Prepojenie s mobilným zariadením pomocou Bluetooth a s PC prostredníctvom USB Bluetooth®.
- Predĺžená záruka 5 rokov.



domáca diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroval tlakomer s EKG	925 347	bal. à 1 ks	4 bal.

Tlakomery Veroval®

Domácia diagnostika

Veroval® duo control

Ramenný tlakomer na meranie

krvného tlaku i pri poruchách srdcového rytmu

- Patentovaná technológia DUO SENSOR kombinujúca dve metódy merania (oscilometrickú a Korotkovovu – posluchoвую).
- Klinicky validovaný tlakomer vhodný aj na profesionálne využitie.
- Veľký podsvietený displej, zvuková signalizácia, jednoduché ovládanie.
- Zistí a upozorní na prípadné poruchy srdcového rytmu.
- Technológia Comfort Air odhadne na začiatku merania približnú hodnotu systolického tlaku a podľa neho natlakuje manžetu len na nevyhnutne nutnú úroveň. Nedochoádza tak k nepríjemnému pretlakovávaniu manžety.
- Manžeta Secure fit s ergonomickým tvarom a vizuálnou kontrolou správneho nasadenia v dvoch veľkostiach:
 - manžeta veľ. M na obvod paže 22 – 32 cm,
 - manžeta veľ. L na obvod paže 32 – 42 cm.
- Indikátor odpočinkovej polohy a správnej teploty okolia.
- Kapacita pamäte 2x 100 meraní (režim pre 2 používateľov + režim HOST).
- Súčasťou balenia je USB kábel na prenos údajov do softvéru Veroval® medi.connect.
- Správa a jednoduché zdieľanie nameraných hodnôt pomocou softvéru Veroval® medi.connect.
- Predĺžená záruka 5 rokov.



domácia diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroval duo control s manžetou M (22 – 32 cm)	925 504	bal. à 1 ks	4 bal.
Veroval duo control s manžetou L (32 – 42 cm)	925 524	bal. à 1 ks	4 bal.
Darčkové balenie Veroval duo control	703 494	bal. à 1 ks	4 bal.
Veroval duo control + manžety veľ. M i L + sieťový adaptér			

príslušenstvo k tlakomerom Veroval	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroval duo control adaptabilná manžeta M (22 – 32 cm)	925 531	bal. à 1 ks	10 bal.
Veroval duo control adaptabilná manžeta L (32 – 42 cm)	925 532	bal. à 1 ks	10 bal.
Sieťový adaptér na tlakomer Veroval duo control	925 391	bal. à 1 ks	30 bal.

Tlakomery Veroval®

Domáca diagnostika

Veroval® compact + connect ramenný tlakomer

Odporúčané na klinické aj domáce použitie

- Indikátor poruchy srdcového rytmu vrátane fibrilácie predsiení (AFib).
- Vysoká presnosť merania vďaka expertnému trojfázovému meraniu.
- Správa a zdieľanie nameraných hodnôt pomocou mobilnej aplikácie Veroval® medi.connect.
- Vysoká presnosť merania, certifikované.
- Jednoduché a intuitívne ovládanie.
- Pamäť pre 2 používateľov.
- Indikátor správne nasadenej manžety a pokojovej polohy.
- Farebný indikátor na ľahšiu kategorizáciu výsledkov meraní.
- Klinicky validované, v súlade s odporúčaniami ESH a DHS.
- Technológia Comfort Air odhadne na začiatku merania približnú hodnotu systolického tlaku a podľa neho natlakuje manžetu len na nevyhnutne nutnú úroveň. Nedochoádza tak k nepríjemnému pretlakovávaniu manžety.
- Predĺžená záruka 3 roky.

Veroval® compact + connect zápästný tlakomer

Odporúčané na klinické aj domáce použitie

- Indikátor poruchy srdcového rytmu.
- Vysoká presnosť merania vďaka expertnému trojfázovému meraniu.
- Správa a zdieľanie nameraných hodnôt pomocou mobilnej aplikácie Veroval® medi.connect.
- Vysoká presnosť merania, certifikované.
- Jednoduché a intuitívne ovládanie.
- V praktickom puzdre na ľahkú prenositeľnosť.
- Pamäť pre 2 používateľov.
- Farebný indikátor na ľahšiu kategorizáciu výsledkov merania.
- Klinicky validované, v súlade s odporúčaním ESH.
- Predĺžená záruka 3 roky.



domáca diagnostika Veroval	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroval compact + connect ramenný tlakomer	925 104	bal. à 1 ks	8 bal.
Veroval compact + connect ramenný tlakomer s adaptérom	390 088	bal. à 1 ks	5 bal.
Veroval compact + connect zápästný tlakomer	925 204	bal. à 1 ks	8 bal.

Tlakomery Veroval®

Domáca diagnostika

Veroval® zápäšný tlakomer

Tlakomer na meranie krvného tlaku na zápästie

- Meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie.
- Zistí a upozorní na poruchy srdcového rytmu.
- Veľký displej.
- Manžeta na obvod zápästia 12,5 – 21 cm.
- Optická kontrola správnej polohy paže na presne namerané hodnoty.
- Režim zobrazenia priemerných hodnôt, ranných či večerných, za posledných 7 dní.
- Kapacita pamäte 2x 100 meraní (režim pre 2 používateľov).
- Súčasťou balenia je USB kábel na prenos údajov do softvéru medi.connect.
- Predĺžená záruka 5 rokov.



domáca diagnostika Veroval

číslo
výrobkufakturačná
jednotkaprepravná
jednotka

Veroval zápäšný tlakomer

925 324

bal. à 1 ks

4 bal.

Tlakomery Veroval®

Domáca diagnostika

Veroval® compact

Tlakomer na meranie krvného tlaku na ramene

- Plnoautomatický ramenný tlakomer.
- Zistí a upozorní na poruchy srdcového rytmu.
- Veľký displej a tlačidlá na ovládanie.
- Univerzálna manžeta na obvod ramena 22 – 42 cm.
- Režim zobrazenia priemerných hodnôt, ranných či večerných, za posledných 7 dní.
- Kapacita pamäte 2x 100 meraní (režim pre 2 používateľov).
- Indikátor správne nasadenej manžety.
- Záruka 3 roky.



domáca diagnostika Veroval

Veroval compact

číslo
výrobku

925 423

fakturačná
jednotka

bal. à 1 ks

prepravná
jednotka

4 bal.

Teplomery Veroval®

Infračervené teplomery

Veroval® horúčka

Infračervený dotykový teplomer 2v1

- Dve možnosti spôsobu merania teploty – na čele a v uchu.
- Výsledok – za 1 sekundu v uchu a za 3 sekundy na čele.
- Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom + tlačidlo na boku na prepínanie režimu merania.
- Ukladá do pamäte posledných 10 nameraných hodnôt.
- Akustický (možno vypnúť) a optický signál pri začiatku i konci merania.
- Súprava ochranných krytov na hygienické meranie (10 kusov v balení).
- Životnosť batérií – kapacita min. 1 000 meraní.
- Ochranné puzdro proti rozbitiu.
- Záruka 3 roky.



infračervené teplomery	číslo výroby	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroval infračervený dotykový teplomer	925 463	bal. à 1 ks	4 bal.
Veroval súprava ochranných krytov (2x 10 ks)	925 482	bal. à 20 ks	10 bal.

Teplomery Veroval®

Infračervené teplomery

Veroval® baby

Infračervený dotykový teplomer 3v1

- Bezdotykové meranie teploty na čele v 3 sekundách.
- Meria teplotu ľudského tela, predmetov (napr. dojčenské fľaše) aj okolie (napr. detskej izby).
- Ovládanie jedným tlačidlom.
- Ukladá do pamäte posledných 10 nameraných hodnôt.
- Optický alarm pri horúčke – bez zvukového znamenia.
- Ochranné puzdro proti rozbitiu.
- Kapacita batérií min. 1 000 meraní.
- Predĺžená záruka 5 rokov.



infračervené teplomery	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Veroval baby červený	925 123	bal. à 1 ks	16 bal.
Veroval baby modrý	925 133	bal. à 1 ks	16 bal.
Veroval baby strieborný	925 073	bal. à 1 ks	4 bal.

Teplomery Thermoval®

Digitálne teplomery

Thermoval® kids flex

Digitálny teplomer s pružnou špičkou a ergonomickým tvarom

- Meranie v ústach a podpazuší.
- Meranie teploty v desiatkach sekúnd vďaka 10 s high speed technology.
- Veľký displej.
- Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty.
- Po 7 minútach sa automaticky vypne.
- Batérie so životnosťou 4 000 meraní.
- Odolný proti pádu.
- Vodoodolný.
- Záruka 3 roky.

Thermoval® kids

Digitálny teplomer s detským dizajnom

- Dostať v dvoch farebných variantoch.
- Meranie teploty v desiatkach sekúnd vďaka 10 s high speed technology.
- Extra veľký displej.
- Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty.
- Po 7 minútach sa sám automaticky vypne.
- Batérie so životnosťou 4 000 meraní.
- Odolný proti pádu.
- Vodoodolný.
- Záruka 3 roky.



digitálne teplomery	číslo výrobu	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Thermoval kids flex	925 053	bal. à 1 ks	48 bal.
Thermoval kids	925 043	bal. à 1 ks	48 bal.

Teplomery Thermoval®

Digitálne teplomery

Thermoval® rapid

Digitálny teplomer na rýchle meranie

- Meranie teploty v desiatkach sekúnd pomocou 10 s high speed technology.
- Veľký displej.
- Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty.
- Po 7 minútach sa sám automaticky vypne.
- Batérie so životnosťou 4 000 meraní.
- Odolný proti pádu.
- Vodoodolný.
- Záruka 3 roky.

Thermoval® standard

Digitálny teplomer s akustickým signálom na začiatku a na konci merania

- Rýchlosť merania 60 – 90 sekúnd.
- Veľký displej.
- Pamäť na uchovanie poslednej nameranej hodnoty.
- Po 9 minútach sa sám automaticky vypne.
- Batérie so životnosťou 3 000 meraní.
- Odolný proti pádu.
- Vodoodolný.
- Záruka 2 roky.



digitálne teplomery	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Thermoval rapid	925 033	bal. à 1 ks	48 bal.
Thermoval standard	925 023	bal. à 1 ks	48 bal.

Veroval® DOMÁCI TEST

Diagnostické testy na domáce použitie

Testy Veroval® sú založené na moderných diagnostických metódach a sú určené na domáce použitie. Výsledky sú známe počas niekoľkých minút. Spôľahlivosť testov bola overená v množstve hodnotiacich štúdií a garantuje spoľahlivosť 95 – 98 % (podľa typu testu).

Veroval® – Pomôžu vám pri liečení antibiotiká?

Rýchlotest na zistenie bakteriálnej infekcie v organizme

Princíp testu: Zistenie zvýšenej hladiny C-reaktívneho proteínu v krvi, signalizujúceho prebiehajúci bakteriálny zápal v organizme.

- Zistenie bakteriálneho či vírusového pôvodu ochorenia.
- Zistenie potenciálnej potreby antibiotík na liečenie sezónnych ochorení.
- Presnosť testu je vyššia ako 95 %* (*relatívna analytická citlivosť a relatívna diagnostická klinická presnosť > 95 %).
- Vhodné aj pre deti.

Veroval® – Zápal močových ciest

Rýchlotest na zistenie bielych krviniek, dusitanov a bielkovín

Princíp testu: Zistenie leukocytov, dusitanov a bielkovín v moči.

- Zistenie prítomnosti látok v moči signalizujúcich ochorenie močových ciest, močového mechúra alebo obličiek.
- Presnosť testu je vyššia ako 97 %.
- Vhodné aj pre deti.

Veroval® – Nedostatok železa

Rýchlotest na zistenie nízkej hladiny železa

Princíp testu: Imunologické zistenie proteínu feritínu v krvi, v ktorom sa železo ukladá v bunkách.

- Zistenie koncentrácie železa v krvi v priebehu 10 minút.
- Presnosť testu je vyššia ako 95 %.
- Vhodné aj pre deti.



domáce testy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
CRP test	924 147	bal. à 1 ks	112 bal.
Zápal močových ciest	924 127	bal. à 2 ks	112 bal.
Nedostatok železa	924 107	bal. à 1 ks	112 bal.

Veroval® DOMÁCI TEST

Diagnostické testy na domáce použitie

Veroval® – Neznášanlivosť lepku

Rýchlotest na zistenie celiakie

Princíp testu: Zistenie protilátok proti transglutamináze (IgA protilátok), ktoré sú známkou neznášanlivosti lepku.

- Zistenie celiakie v priebehu 10 minút.
- Presnosť testu je vyššia ako 98 %.
- Vhodné aj pre deti.

Veroval® – Prevencia žalúdočných ochorení

Rýchlotest na zistenie baktérie *Helicobacter pylori*

Princíp testu: Imunologické zistenie protilátok IgG proti baktérii *Helicobacter pylori* v krvi.

- Zistenie výskytu špecifickej baktérie v krvi v priebehu 10 minút. Baktéria môže byť spojovaná s chorobami, ako je gastritída, žalúdočný vred alebo napr. rakovina žalúdka.
- Presnosť testu je vyššia ako 96 %.

Veroval® – Chlamýdie

Rýchlotest na preukázanie infekcie chlamýdiami

Princíp testu: Zistenie baktérie *Chlamydia trachomatis* (krajná hodnota: približne 2,5 µg EB/ml) vo výtere z vaginálnej sliznice.

- Zistenie prítomnosti baktérie *Chlamydia trachomatis* v priebehu 15 minút.
- Presnosť testu je vyššia ako 97 %.
- Test je určený pre ženy.



domáce testy	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Neznášanlivosť lepku	924 207	bal. à 1 ks	112 bal.
Prevencia žalúdočných ochorení	924 007	bal. à 1 ks	112 bal.
Chlamýdie	924 407	bal. à 1 ks	112 bal.

Kolostomické pomôcky

Stomické pomôcky Dansac – Kolostomické pomôcky

NovaLife 1

Najmodernejší jednodielny systém, ktorý má znížený horný okraj vrecka zabraňujúci prevísaniu. Do vrecka sa zmestí viac stolice. Vyhovuje modernému typu oblečenia. Zlepšený filtračný systém vrecka zabraňuje úniku pachu a eliminuje jeho nafukovanie. Povrch vrecka je potiahnutý vodovzdornou textíliou.

NovaLife 2

Najmodernejší dvojdielny systém pre pacientov s vyvedenou kolostómou, ktorí preferujú oddelenú podložku od vrecka. Vrecko má upravený, znížený horný okraj, ktorý zabraňuje prevísaniu vrecka a lepšie sa prispôbujú tvaru tela v sede. Vrecko je veľmi diskrétné, napriek tomu sa doň zmestí väčšie množstvo stolice.

Nova 1


Jednodielny systém pre pacientov s pevnou stolicou. Vrecká sú potiahnuté vodovzdornou textíliou, ktorá zaručuje, že vrecko zostane suché aj po sprchovaní. Špeciálna vnútorná úprava vrecka redukuje nepríjemné zvuky.

Nova 2

Dvojdielny systém pre pacientov, ktorí preferujú oddelenú podložku od vrecka. Plávajúci krúžok na podložke pomáha redukovat tlak na brušnú stenu pri spojení podložky a vrecka, a ponúka tak zároveň aj zvýšenú ochranu proti podtečeniu.

Výhody

- Vodovzdorná textília, ktorá zaručuje, že povrch vrecka bude vždy suchý.
- Zlepšený filtračný systém.
- Flexibilný povrch podložky, ktorý kopíruje tvar tela a zaisťuje vysokú príľnavosť podložky.
- Vnútorný povrch vrecka, ktorý redukuje nepríjemné zvuky.



NovaLife TRE™ 1 Closed

Rad stomických pomôcok Dansac s technológiou TRE.

Vlastnosti:

- príľne k okoliu stómie,
- absorbuje prebytočné tekutiny,
- udržuje v okolí stómie vyrovnané pH.

NovaLife TRE™ 1 Closed EasiView

Vrecká s plochou lepiacou plochou TRE a EasiView nahliadacím okienkom.

NovaLife TRE™ 1 Closed Convex EasiView

Vrecká s konvexnou lepiacou plochou TRE a EasiView nahliadacím okienkom.

NovaLife TRE™ 1 Closed Soft Convex EasiView

Vrecká s mäkkou konvexnou lepiacou plochou TRE a EasiView nahliadacím okienkom.

Stomické pomôcky Dansac – Kolostomické pomôcky

	farba, veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Nova 1 Mini	běžová, 20 – 60 mm	895 727 5	F76891	1	10 bal.
Nova 1 Midi	běžová, 20 – 60 mm	895 727 3	F76889	1	10 bal.
	priehľadná, 20 – 60 mm	895 727 4	F76890	1	10 bal.
	běžová, 20 – 60 mm	895 727 6	F76892	1	10 bal.
Nova 2	běžová, 43 mm	895 717 6	F76901	1	10 bal.
	běžová, 55 mm	895 717 7	F76901	1	10 bal.
	běžová, 70 mm	895 717 8	F76901	1	10 bal.
NovaLife 1 Mini	běžová, 10 – 38/50 mm	895 844 6	F85678	1	10 bal.
NovaLife 1 Midi	běžová, 10 – 55/70 mm	895 844 4	F85676	1	10 bal.
	priehľadná, 10 – 55/70 mm	895 844 5	F85677	1	10 bal.
NovaLife 1 Maxi	běžová, 10 – 70/90 mm	895 844 7	F85679	1	10 bal.
	priehľadná, 10 – 70/90 mm	895 844 8	F85680	1	10 bal.
NovaLife 1 Closed Soft Convex Midi	běžová, s kontrolným okienkom, 15 – 34 mm	895 260 5	F94830	1	10 bal.
NovaLife 1 Closed Soft Convex Maxi	běžová, s kontrolným okienkom, 15 – 54 mm	895 260 4	F94829	1	10 bal.
NovaLife 2 Midi	běžová, 55 mm	895 845 1	F85689	1	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed EasiView Midi	běžová, s kontrolným okienkom, 15 – 55/70 mm	886 036 0	F4121A	1	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed EasiView Maxi	běžová, s kontrolným okienkom, 15 – 70/90 mm	886 035 0	F4122A	1	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed EasiView Maxi	běžová, s kontrolným okienkom, 15 – 55/70 mm	886 046 0	F4123A	1	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed EasiView Convex Midi	běžová s kontrolným okienkom, 15 – 37 mm	886 427 0	F4126A	1	10 bal.
NovaLife TRE 1 Closed EasiView Soft Convex Midi / Maxi	běžová s kontrolným okienkom, 15 – 34 mm	886 428 0	F4124A	1	10 bal.
	běžová s kontrolným okienkom, 15 – 34 mm	886 429 0	F4125A	1	10 bal.

Ileostomické pomôcky

NovaLife 1 a 2 Open

Novinka na Slovensku! Ide o novú verziu veľmi obľúbených ileostomických vreciek. Povrch vrecka je potiahnutý vodovzdornou netkanou textíliou, ktorá zostane suchá aj počas sprchovania. NovaLife Open má inovovaný filtračný systém, ktorý eliminuje únik nežiaducich zápachov a zároveň zabraňuje jeho nafukovaniu. Tvar vrecka je špeciálne navrhnutý, aby lepšie kopíroval krivky ľudského tela, prispôbil sa mu a bol nanajvýš diskrétny aj pod moderným typom oblečenia.

Nova 1 Fold Up

Veľmi obľúbený jednodielny systém pre ileostomických pacientov. Povrch vrecka je potiahnutý špeciálnou netkanou textíliou, ktorá zaručuje, že vrecko zostane suché aj pri sprchovaní. Filtračný systém vrecka je chránený tromi vrstvami. Výpustný systém zo suchého zipsu zaisťuje jednoduchú a bezpečnú obsluhu.

Výhody

- Jednoduchý uzatvárací systém, obsluhovateľný jednoducho i jednou rukou.
- Zatočenie 3x na zvýšenie bezpečnosti.
- Výpustná časť rozšírená na 70 mm na jednoduchšiu manipuláciu.
- Spojenie pomocou suchého zipsu po celej dĺžke zvyšuje bezpečnosť.
- Chránený suchý zips zostáva suchý aj počas sprchovania.

NovaLife TRE™ 1 Open

Rad stomických pomôcok Dansac s technológiou TRE.

Vlastnosti:

- príľne k okoliu stómie,
- absorbuje prebytočné tekutiny,
- v okolí stómie udržiava vyrovnené pH.

NovaLife TRE™ 1 Open EasiView

Vrecká s plochou lepiacou plochou TRE a EasiView s nahlíadacím okínekom.

NovaLife TRE™ 1 Open Convex EasiView

Vrecká s konvexnou lepiacou plochou TRE a EasiView s nahlíadacím okínekom.

NovaLife TRE™ 1 Open Soft Convex EasiView

Vrecká s mäkkou konvexnou lepiacou plochou TRE a EasiView s nahlíadacím okínekom.



Stomické pomôcky Dansac – Ileostomické

	farba, veľkosť	pomôcky číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Nova 1 Fold Up	béžová, 15 – 60 mm	895 727 9	F76896	1	10 bal.
	priehľadná, 15 – 60 mm	895 728 0	F76897	1	10 bal.
Nova 2 Fold Up	béžová, 55 mm	895 718 5	F76905	1	10 bal.
	béžová, 70 mm	895 718 6	F76905	1	10 bal.
	priehľadná, 55 mm	895 718 9	F76906	1	10 bal.
NovaLife 1 Open Mini	béžová, 10 – 38/50 mm	895 847 4	F85683	1	10 bal.
	priehľadná, 10 – 38/50 mm	895 847 5	F85684	1	10 bal.
NovaLife 1 Open Midi	béžová, 10 – 55/70 mm	895 847 2	F85681	1	10 bal.
	priehľadná, 10 – 55/70 mm	895 847 3	F85682	1	10 bal.
NovaLife 1 Open Maxi	béžová, 25 – 55/70 mm	895 847 6	F85685	1	10 bal.
	béžová, 30 – 55/70 mm	895 847 7	F85686	1	10 bal.
NovaLife 1 Open Soft Convex Midi	béžová, s kontrolným okienkom, 15 – 34 mm	895 260 3	F94831	1	10 bal.
NovaLife 1 Open Soft Convex Maxi	béžová, s kontrolným okienkom, 15 – 54 mm	895 260 6	F94828	1	10 bal.
NovaLife 2 Open Mini	béžová, 43 mm	895 848 7	F85705	1	10 bal.
	priehľadná, 36 mm	895 848 9	F85707	1	10 bal.
NovaLife 2 Open Midi	béžová, 55 mm	895 848 0	F85698	1	10 bal.
	priehľadná, 43 mm	895 848 3	F85701	1	10 bal.
	priehľadná, 55 mm	895 848 4	F85702	1	10 bal.
NovaLife 2 Open Maxi	béžová, 43 mm	895 849 2	F85710	1	10 bal.
	priehľadná, 55 mm	895 849 6	F85714	1	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open EasiView Midi	béžová, s kontrolným okienkom, 15 – 55/70 mm	886 431 0	F4128A	1	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open EasiView Maxi	béžová, s kontrolným okienkom, 15 – 70/90 mm	886 430 0	F4129A	1	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open EasiView Maxi	béžová, s kontrolným okienkom, 15 – 55/70 mm	886 432 0	F4130A	1	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open EasiView Convex Midi / Maxi	béžová, s kontrolným okienkom, 15 – 37 mm	886 433 0	F4134A	1	10 bal.
	béžová, s kontrolným okienkom, 15 – 59 mm	886 439 0	F4135A	1	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open EasiView Soft Convex Midi / Maxi	béžová s kontrolným okienkom, 15 – 34 mm	886 434 0	F4131A	1	10 bal.
	béžová s kontrolným okienkom, 15 – 54 mm	886 437 0	F4133A	1	10 bal.
NovaLife TRE 1 Open EasiView Soft Convex Maxi	béžová, s kontrolným okienkom, 15 – 34 mm	886 435 0	F4132A	1	10 bal.

Urostomické pomôcky

Nova 1 X3 urostomický

Vynikajúci jednodielny systém pre urostomikov. Podložka obsahuje 3 mm lepiacej plochy navyše v okolí stómie, a oveľa efektívnejšie tak zabraňuje podtečeniu.

Nova 2 urostomický

Dvojdielny urostomický systém. Rovnako ako Nova 1 X3 je povrch vrečka tvorený špeciálnou vodovzdornou netkanou textíliou, ktorá zaručuje, že vrečko zostane suché aj počas sprchovania alebo počas teplého dňa.

Výhody

- Nevratný komorový systém, ktorý slúži ako prevencia spätného toku moču.
- Minimalizácia rizika močových infekcií.
- Možnosť napojenia na nočné odvodné vrečko.
- Jednoduché vypúšťanie vrečka.
- Špeciálna povrchová úprava vrečka, ktorá redukuje nepríjemné zvuky a zlepšovanie stien vrečka.



	farba, veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Nova1 X3	priehľadná	895 728 2	F76899	1	10 bal.
Nova 2	priehľadná, 43 mm	895 719 3	F76908	1	10 bal.
	priehľadná, 55 mm	895 719 4	F76908	1	10 bal.
Duo Soft Drenážne vrečko	2 000 ml	895 722 0	F22190	1	12 bal.

Prehľad podložiek



	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Nova 2	krúžok 36 mm, otvor 20 – 28 mm	895 717 1	F76909	1	20 bal.
	krúžok 43 mm, otvor 10 – 35 mm	895 717 2	F76910	1	20 bal.
	krúžok 55 mm, otvor 10 – 47 mm	895 717 3	F76911	1	20 bal.
	krúžok 70 mm, otvor 10 – 62 mm	895 717 4	F76912	1	20 bal.
Nova 2 Convex	krúžok 43 mm, otvor 15 – 42 mm	895 844 2	F85674	1	20 bal.
	krúžok 55 mm, otvor 10 – 47 mm	895 844 3	F85675	1	20 bal.
NovaLife 2	krúžok 36 mm, otvor 10 – 28 mm	895 846 0	F85716	1	20 bal.
	krúžok 43 mm, otvor 10 – 35 mm	895 846 1	F85717	1	20 bal.
	krúžok 55 mm, otvor 10 – 47 mm	895 846 2	F85718	1	20 bal.
	krúžok 70 mm, otvor 10 – 62 mm	895 846 3	F85719	1	20 bal.
NovaLife TRE 2	krúžok 36 mm, otvor 15 – 28 mm	886 075 0	F4136A	1	20 bal.
	krúžok 43 mm, otvor 15 – 35 mm	302 002 0	F4137A	1	20 bal.
	krúžok, 55 mm, otvor 15 – 47 mm	886 073 0	F4138A	1	20 bal.
	krúžok 70 mm, otvor 15 – 62 mm	886 074 0	F4139A	1	20 bal.
NovaLife TRE 2 Convex	krúžok 36 mm, otvor 15 – 23 mm	886 079 0	F4140A	1	20 bal.
	krúžok 43 mm, otvor 15 – 30 mm	886 076 0	F4141A	1	20 bal.
	krúžok 55 mm, otvor 15 – 42 mm	886 077 0	F4142A	1	20 bal.
	krúžok 70 mm, otvor 15 – 59 mm	886 078 0	F4143A	1	20 bal.

Príslušenstvo

Dansac telová voda

Čistiaca voda na umytie a očistenie peristomálnej pokožky. Stabilizuje a udržuje vlhkosť pokožky.

Dansac ochranný krém

Krém je nemastný, bezfarebný, neparfumovaný, rýchlo sa vstrebáva. Funguje ako prevencia vysušovania pokožky a neovplyvňuje priľnavosť podložky.

Pohlčovač zápachu Nodor S

Potlačenie zápachu pri vyprázdňovaní či výmene vrecka. Predlžuje životnosť filtra.

Dansac pasta

Slúži na vyrovnanie nerovnosti a utesnenie v okolí stómie.

Dansac odstraňovač náplastí v spreji

Aplikuje sa na lepiacu plochu a používa sa na ľahšie odstránenie lepiacej plochy z pokožky.

Pás stomický prídržný Dansac

Môže sa použiť s dvojdielnym systémom (pripevnením k uškám vreciek) alebo s vybraným jednodielnym systémom (pripevnenie na špeciálny plastový krúžok. Zaisťovací pásik je dostupný v bielej farbe a s dĺžkou 100 cm.



	veľkosť	číslo výrobku	kód	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Dansac telová voda	50 ml	895 726 6	F41469	1	30 ks
Dansac telová voda v rúškach	50 ks	895 726 7	F41470	1	50 ks
Dansac ochranný krém	100 ml	895 716 8	F41473	1	5 ks
Pás stomický prídržný Dansac	100 cm	895 918 0	F76914	1	50 ks
Dansac Nodor S, tekutý pohlčovač zápachu	250 ml	895 716 7	F41480	1	45 ks
Dansac pasta	50 g	895 727 2	F41471	1	54 ks
Dansac odstraňovač náplastí v spreji	50 ml	895 069 7	F41481	1	12 ks
Dansac TRE krúžok	otvor 18 mm	886 080 0	F6138A	1	24 ks



HARTMANN – RICO spol. s r. o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

hartmann.sk
missionprevention.sk
hojenieran.sk
moliklub.sk